

BEFORE USING SCALE

1. Remove the Battery Isolation Tab:

Carefully remove the isolating tab located in the battery compartment.

2. Place on Flat Surface:

Immediately after removing the tab, set the scale on a flat, level floor.

3. Ignore Initial Displayed Weight:

If the scale displays approximately 3.7 kg or 8.2 lb, this is expected and can be disregarded. Allow the scale to automatically turn OFF after about 10 seconds.

4. Initialize the Scale:

Lightly tap the scale to power it ON. You will see “8888” scroll across the display, followed by “0.0”. This indicates the scale has initialized and the zero point has been set.

5. Ready for Use:

The scale is ready when “0.0” appears on the display. Always perform this initialization process whenever the scale is moved.

Note: If the display does not activate upon tapping, check the battery connection and refer to the battery replacement instructions below.

6. Select Weight Unit (Optional):

By default, the 880KL displays weight in pounds. To change the unit, use a pen or stylus to slide the unit switch located on the bottom of the scale to your preferred unit.



OPERATING YOUR SCALE

1. Lightly tap the scale to power it ON. Scale is initialized using vibration. Standing on top of the platform will not initialize the scale.
2. Scale is ready when “0.0” appears on the display.
3. Step on scale platform and stand still for approximately 5 seconds to lock in the weight measurement.
4. Weight measurement will flash on screen. Step off the scale.
5. Screen will hold and display the last captured weight for 10 seconds and then scale will power OFF.

WARNING INDICATORS

Lo Replace battery

ERR Weight exceeds maximum capacity of 500lb / 220kg

ADVICE FOR USE AND CARE

- Placing your scale on a flat, level floor will ensure the greatest accuracy and consistency.
- Clean your scale with a damp cloth. Do not use chemical cleaning agents.
- Do not allow your scale to become saturated with water as this can damage the electronics.
- Treat your scale with care – it is a precision instrument. Do not drop it or jump on it. It is not shock proof.

TROUBLESHOOTING GUIDE

If you experience any difficulty in the use of your scale:

- Check to make sure the batteries are correctly fitted.
- Make sure the scale is on a flat, level surface and not touching a wall.
- When you use the scale, if there is no display at all or if “Lo” is displayed – try new batteries.
- For technical assistance, contact Customer Service at 1-800-815-6615.

CHANGING THE BATTERIES

- **IMPORTANT:** Each time the batteries are changed, the unit may display approximately 3.7 kg or 8.2 lb. This is expected and can be disregarded. Please place the scale on a flat, level floor, wait 10 seconds until it turns OFF, then turn it ON again and verify that it displays '0.0' before starting any weight measurement.
- When the symbol "Lo" appears, the batteries need to be replaced.
- Use **ONLY** the recommended CR2032 3.0 V Lithium button type batteries. 2 batteries are required for use.
- Remove battery cover on the underside of the scale by pushing down on the tab and lifting the cover off the unit.
- Make sure that the new batteries are inserted with the positive polarity up! Ensure that the batteries are securely fitted into place. Replace battery cover.
- Remove the batteries if the scale will not be used for extended periods of time.
- Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health.
- **WARNING:** Discard old batteries carefully, out of reach of young children. Swallowing a battery may be fatal. If a battery is swallowed, contact the hospital immediately to have it removed.



This symbol indicates that batteries should not be disposed of in the normal household waste but should be taken to an appropriate local recycling facility when one is available.

Never throw batteries in a fire or attempt to open outer casings, they may explode!

LIMITED WARRANTY

What does the Warranty Cover?

Health o meter® Professional scales are warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar, LLC (see "To Get Warranty Service", below, for instructions). If the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer's sole remedy will be replacement of the scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alterations. Further, the warranty does not cover natural disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC

Attention R/A# _____

9500 West 55th St.

McCook, IL 60525

If your scale is not covered by warranty, or has been damaged, an estimate of replacement costs will be provided to you for approval, prior to replacing.



PELSTAR, LLC

9500 West 55th St • McCook, IL 60525 • USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:

www.homscales.com

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Health o meter® Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar, LLC. We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar, LLC 2025

MADE IN HUNGARY

ANTES DE UTILIZAR LA BÁSCULA

1. **Retire la lengüeta aislante de la batería:**

Retire cuidadosamente la lengüeta aislante ubicada en el compartimiento de la batería.

2. **Coloque la báscula sobre una superficie plana:**

Inmediatamente tras retirar la lengüeta, coloque la báscula sobre un piso plano y nivelado.

3. **Ignore el peso indicado inicialmente:**

Si la báscula indica aproximadamente 3.7 kg u 8.2 lb, esto es de esperarse y puede ignorarse. Permita que la báscula se APAGUE automáticamente tras 10 segundos.

4. **Inicialice la báscula:**

Toque suavemente la báscula con el pie para ENCENDERLA. Notará que la pantalla muestra "8888", seguido de "0.0". Esto indica que la báscula se ha inicializado y se ha colocado en cero.

5. **Lista para usarse:**

La báscula está lista cuando la pantalla muestra "0.0". Realice siempre este proceso de inicialización al mover la báscula.

Nota: En caso de que la pantalla no se active al tocar la báscula con el pie, revise que la batería esté bien conectada y consulte las instrucciones de reemplazo de la batería más adelante.

6. **Seleccione la unidad de peso (Opcional):**

De manera predeterminada, la 880KL muestra el peso en libras. Para cambiar la unidad, utilice un bolígrafo o lápiz óptico para deslizar el interruptor de la parte inferior de la báscula para seleccionar la unidad de peso deseada.



OPERACIÓN DE SU BÁSCULA

1. Toque suavemente la báscula con el pie para ENCENDERLA. La báscula se inicializa por medio de vibración. El pararse sobre la plataforma no inicializará la báscula.
2. La báscula está lista cuando la pantalla muestra "0.0".
3. Párese sobre la plataforma sin moverse por aproximadamente 5 segundos para fijar la medición de peso.
4. La medición de peso parpadeará en la pantalla. Baje de la báscula.
5. La báscula mostrará el último peso capturado por 10 segundos, tras lo cual la báscula se APAGARÁ.

INDICADORES DE ADVERTENCIA

Lo Reemplace la batería

ERR El peso excede la capacidad máxima de 500 lb / 220 kg

CONSEJOS DE OPERACIÓN Y CUIDADO

- Coloque la báscula sobre un piso plano y nivelado para garantizar la mayor precisión y consistencia.
- Limpie la báscula con un paño húmedo. No utilice productos químicos de limpieza.
- No permita que la báscula se sature de agua, ya que esto podría dañar los componentes electrónicos.
- Trate la báscula con cuidado; es un instrumento de precisión. No la deje caer ni salte sobre ella. No es a prueba de golpes.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de experimentar alguna dificultad en la operación de su báscula:

- Verifique que las baterías estén instaladas correctamente.
- Asegúrese de que la báscula esté colocada sobre un piso plano y nivelado y que no esté en contacto con alguna pared.
- En caso de que al utilizar la báscula no encienda la pantalla o ésta muestre "Lo", intente colocar baterías nuevas.
- Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Servicio al Cliente al teléfono 1-800-815-6615.

CAMBIO DE LAS BATERÍAS

- **IMPORTANTE:** Cada vez que se cambian las baterías, la báscula podría indicar aproximadamente 3.7 kg u 8.2 lb. Esto es de esperarse, y puede ignorarse. Coloque la báscula sobre un piso plano y nivelado, espere 10 segundos hasta que se APAGUE, luego ENCIÉNDALA nuevamente y verifique que la pantalla muestre '0.0' antes de realizar cualquier medición de peso.
- Cuando aparezca el símbolo "Lo", será necesario reemplazar las baterías.
- Utilice ÚNICAMENTE las baterías recomendadas tipo botón de litio CR2032 de 3.0 V. Se requieren 2 baterías para su operación.
- Retire la cubierta de la batería de la parte inferior de la báscula presionando la pestaña y levantando la tapa de la unidad.
- Asegúrese de que las baterías nuevas estén insertadas con el polo positivo hacia arriba. Asegúrese de que las baterías estén bien colocadas en su lugar. Vuelva a colocar la cubierta.
- Retire las baterías si la báscula no se utilizará durante largos períodos de tiempo.
- Las baterías contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.
- **ADVERTENCIA:** Tenga cuidado al desechar las baterías usadas, manteniéndolas fuera del alcance de los niños pequeños. Tragar una batería podría ser fatal. En caso de tragar una batería, comuníquese inmediatamente con el hospital para su extracción.



Este símbolo indica que las baterías no deben ser desechadas en la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a instalaciones adecuadas de reciclado local cuando éstas estén disponibles.

Nunca arroje baterías al fuego ni intente abrir la cubierta exterior, ya que podrían explotar.

GARANTÍA LIMITADA

¿Qué cubre la garantía?

Las básculas Health o meter® Professional están garantizadas a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales o mano de obra por un período de un (1) año. En caso de que el producto no funcione correctamente, devuélvalo, con flete prepago y debidamente empacado a Pelstar, LLC (consulte la sección de "Cómo obtener el servicio de garantía" a continuación para obtener instrucciones). En caso de que el fabricante determine que existe un defecto en materiales o de mano de obra, la única solución para el cliente será el reemplazo de la báscula sin costo. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. En caso de que el producto ya no se encuentre disponible, se podrá reemplazar con un producto similar de igual o mayor valor. Todas las partes reemplazadas estarán cubiertas únicamente dentro del período de garantía original.

¿Quién está cubierto?

El comprador original del producto deberá contar con un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Guarde su factura o recibo. Los distribuidores Pelstar o las tiendas minoristas que venden productos Pelstar no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ningún modo los términos y condiciones de esta garantía.

¿Qué se excluye?

Su garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños derivados de cualquiera de lo siguiente: mal uso o uso incorrecto del producto, uso con voltaje o corriente inadecuados, uso distinto a las instrucciones de operación, abuso, incluyendo la manipulación indebida, daños durante el transporte o reparaciones o alteraciones no autorizadas. Asimismo, la garantía no cubre desastres naturales, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, adicionales a cualquier otro derecho con el cual pueda contar, lo cual podría variar dependiendo del país, estado, provincia o jurisdicción.

Para obtener el Servicio de Garantía, asegúrese de conservar su recibo de compra o documento que muestre el comprobante de compra. Llame al número (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600 para recibir un número de autorización de devolución (RA), el cual deberá incluirse en la etiqueta de devolución. Anexe el comprobante de compra a su producto defectuoso junto con su nombre, dirección, número para recibir llamadas durante el día y la descripción del problema. Empaque cuidadosamente el producto y envíelo con envío y seguro prepagados a:

Pelstar, LLC

Atención R/A# _____

9500 West 55th St.

McCook, Illinois 60525

Si su báscula no está cubierta por la garantía o ha sufrido daños, se le proporcionará una cotización de los costos de reemplazo para su aprobación, antes de reemplazarla.



PELSTAR, LLC

9500 West 55th St • McCook, Illinois 60525 • Estados Unidos de América

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

REGISTRE SU BÁSCULA PARA RECIBIR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA EN EL SITIO:

www.homscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia. Los productos de Health o meter® Professional son fabricados por, están diseñados por y son propiedad de Pelstar, LLC. Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar las características o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar, LLC 2025

HECHO EN HUNGRÍA