




Model 2842KL

**Large Platform Digital Scale
with Remote Display**



Find the date code on your scale's product label and follow this chart to select the version specific user instructions for your scale.

Busque el código de fecha en la etiqueta del producto de su báscula y siga este cuadro para seleccionar las instrucciones de usuario específicas de la versión para su báscula.
Haga clic en el enlace o salte a la página que se muestra.

Trouvez le code de date sur l'étiquette du produit de votre balance et suivez ce tableau pour sélectionner les instructions d'utilisation spécifiques à la version de votre balance. Cliquez sur le lien ou passez à la page affichée.

<u>Date Codes</u>	<u>Link/Page #</u>
3625, 4925, all date codes ending in 26	Click here for skip to page 2
For all other date codes not shown above, click here or skip to page 55	

Date code can be found on the product label on the back of the display head.

El código de fecha se puede encontrar en la etiqueta del producto en la parte posterior de la pantalla.


Le code de date se trouve sur l'étiquette du produit à l'arrière de la tête d'affichage.



Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

Large Platform Digital Scale Model 2842KL



ISO13485:2016
CERTIFIED

ISO 9001:2015
CERTIFIED

USER INSTRUCTIONS



PELSTAR®, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA www.homscales.com

Health o meter® Professional 2842KL

© Pelstar®, LLC 2026

weigh**easier**®

Thank you for your purchase of this Health o meter[®] Professional scale. Please read this manual carefully and keep it for easy reference or training.

TABLE OF CONTENTS

CAUTIONS AND WARNINGS.....

3

SPECIFICATIONS

4

CERTIFICATIONS/DISPOSAL.....

5

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6

SET UP

9

OPERATING INSTRUCTIONS.....

13

MAINTENANCE

15

TROUBLESHOOTING

16

CALIBRATION

17

WARRANTY

18

Note: This scale has been factory calibrated, and does not require calibration prior to use.

Please register your scale for warranty coverage at:
www.homscales.com

For User Instructions updates and revisions please go to:
www.homscales.com

CAUTIONS AND WARNINGS

INTENDED USE

This Health o meter® Professional scale is intended to be used in a professional medical environment by trained medical staff. This product was designed to weigh patients who are safely positioned on the platform. Do not modify the product or use it for anything other than its intended purpose.

To prevent patient/caregiver injury or damage to your scale, please follow the instructions in this user manual very carefully.

- Do not exceed the weight capacity specified for this scale.
- For accurate weighing, this scale must be placed on a flat, stable surface.
- For accurate weighing, verify before each use the proper operation according to the procedure described in this manual.
- Do not use in the presence of flammable or explosive materials.
- If the scale becomes damaged, it should not be operated until properly serviced.
- Do not transport the scale with a patient or object on the scale.
- Do not wheel or pull the scale down stairs, doing so may damage internal parts.
- Ensure that the AC adapter and scale do not come in contact with liquids, excessive temperature, or excessive humidity.

Patient/caregiver safety

- This scale is designed for static weighing of patients only. No scale should be used for patient transfer.
- To prevent patient injury, the patient must be attended to throughout the entire weighing event. Caregivers should ensure that the patient is stable and provide support as needed when getting onto and off of the scale.

When operating the scale with the AC adapter:

- Operate this scale exclusively with the AC adapter provided by Health o meter Professional. Use of an unspecified adapter will void the warranty, and can pose a serious safety hazard.
- For use with AC adapter model ADPT31 (USA or Canada) or ADPT30 (International)
- Prior to using this scale, inspect the AC adapter cord for cracking / fraying, or for broken / bent plug prongs.
- Prior to using this scale, ensure that the AC adapter is plugged into an outlet with the rated voltage appropriate for operation.
- Ensure that the AC outlet is wired to a circuit breaker or other protected power source.
- Unplug the AC adapter, and carefully store both the adapter and adapter cord before moving the scale.
- Operating this scale at voltages and frequencies other than specified can damage the equipment and will void the warranty.

When operating the scale with batteries:

- If the "LOBAT" indicator activates, replace the batteries or switch to the AC adapter as soon as possible.
- When replacing / inserting batteries, be sure to use all new batteries.

In no event whatsoever shall Pelstar, LLC be liable for damages or injuries arising from or connected with the assembly, use, or misuse of its products.

SPECIFICATIONS

Health o meter Professional's Large Platform Digital Scale model 2842KL uses highly sophisticated microprocessor technology. Each scale is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements and features that make the weighing process simple, fast and convenient.

- Weighing is performed by motion-sensing technology.
- The patient's weight can be displayed in pounds or in kilograms.
- The scale includes a specially designed removable rubber mat for easy cleaning.
- The unit can be operated using its AC power adapter or by 6 C-cell batteries.

Scale Specifications

Capacity and Resolution:	600 lb x 0.2 lb (270 kg x 0.1 kg)
Power Requirements:	Adapter Model No. RHD10W090050 or No. RHD090020 Health o meter® Professional Model (ADPT31) (Included) Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA Output: 9.0V $\overline{\text{---}}$ 0.5A Or 6 C Batteries (not included)
Environmental:	Operating Temperature: 50°F to 104°F / 10°C to 40° C Storage Temperature: 32°F to 122°F (0°C to 50°C) Maximum Humidity: 85% RH in use or in storage
Platform Dimensions:	22 1/4" (w) x 42" (d) x 2 1/2" (h) / 565mm (w) x 1067mm (d) x 64mm (h)

Definition of Symbols



Attention: Consult Accompanying Documents



Caution



Do not dispose of this device in the domestic waste stream.



Type B Applied Parts



DC Power Supply



Temperature Limit



Manufacturer



Catalogue Number



Batch Code



Serial Number

CERTIFICATIONS / DISPOSAL

Certification Descriptions:

 	Pelstar, LLC has been officially certified as a manufacturer of Health o meter® Professional medical devices to be in compliance with stringent ISO requirements. The Pelstar, LLC quality assurance system covers the development, production, sales and service of medical scales and measuring systems.
--	--

Scale Disposal:



Do not dispose of this device in domestic waste. This Health o meter® Professional scale must be disposed of properly as electronic waste. Follow the national, regional or local regulations which apply to you for disposal. For scale assistance or telephone support, please call Health o meter® Professional Customer Service (available on normal business days) at (+1) 800-815-6615 or (+1) 708-377-0600.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before Assembly

Each 2842KL Large Platform Digital Scale is shipped disassembled in one carton. Carefully inspect the carton for shipping damage before unpacking. If damage is found, contact your shipper or a Health o meter® Professional representative immediately at 1-800-815-6615. Claims must be filed with the shipper as soon as possible after receipt of the package. The following information details what you will find inside the main carton as you unpack the parts for assembly.

To prevent scratching any components, carefully remove each assembly from the carton and unwrap the packing materials. Set the carton aside for storage. To avoid damaging the scale parts when unpacking, do not use a box cutter, knife, scissors, or any sharp object to open the protective inner packaging.

Parts List

Carton

- (1) Base assembly
- (1) Display head
- (1) Display assembly bracket
- (4) Base assembly feet
- (1) Small white box containing AC adapter
- (2) Display assembly screws and washers
- (1) Rubber mat

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

1. Place the base assembly upside down on a flat, steady surface.	
2. Screw the four feet into the base assembly. Turn each foot completely into the base assembly and then back out 1 1/2 turns. Carefully turn the base assembly right side up. Adjust the feet as necessary for a level, stable platform. Do not drop the scale as this may damage the load cells.	
3. Plug the display cable connector into the base cable connector.	
4. Optional step to secure excess cable: Remove the screws on the side of the platform that include black clamps. Open the clamp and route the cable into the clamp. Replace the screw with the cable onto the side of the platform.	
5. Place the rubber mat in the center area of the base assembly platform.	
6. If mounting the display head onto a wall see the Display Head Wall Mounting instructions on the next page. If wall mounting the display, complete this step after the display assembly bracket has been mounted to the wall. If using as on a desk or table, place the display head into the display bracket and screw in the two display assembly screws.	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

Display Assembly Wall Mounting Instructions

Caution: When wall mounting the display assembly, ensure that the mounting location is free of electrical lines, gas pipes, and other safety hazards. Ensure that wall is of construction that can support the display assembly.


Note: Display assembly can be mounted to a wall up to 6 feet (1.83 m) from the base.

1. If display head is already attached to the display assembly bracket, remove the display assembly screws at the side of the display head and set them aside.
2. Position the display assembly bracket on the wall at the desired location and mark the mounting bracket hole locations.
3. Use suitable plastic or metal anchors for the type of wall construction and carefully drill the appropriate sized holes.
4. Insert the anchors into the wall, and screw the two mounting screws into the anchors. Adjust the screw head depth such that the screw heads protrude 1/8" (3.2 mm) from the wall.
5. Position the display assembly mounting holes onto the mounting screws and pull down on the display assembly to secure the bracket over the screws.
6. Re-attach the display head to the display assembly bracket using the two display assembly screws.

Required Parts Not Included With This Scale

- (2) # 10-12 x 1 in. Screws
- (2) Mounting anchors, compatible with wall construction

Battery Installation



1. If connected, disconnect the scale from the AC power source.
2. Unscrew two plastic screws and carefully remove the battery holder from the display assembly.
3. Take the batteries from the battery holder, replace the batteries with new ones.
4. Position the battery holder into the display assembly and reinstall two plastic screws.

SET UP INSTRUCTIONS

To enter the Options mode, push and hold the **UNIT** button while pressing and releasing the  button.

Auto Off Function

When powering the scale via the AC adapter, the display can be set to power off after a period of inactivity. The Auto Off default setting is “disabled”. Follow this procedure to enable or disable the Auto Off function. **Note:** When powering the scale via batteries, the Auto Off function is automatically enabled.

1. While the scale is turned off, press and hold **UNIT** then press and release the  button. Hold **UNIT** until “AOF=d” or “AOF=E” appears on the display, then release. Press **UNIT** again to change the setting.
AOF = d Disables the Auto Off function
AOF=E Enables the Auto Off function
2. Press **HOLD/RELEASE** to save your selection and exit the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show “UEr”, followed by a version number, and then dashes. When the display shows “0.0” the scale is ready to use.

Setting Auto Off Time

When powering the scale via batteries or if Auto Off is Enabled for the AC adapter, the period of inactivity before the scale powers off can be set to a specific amount of time. The default setting for Auto Off time is 2 minutes. Follow this procedure to set the number of minutes of inactivity before power off.

1. While the scale is turned off, press and hold **UNIT** then press and release the  button. Hold **UNIT** until “AOF=d” or “AOF=E” appears on the display, then release. Use **ZERO/TARE** to advance or the  button to scroll back the display screen until the “AFt” setting appears. Press **UNIT** to change the Auto Off time.
AFt = 1 Scale will power off after 1 minute of inactivity
AFt = 2 Scale will power off after 2 minutes of inactivity
AFt = 3 Scale will power off after 3 minutes of inactivity
2. Choose the setting you prefer and press **HOLD/RELEASE** to save your selection and exit the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show “UEr”, followed by a version number, and then dashes. When the display shows “0.0” the scale is ready to use.

Auto Hold

The Auto Hold function allows the scale to continue displaying the weight measurement after the patient is removed from the weighing tray/seat. The Auto Hold setting can be adjusted to display the weight for 1, 30, or 60 seconds. The default setting is 30 seconds. Follow this procedure to adjust the Auto Hold setting.

1. While the scale is turned off, press and hold **UNIT** then press and release the  button. Hold **UNIT** until “AOF=d” or “AOF=F” appears on the display, then release. Use **ZERO/TARE** to advance or the  button to scroll back the display screen until the “AHd” setting appears. Press **UNIT** to change the setting.
AHd = 0 Weight measurement will hold on the display for 1 second
AHd = 1 Weight measurement will hold on the display for 30 seconds
AHd = 2 Weight measurement will hold on the display for 60 seconds
2. Choose the setting you prefer and press **HOLD/RELEASE** to save your selection and exit the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show “UEr”, followed by a version number, and then dashes. When the display shows “0.0” the scale is ready to use.

SET UP INSTRUCTIONS (CONT.)

Setting Sound Options

The display can be set to stay silent or beep while operating the scale. The default setting for Sound is “enabled”. Follow this procedure to enable or disable sound.

1. While the scale is turned off, press and hold **UNIT** then press and release the  button. Hold **UNIT** until “AOF=d” or “AOF=E” appears on the display, then release. Use **ZERO/TARE** to advance or the  button to scroll back the display screen until the “Snd” setting appears. Press **UNIT** to change the setting.
Snd = E Enables sound so the scale beeps when keys are pressed.
Snd = d Disables sound so the scale stays silent when keys are pressed.
2. Choose the setting you prefer and press **HOLD/RELEASE** to save your selection and exit the options mode.
3. The scale will restart. The display will show “UEr”, followed by a version number, and then dashes. When the display shows “0.0” the scale is ready to use.

Locking Unit of Measure (LB or KG) (KL versions only)

The weight measuring unit (pounds / LB or kilograms / KG) can be locked to display weight only in the selected unit of measure. The unit of measure lock default setting is “unlocked”. Follow this procedure to lock the **UNIT** button. **Note:** If Everlock® is engaged, this feature will not appear in the Options mode.

1. While the scale is turned off, press and hold **UNIT** then press and release the  button. Hold **UNIT** until “AOF=d” or “AOF=E” appears on the display, then release. Use **ZERO/TARE** to advance or the  button to scroll back the display screen until the “Unt” setting appears. Press **UNIT** button to change the setting.
Unt = U Allows the user to toggle weight measurement between LB and KG.
Unt = L Locks the unit button so weight is only displayed in pounds (LB)
Unt = | Locks the unit button so weight is only displayed in kilograms (KG)
2. Choose the setting you prefer and press **HOLD/RELEASE** to save your selection and exit the options mode.
3. The scale will restart. The display will show “UEr”, followed by a version number, and then dashes. When the display shows “0.0” the scale is ready to use.

Enabling Unit View with Unit of Measure Locked

If the scale is locked per the instructions above, users can still view the alternate weight measuring unit by enabling the “Unit View” option. Enabling the “Unit View” option allows the user to press the **UNIT** button to briefly display the weight in the alternate weight measuring unit. After releasing the **UNIT** button the display will return to the locked weight measuring unit. The “Unit View” default setting is “Disable”. Follow this procedure to enable “Unit View” when the weight measuring unit is locked. **Note:** If Everlock® is enabled, this feature will not appear in the Options mode.

1. While the scale is turned off, press and hold **UNIT** then press and release the  button. Hold **UNIT** until “AOF=d” or “AOF=E” appears on the display, then release. Use **ZERO/TARE** to advance or the  button to scroll back the display screen until the “UdP” setting appears. Press **UNIT** to change the setting.
UdP = d Disables the **UNIT** button so it will not display the other weight measuring unit.
UdP = E Allows the user to view the other weight measuring unit by holding down the **UNIT** button even if the weight measuring unit is locked. Enabling this function will only allow the user to view the other unit while pressing the **UNIT** button; it will not unlock the weight measuring unit.

SET UP INSTRUCTIONS (CONT.)

2. Choose the setting you prefer and press **HOLD/RELEASE** to save your selection and exit the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show “UEr”, followed by a version number, and then dashes. When the display shows “0.0” the scale is ready to use.

Setting Auto Zero

This option allows the user to select whether the scale will re-set itself to ZERO each time it is powered up or whether it will use the zero reading from the last time it was zeroed. The auto zero default setting is “enabled”. Follow this procedure to enable or disable this feature

1. While the scale is turned off, press and hold **UNIT** then press and release the  button. Hold **UNIT** until “AOF=d” or “AOF=E” appears on the display, then release. Use **ZERO/TARE** to advance or the  button to scroll back the display screen until the “PU2” setting appears. Press **UNIT** to change the setting.

PU2 = d Disabling this feature means the scale does not attempt to find a zero when powered on, rather it will use the zero setting it had from its most recent use. Health o meter® Professional recommends that if the Disable option is selected, users should manually zero the scale before each weight measurement by pressing **ZERO / TARE**. Users will see dashes on the screen as the scale is finding zero.

PU2 = E Enabling this feature means the scale will zero itself when it is powered on. After each use, the scale will clear the weight of the patient and set itself back to the initial zero level it found on start-up. Health o meter® Professional recommends keeping this setting as Enable.
2. Choose the setting you prefer and press **HOLD/RELEASE** to save your selection and exit the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show “UEr”, followed by a version number, and then dashes. When the display shows “0.0” the scale is ready to use.

Setting Weight Lock Option

This option allows the user to choose whether the scale locks onto a weight. The default setting is for the scale to lock. **Note:** if patient movement causes a change in weight more than 5 lb / 2.27 kg then the scale will not lock regardless of the setting. Follow this procedure to change the setting.

1. While the scale is turned off, press and hold **UNIT** then press and release the  button. Hold **UNIT** until “AOF=d” or “AOF=E” appears on the display, then release. Use **ZERO/TARE** to advance or the  button to scroll back the display screen until the “nLC” setting appears. Press **UNIT** to change the setting.

nLC = E Weight measurement will not lock
nLC = d Weight measurement will lock and the LOCK icon will be displayed
2. Choose the setting you prefer and press **HOLD/RELEASE** to save your selection and exit the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show “UEr”, followed by a version number, and then dashes. When the display shows “0.0” the scale is ready to use.

SET UP INSTRUCTIONS (CONT.)

Everlock® (KL versions only)

The Everlock® feature allows the measuring unit to be permanently locked on the scale, disabling the **UNIT** button. The Everlock® default setting is “disabled”. Follow this procedure to engage Everlock®.

Warning: This lock is permanent and cannot be reversed.

Notes:

- Press **HOLD/RELEASE** at any time to exit the Everlock® procedure.
 - Once Everlock® is engaged the Unt and UdP options will no longer be displayed when scrolling through the Options menu.
 - There is no method to undo Everlock® without sending the scale back to the manufacturer.
1. While the scale is turned off, press and hold **UNIT** then press and release the  button. Hold **UNIT** until “AOF=d” or “AOF=E” appears on the display, then release. Use **ZERO/TARE** to advance or the  button to scroll back the display screen until “ELC=d” appears. This is the default setting with Everlock® disabled. Press **UNIT** to start the Everlock procedure. .
 2. “PASS1” will appear on the display. This prompts the user to enter a password. Press the following keys in this sequence:
, **ZERO/TARE**, **UNIT**
 3. If entered correctly, “ELC=L” (if scale was in LB mode) or “ELC=6” (if scale was in KG mode) will appear on the display.
 4. Use the **ZERO/TARE** button to toggle between (L) Pounds and (6) Kilograms. When the desired unit is displayed, press **HOLD/RELEASE** and “PASS2” will appear on the display.
 5. This will prompt the user to enter the second password. Press the following keys in this sequence:
ZERO/TARE, **UNIT**,  (**Warning: Entering this password will engage Everlock**)
 6. If entered correctly, the scale will display “ELC = L” or “ELC = 6,” depending on the unit of measurement that was selected. Everlock® is now engaged.
 7. Press **HOLD/RELEASE** to save your selection and exit the options mode.
 8. The scale will restart. The display will show “UEr”, followed by a version number, and then dashes. When the display shows “0.0” the scale is ready to use.

Warning: Do not power off the scale until **HOLD/RELEASE** is pressed to save the Everlock® option, the scale has restarted and the display has returned to “0.0”.

OPERATING INSTRUCTIONS

Keypad



DESCRIPTION	FUNCTION
/ REWEIGH	Powers scale on and off. Allows repeated weighing of the patient while remaining on the scale.
ZERO/TARE	Zeroes out or tares the scale prior to a weighing.
HOLD/RELEASE	Holds the displayed weight until the button is pressed again to release the value. Will recall the previously locked weight if pressed when nothing is on the scale.
UNIT	Selects kilograms or pounds.

Weighing a Patient

Note: When this scale is turned on, it will always default to the settings and units last used (LB or KG). The scale will not lock on a weight less than 5 lb / 2.27 kg.

1. Make sure there is nothing on the weighing seat. Press to power on the scale. The scale is ready for use when "0" appears on the display.
2. Assist the patient onto the scale. "LOCK" will appear and flash on the display along with a weight measurement. When a stable weight is determined "LOCK" will stay displayed along with the patient's weight. Depending on the movement of the patient on the scale, it may take several seconds for the scale to lock onto the weight. **Note:** if patient movement causes a change in weight more than 5 lb / 2.27 kg then the scale will not lock

Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire weighing event.

3. Assist the patient off of the scale. The weight will be held on the display for a period of time if the Auto Hold setting is enabled. The weight can also be held by pressing **HOLD/RELEASE**. To clear a held weight, press **HOLD/RELEASE**. After the weight measurement has been taken and is recorded, remove the patient from the scale. Or press the / **REWEIGH** button to reweigh the patient without removing them from the scale.
4. To power off the scale, press and hold for approximately three seconds.
Note: If the display shows "- - - - -" you have exceeded the capacity of the scale.

Weight Recall

Note: Weight will only recall if scale has remained powered on.

1. To recall the last weight measured, press **HOLD/RELEASE**.
2. To clear the display of the recalled weight, press **HOLD/RELEASE** again.

OPERATING INSTRUCTIONS

Zero Function

Zeroes the scale prior to a weight measurement. The **ZERO/TARE** button is also used in the Tare function outlined below.

Tare Function

When using this scale, the weight of an object, such as a portable oxygen tank, can be subtracted from the total weight in order to determine the weight of the patient alone.

Weighing a Patient and Taring an Unknown Weight:

The minimum weight that can be tared is 5 lb / 2.27 kg. **Note:** The scale must lock onto a weight before it can be tared.

1. Make sure there is nothing on the weighing tray. Press  to power on the scale. The scale is ready for use when "0" appears on the display.
2. Place the object to be tared on the scale. The display will show a value for the object's weight.
3. Press **ZERO/TARE**. The word "TARE" will appear on the display, and the scale will return to zero.
4. Keep the object on the platform and place the baby on the scale. The scale will automatically deduct the weight of the object and only display the patient's weight.
5. When you remove the patient and the item from the tray, a negative value will show on the display. Press **ZERO/TARE** to clear the tared value.

Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire weighing event.

Weighing a Patient and Taring a Known Weight (Pre-Tare):

Pre-Tare can be performed for items between .2 lb and 200 lb (0.1 kg and 91 kg).

1. Make sure there is nothing on the weighing tray. Press  to power on the scale. The scale is ready for use when "0" appears on the display.
2. Press and hold **ZERO/TARE** until the word "TARE" appears on the display.
3. The tare icon will flash along with "0.0" LB or "0.0" KG prompting you to enter the weight to be tared. Use the  and **ZERO/TARE** buttons to increase or decrease the weight. Pounds will change in 0.2 lb increments and KG will change in 0.1 kg increments.
4. Once the desired tare value is set, lock the value by pressing **HOLD/RELEASE**. The tare icon will stop flashing and remain on, and the entered amount will show as a negative.
5. Weigh the patient following the weighing procedure outlined on the previous page. The scale will automatically deduct the tare value and only display the patient's weight.
6. To clear the tare value, press the **ZERO/TARE** button.

MAINTENANCE

Maintenance

The following pages provide instructions for maintenance, cleaning, calibration, and troubleshooting for the scale. Maintenance operations other than those described in this manual should be performed by qualified service personnel.

Caution: Before first use, or after long periods of non-use, check the scale for proper operation and function. If the scale does not operate correctly, refer to qualified service personnel.

1. Check the overall appearance of the scale for obvious damage, wear, and tear.
2. If applicable, inspect the AC adapter cord for cracking, fraying, and for broken/bent prongs.

Cleaning and Disinfecting

Proper care and cleaning is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.

Caution: Disconnect the scale from the AC adapter power source prior to cleaning the unit.

1. Health o meter® Professional recommends using one of the following solutions on a soft cloth or disposable wipe:
 - mild soap and water solution
 - 70% isopropyl alcohol
 - solution with 1-5% hydrogen peroxide concentration

After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure the screen and scale parts are completely dry after cleaning.

2. Never use rough or abrasive materials to clean the scale, as these will damage the scale's finish.
3. Do not submerge the scale in water or any other liquid.
4. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

TROUBLESHOOTING

Refer to the following instructions to check and correct any failure before contacting service personnel. Should you have further questions, call Health o meter® Professional Scales Customer Service at 1-800-815-6615.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Scale does not turn on	1. Dead Battery 2. Faulty electrical outlet 3. Bad power supply	1. Replace batteries 2. Use a different outlet 3. Replace adapter
Questionable weight or the scale does not zero	1. External object interfering with the scale 2. The display did not show "0.0" before weighing 3. Scale is not placed on a stable surface 4. Scale is out of calibration	1. Remove interfering object from the scale 2. Remove patient, zero the scale and begin weighing process again 3. Place the scale on a stable surface and begin weighing process again 4. Check weight with known weight value
The display shows "- - - - -"	The load on the scale exceeds the capacity	Remove the excess weight and use the scale according to its capacity of 600 lb / 270 kg
The display shows "uNdEr"	The scale is in under-load condition	Make sure the rubber mat is placed on the base. Or press ZERO to clear a previously tared weight.
The display shows "LO BAT"	The batteries are low	Replace batteries according to instructions

CALIBRATION

Your scale has been factory calibrated and does not require calibration prior to use. There are no requirements for calibration in the field; users should adhere to their institution's calibration policies. If required, the scale can be calibrated. 200lb or 80 kg of certified weight is required for calibration.

Note: Only weights certified and traceable to national standards should be used for calibration procedures.

1. Press and hold **HOLD/RELEASE**, then press and release the  button to power on the scale. Remain pressing **HOLD/RELEASE** until "CAL" appears on the display. Release all buttons.
2. "2Ero SCALE" will scroll horizontally across the screen. With no weight on the scale, press **ZERO/TARE**.
3. The scale will zero and "PLACE 200 ON SCALE PrESS HOLD" in LB mode, or "PLACE 80 ON SCALE PrESS HOLD" in KG mode. Press **UNIT** to toggle between units.
4. Place 200lb or 80 kg of certified weight on the center of the seat, then press **HOLD/RELEASE**. "CAL" will flash on the screen while the scale is calibrating.
 - A. If the weight is within calibration range, a four digit number will be displayed. Remove the weight from the scale and the scale will restart.
 - B. If the weight placed on the scale does not match the correct calibration standard, "Out OF RANGE" will appear on the display. Calibration is not performed. Press **ZERO/TARE** to exit calibration mode. Obtain the correct amount of calibration weight and begin the calibration process again.

WARRANTY

Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional scale is warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of two (2) years. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar, LLC (see "To Get Warranty Service", below, for instructions). If the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer's sole remedy will be replacement of the product at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC
Attention R/A# _____
Return Department
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525



PELSTAR® , LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY AT:


www.homscales.com

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Health o meter® Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar®, LLC. We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar®, LLC 2026



Báscula Digital con Plataforma de Gran Tamaño Modelo 2842KL



ISO13485:2016
CERTIFIED

ISO 9001:2015
CERTIFIED

INSTRUCTIVO

Para ver el instructivo en español ingrese a www.homscales.com



PELSTAR®, LLC 9500 West 55th St. McCook, Illinois 60525-7110 E.U.A. www.homscales.com
Health o meter® Professional 2842KL

© Pelstar®, LLC 2026

weigh**easier**®

Agradecemos su compra de esta báscula de Health o meter® Professional. Lea atentamente este manual y consérvelo para facilitar su consulta o para fines de capacitación.

ÍNDICE

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.....	21
ESPECIFICACIONES	22
CERTIFICACIONES/ELIMINACIÓN	23
INSTRUCCIONES DE ARMADO	24
CONFIGURACIÓN	27
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.....	31
MANTENIMIENTO.....	33
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	34
CALIBRACIÓN	35
GARANTÍA	36

Nota: Esta báscula viene calibrada de fábrica y no requiere calibración previa a su uso.

Registre su báscula para recibir la cobertura de la garantía en el sitio:

www.homscales.com

For User Instructions updates and revisions please go to:

www.homscales.com

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

USO PREVISTO

Esta báscula Health o meter® Professional está diseñada para ser utilizada en un entorno médico profesional por personal médico capacitado. Este producto fue diseñado para pesar pacientes posicionados de manera segura en la plataforma. No modifique el producto ni lo utilice para ningún fin distinto al previsto.

A fin de evitar lesiones a pacientes o cuidadores y daños a su báscula, siga cuidadosamente estas instrucciones.

- No exceda la capacidad de peso especificada para la báscula.
- Para un pesaje preciso, la báscula deberá colocarse sobre una superficie plana y estable.
- Para un pesaje preciso, antes de cada uso, verifique el correcto funcionamiento de la báscula siguiendo el procedimiento descrito en este manual.
- No utilice la báscula en presencia de materiales inflamables o explosivos.
- En caso de que la báscula sufra daños, no deberá operarse hasta recibir el servicio adecuado.
- No transporte la báscula con pacientes u objetos colocados sobre la misma.
- No jale o ruede la báscula por las escaleras. Esta acción podría dañar partes internas.
- Asegúrese de que la báscula o el adaptador de CA no entren en contacto con líquidos, altas temperaturas o humedad excesiva.

Seguridad del paciente/cuidador

- Esta báscula está diseñada únicamente para el pesaje de pacientes inmóviles. No deberá utilizar la báscula para trasladar pacientes.
- A fin evitar lesiones a pacientes, se deberá atender al paciente durante todo el evento del pesaje. Los cuidadores deberán asegurarse de que el paciente esté estable y brindarle soporte necesario al subirse y bajarse de la báscula.

Al operar la báscula con el adaptador de CA:

- Opere esta báscula únicamente con el adaptador de CA proporcionado por Health o meter Professional. El uso de un adaptador no especificado anulará la garantía y podría representar un riesgo de seguridad grave.
- Deberá usar un adaptador de CA modelo ADPT31 (Estados Unidos o Canadá) o ADPT30 (Internacional)
- Antes de utilizar esta báscula, revise que el cable del adaptador de CA no presente grietas/roturas, o que la clavija esté doblada o rota.
- Antes de usar esta báscula, asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado a una toma de corriente con el voltaje nominal adecuado para su operación.
- Asegúrese de que el contacto del adaptador de CA esté conectado a un interruptor u otra fuente de alimentación protegida.
- Desconecte el adaptador de CA y guarde cuidadosamente tanto el adaptador como el cable del mismo antes de mover la báscula.
- El operar esta báscula con voltajes y frecuencias distintos a los especificados podría dañar el equipo y anulará la garantía.

Al operar la báscula con baterías:

- En caso de que se active el indicador "LOBAT", reemplace las batería cambie al adaptador de CA a la brevedad.
- Al reemplazar / insertar las baterías, asegúrese de que todas sean nuevas.

Pelstar, LLC no se hará responsable bajo ninguna circunstancia por daños o lesiones derivados de o relacionado con el armado, uso, o uso inadecuado de los productos.

ESPECIFICACIONES

La Báscula Digital con Plataforma de Gran Tamaño modelo 2842KL Health o meter Professional usa altamente sofisticada tecnología de procesadores. Cada báscula está diseñada para proporcionar medidas de peso exactas, confiables y repetibles, así como funciones que hacen que el proceso de pesaje sea simple, rápido y conveniente.

- El pesaje se realiza por medio de tecnología de detección de movimiento.
- El peso del paciente puede mostrarse en libras o kilogramos.
- La báscula incluye un tapete de hule diseñado especialmente para removerte para facilitar la limpieza.
- La unidad puede operarse utilizando ya sea su adaptador de CA o 6 baterías tipo C.

Especificaciones de la Báscula

Capacidad y resolución:	600 lb x 0.2 lb (270 kg x 0.1 kg)
Requisitos de alimentación:	Adaptador modelo No. RHD10W090050 o No. RHD090020 Health o meter® Professional Modelo (ADPT31) (Incluido) Entrada de energía: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA Salida de energía: 9.0V === 0.5A O 6 baterías tipo C (no incluidas)
Medio ambiente:	Temperatura de funcionamiento: 50°F z 104°F / 10°C z 40° C Temperatura de almacenamiento: 32°F a 122°F (0°C a 50°C) Humedad máxima: Humedad relativa del 85% en uso o almacenamiento
Dimensiones de la plataforma:	22 1/4" (ancho) x 42" (largo) x 2 1/2" (alto) / 565mm (ancho) x 1067mm (largo) x 64mm (alto)

Definiciones de los Símbolos



Atención: Consulte los documentos adjuntos



Aviso



No deseche este dispositivo en la basura doméstica.



Partes tipo B aplicadas



Fuente de alimentación de CD



Límite de temperatura



Fabricante



Código del catálogo



Código de lote



Número de serie

CERTIFICACIONES / ELIMINACIÓN

Descripciones de Certificaciones:

 	Pelstar, LLC ha sido certificada oficialmente como fabricante de dispositivos médicos de Health o meter® Professional por su estricto cumplimiento con los requisitos de la norma ISO correspondiente. El sistema de garantía de calidad de Pelstar, LLC incluye el desarrollo, producción, ventas y servicio para básculas médicas y sistemas de medición.
--	--

Eliminación de la Báscula



No deseche este dispositivo en la basura doméstica. Esta báscula de Health o meter® Professional deberá eliminarse adecuadamente como un desecho electrónico. Siga las disposiciones nacionales, regionales o locales correspondientes a su eliminación. Para obtener asistencia sobre sus básculas o soporte telefónico, comuníquese con el Servicio al Cliente de Health o meter® Professional (disponible en días hábiles) llamando al número (+1) 800-815-6615 o (+1) 708-377-0600.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Antes del Armado

Cada Báscula Digital con Plataforma de Gran Tamaño modelo 2842KL se envía desarmada en una caja. Revise cuidadosamente que la caja no presente daños sufridos durante el envío antes de desempacarla. En caso de encontrar daños, comuníquese con su vendedor o un representante de Health o meter® Professional llamando al número 1-800-815-6615. Los reclamos deberán presentarse al remitente a la brevedad tras recibir el paquete. La siguiente información detalla lo que encontrará dentro de la caja al desempacar las piezas para su armado.

A fin de evitar el rallar cualquier componente, retire cuidadosamente cada conjunto de la caja y desenvuelva los materiales de empaque. Coloque la caja a un lado para almacenamiento. Para evitar dañar las partes de la báscula al desempacarla, no utilice un abre-cajas, cuchillo, tijeras, ni ningún objeto filoso para abrir el empaque protector interno.

Lista de partes:

Caja

- (1) Conjunto de la base
- (1) Pantalla
- (1) Soporte del conjunto de la pantalla
- (4) Patas del conjunto de la base
- (1) Caja blanca pequeña que contiene el adaptador de CA
- (2) Tornillos y rondanas del conjunto de la pantalla
- (1) Tapete de hule

INSTRUCCIONES DE ARMADO (CONT.)

1. Coloque el conjunto de la base sobre una superficie plana y nivelada.	
2. Atornille las cuatro patas en el conjunto de la base. Atornille cada pata completamente en el conjunto de la base y luego desatornillelas 1 1/2 vueltas. Cuidadosamente voltee boca arriba el conjunto de la base. Ajuste las patas según sea necesario para que la plataforma esté nivelada y estable. No deje caer la báscula, ya que esto podría dañar las celdas de carga.	
3. Conecte el conector del cable de la pantalla en el conector de cable de la base.	
4. Paso opcional para asegurar el cable sobrante: Retire los tornillos del lado de la plataforma que incluye abrazaderas negras. Abra la abrazadera e inserta el cable en la misma. Reemplace el tornillo por el cable en el lado de la plataforma.	
5. Coloque el tapete de hule en el área central de la plataforma del conjunto de la base.	
6. Si planea montar la pantalla a la pared, consulte las instrucciones de Montaje del Conjunto de la Pantalla en la Pared en la siguiente página. Si planea montar la pantalla a la pared, realice este paso ya que el ya que el soporte del conjunto de la pantalla haya sido montado a la pared. Si planea usarla en un escritorio o mesa, coloque el conjunto de la pantalla en el soporte y atornille los dos tornillos del conjunto de la pantalla.	

INSTRUCCIONES DE ARMADO (CONT.)

Instrucciones de Montaje del Conjunto de la Pantalla en la Pared

Aviso: Al montar el conjunto de pantalla a la pared, asegúrese de que el sitio de montaje no contenga líneas eléctricas, conductos de gas u otros riesgos de seguridad. Asegúrese de que la pared puede soportar el peso del conjunto de la pantalla.

Nota: El conjunto de la pantalla puede montarse en una pared de hasta 6 pies (1.83 m) medidos desde su base.


1. Si el conjunto de la pantalla ya se encuentra ya se encuentra unido al soporte, retire los tornillos del conjunto de la pantalla ubicados al lados del mismo y colóquelos a un lado.
2. Posicione el soporte del conjunto de la pantalla en la ubicación deseada en la pared y marque la posición de los orificios del soporte.
3. Use taquetes de plástico o metal adecuados para el tipo de pared y haga ahujeros de tamaño correcto con un taladro.
4. Inserte los taquetes en la pared y atornille los dos tornillos de montaje en los taquetes. Ajuste la profundidad de las cabezas de los tornillos de forma de que sobresalgan 1/8" (3.2 mm) de la pared.
5. Posicione los orificios de montaje del conjunto de la pantalla en los tornillos de montaje y jale el conjunto de la pantalla a fin de asegurar el soporte en los tornillos.
6. Vuelva a montar el conjunto de l pantalla en el soporte usando los dos tornillos de ensamblado de la pantalla.

Partes Necesarias No Incluidas con Esta Báscula

(2) # Tornillos de 10-12 x 1 in. .

(2) Taquetes compatibles con construcción en pared

Instalación de la batería



1. Si está conectada, desconecte la báscula de la fuente de alimentación de CA.
2. Desatornille los dos tornillos de plástico y retire con cuidado el portapilas de la pantalla.
3. Retire las pilas del portapilas y sustitúyalas por unas nuevas.
4. Coloque el portapilas en la pantalla y vuelva a colocar los dos tornillos de plástico.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

Para ingresar al modo de Opciones, mantenga presionado el botón **UNIT** mientras presiona el botón .

Función de Apagado Automático

Al alimentar la báscula con el adaptador de CA, es posible configurar la pantalla para que ésta se apague tras un período de inactividad. La configuración predeterminada del apagado automático es "desactivado". Siga este procedimiento para activar o desactivar la función de apagado automático. **Nota:** Al alimentar la báscula con baterías, la función de apagado automático se activará automáticamente.

1. Con la báscula apagada, mantenga presionado el botón **UNIT** y presione el botón . Mantenga presionado el botón **UNIT** hasta que la pantalla muestre "AOF=d" o "AOF=E" y suéltelo. Presione nuevamente **UNIT** para cambiar la configuración.
AOF = d Desactiva la función de apagado automático
AOF=E Activa la función de apagado automático
2. Presione **HOLD/RELEASE** para guardar su selección y salir del modo de opciones.
3. La báscula se reiniciará. La pantalla mostrará "UEr", seguido de un número de versión y luego guiones. Cuando la pantalla muestre "0.0", la báscula estará lista para usarse.

Configuración del Tiempo de Apagado Automático

Al operar la báscula con baterías, es posible establecer el tiempo del período de inactividad tras el cual se apagará la báscula. La configuración predeterminada del tiempo de apagado automático es de 2 minutos. Siga este procedimiento para establecer el número de minutos de inactividad previos al apagado.

1. Con la báscula apagada, mantenga presionado el botón **UNIT** y luego presione y suelte el botón . Mantenga presionado el botón **UNIT** hasta que la pantalla muestre "AOF=d" o "AOF=E" y suéltelo. Utilice **ZERO/TARE** para avanzar o el botón  para regresar en la pantalla de visualización hasta que aparezca la función "AFt". Presione **UNIT** para cambiar el tiempo de apagado automático.
AFt = 1 La báscula se apagará tras 1 minuto de inactividad
AFt = 2 La báscula se apagará tras 2 minutos de inactividad
AFt = 3 La báscula se apagará tras 3 minutos de inactividad
2. Elija la configuración que prefiera y presione el botón **HOLD/RELEASE** para guardar su selección y salir del modo de Opciones.
3. La báscula se reiniciará. La pantalla mostrará "UEr", seguido de un número de versión y luego guiones. Cuando la pantalla muestre "0.0", la báscula estará lista para usarse.

Retención Automática

La función de retención automática permite que la báscula continúe mostrando la medición de peso tras retirar al paciente de la bandeja/asiento de pesaje. La configuración de retención automática se puede ajustar para mostrar el peso durante 1, 30 o 60 segundos. La configuración predeterminada es de 30 segundos. Siga este procedimiento para ajustar la configuración de retención automática.

1. Con la báscula apagada, mantenga presionado el botón **UNIT** y luego presione el botón . Mantenga presionado el botón **UNIT** hasta que aparezca "AOF=d" o "AOF=E" en la pantalla, y luego suéltelo. Utilice **ZERO/TARE** para avanzar o el botón  para retroceder en la pantalla de visualización hasta que aparezca la función "AHd". Presione el botón **UNIT** para cambiar la configuración.
AHd = 0 La medición del peso se mantendrá en la pantalla durante 1 segundo.
AHd = 1 La medición del peso se mantendrá en la pantalla durante 30 segundos.
AHd = 2 La medición del peso se mantendrá en la pantalla durante 60 segundos.
2. Elija la configuración que prefiera y presione el botón **HOLD/RELEASE** para guardar su selección y salir del modo de Opciones.
3. La báscula se reiniciará. La pantalla mostrará "UEr", seguido de un número de versión y luego guiones. Cuando la pantalla muestre "0.0", la báscula estará lista para usarse.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN (CONT.)

Configuración de Opciones de Sonido

Es posible configurar la pantalla a fin de que permanezca en silencio o emita un pitido mientras se opera la báscula. La configuración predeterminada para el sonido es "activado". Siga este procedimiento para activar o desactivar el sonido.

1. Con la báscula apagada, mantenga presionado el botón **UNIT** y luego presione y suelte el botón . Mantenga presionado el botón **UNIT** hasta que la pantalla muestre "AOF=d" o "AOF=E" y suéltelo. Utilice **ZERO/TARE** para avanzar o el botón  para retroceder en la pantalla de visualización hasta que aparezca "Snd". Presione el botón **UNIT** para cambiar la configuración.
Snd = E Activa el sonido para que la báscula emita un pitido cuando se presionen las teclas.
Snd = d Desactiva el sonido para que la báscula permanezca en silencio cuando se presionen las teclas.
2. Elija la configuración que prefiera y presione el botón **HOLD/RELEASE** para guardar su selección y salir del modo de Opciones.
3. La báscula se reiniciará. La pantalla mostrará "UEr", seguido de un número de versión y luego guiones. Cuando la pantalla muestre "0.0", la báscula estará lista para usarse.

Bloqueo de la Unidad de Medición (LB o KG) (Solo versiones KL)

Es posible fijar la unidad de medición de peso (libras / LB o kilogramos / KG) para mostrar el peso únicamente en la unidad de medida seleccionada. La configuración predeterminada de fijación de la unidad de medida es "desbloqueada". Siga este procedimiento para bloquear el botón **UNIT**. **Nota:** Si la función Everlock® está activada, esta función ya no aparecerá en el modo de Opciones.

1. Con la báscula apagada, mantenga presionado el botón **UNIT** y luego presione y suelte el botón . Mantenga presionado el botón **UNIT** hasta que la pantalla muestre "AOF=d" o "AOF=E" y suéltelo. Utilice **ZERO/TARE** para avanzar o el botón  para retroceder en la pantalla de visualización hasta que aparezca "Unt". Presione el botón **UNIT** para cambiar la configuración.
Unt = U Permite al usuario alternar la medición de peso entre LB y KG.
Unt = L Bloquea el botón de unidad a fin de que el peso se muestre únicamente en libras (LB)
Unt =  Bloquea el botón de unidad a fin de que el peso se muestre únicamente en kilos (KG)
2. Elija la configuración que prefiera y presione el botón **HOLD/RELEASE** para guardar su selección y salir del modo de Opciones.
3. La báscula se reiniciará. La pantalla mostrará "UEr", seguido de un número de versión y luego guiones. Cuando la pantalla muestre "0.0", la báscula estará lista para usarse.

Activar la Visualización de Unidades con la Unidad de Medida Fijada

Si la báscula está bloqueada conforme a las instrucciones anteriores, los usuarios aún podrán ver la unidad de medición de peso alternativa activando la opción "Visualización de unidad". Al activar la opción "Visualización de unidad", el usuario puede presionar el botón **UNIT** para visualizar brevemente el peso en la unidad alternativa de medición de peso. Después de soltar el botón **UNIT** la pantalla volverá a la unidad de medición de peso bloqueada. La configuración predeterminada de "Visualización de unidad" es "Desactivada". Siga este procedimiento para activar la "Visualización de la unidad" cuando la unidad de medición de peso esté bloqueada. **Nota:** Si la función Everlock® está activada, esta función ya no aparecerá en el modo de Opciones.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN (CONT.)

1. Con la báscula apagada, mantenga presionado el botón **UNIT** y luego presione y suelte el botón . Mantenga presionado el botón **UNIT** hasta que la pantalla muestre "AOF=d" o "AOF=E" y suéltelo. Utilice **ZERO/TARE** para avanzar o  para retroceder en la pantalla de visualización hasta que aparezca "UdP". Presione el botón **UNIT** para cambiar la configuración.
UdP = d Desactiva el botón **UNIT** para que no muestre la otra unidad de medición de peso.
UdP = E Permite al usuario ver la otra unidad de medición de peso manteniendo presionado el botón **UNIT**, incluso si la unidad de medición de peso está fijada. EActivar esta función únicamente permitirá al usuario ver la otra unidad mientras presiona el botón **UNIT**; no desactivará la fijación de la unidad de medición de peso.
2. Elija la configuración que prefiera y presione el botón **HOLD/RELEASE** para guardar su selección y salir del modo de Opciones.
3. La báscula se reiniciará. La pantalla mostrará "UEr", seguido de un número de versión y luego guiones. Cuando la pantalla muestre "0.0", la báscula estará lista para usarse.

Configuración de Cero Automático

Esta opción permite al usuario seleccionar si la báscula se restablecerá a CERO cada vez que se encienda o si utilizará la lectura de cero de la última vez que se colocó en cero. La configuración predeterminada de cero automático es "activada". Siga este procedimiento para  activar o desactivar esta función.

1. Con la báscula apagada, mantenga presionado el botón **UNIT** y presione el botón . Mantenga presionado el botón **UNIT** hasta que aparezca "AOF=d" o "AOF=E" en la pantalla, y luego suéltelo. Utilice  **ZERO/TARE** para avanzar o el botón  para retroceder en la pantalla de visualización hasta que aparezca la opción "PU2". Presione el botón **UNIT** para cambiar la configuración.
PU2 = d Desactivar esta función significa que la báscula no intentará determinar el cero al encenderse, sino que usará la configuración de cero de su uso más reciente. Health o meter® Professional recomienda que, en caso de seleccionar la opción de Desactivar, los usuarios deberán colocar manualmente la báscula en cero antes de cada medición de peso presionando **ZERO / TARE**. Los usuarios verán guiones en la pantalla a medida que la báscula busca el cero.
PU2 = E Activar esta función significa que la báscula se colocará en cero al encenderse. Después de cada uso, la báscula eliminará el peso del paciente y volverá al nivel de cero inicial que encontró al encender. Health o meter® Professional recomienda mantener esta configuración activada.
2. Elija la configuración que prefiera y presione el botón **HOLD/RELEASE** para guardar su selección y salir del modo de Opciones.
3. La báscula se reiniciará. La pantalla mostrará "UEr", seguido de un número de versión y luego guiones. Cuando la pantalla muestre "0.0", la báscula estará lista para usarse.

Configuración de la Opción de Fijación de Peso

Esta opción permite al usuario elegir si la escala se fijará en un peso. La configuración predeterminada para esta función es activada. **Nota:** en caso de que un paciente cause un cambio de peso mayor a 5 lb / 2.27 kg, la báscula se fijará sin importar la configuración. Siga este procedimiento para cambiar la configuración.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN (CONT.)

1. Con la báscula apagada, mantenga presionado el botón **UNIT** y presione el botón . Mantenga presionado el botón **UNIT** hasta que aparezca "AOF=d" o "AOF=E" en la pantalla, y luego suéltelo. Utilice **ZERO/TARE** para avanzar o el botón  para retroceder en la pantalla de visualización hasta que aparezca la opción "nLC". Presione el botón **UNIT** para cambiar la configuración.
nLC = E No se fijará la medición de peso
nLC = d Se fijará la medición de peso y aparecerá el ícono de LOCK
2. Elija la configuración que prefiera y presione el botón **HOLD/RELEASE** para guardar su selección y salir del modo de Opciones.
3. La báscula se reiniciará. La pantalla mostrará "UEr", seguido de un número de versión y luego guiones. Cuando la pantalla muestre "0.0", la báscula estará lista para usarse.

Everlock® (Sólo versiones KL)

La función Everlock® permite fijar la unidad de medición permanentemente en la báscula, deshabilitando el botón **UNIT**. La configuración predeterminada de la función Everlock® es "desactivada". Siga este procedimiento para activar la función Everlock®.


Advertencia: Esta fijación es permanente y no es posible revertirla.

Notas:

- Presione **HOLD/RELEASE** en cualquier momento para salir del procedimiento Everlock®.
 - Una vez que la función Everlock® esté activada, las opciones Unt y UdP ya no se mostrarán al desplazarse por el menú de opciones.
 - No existe ningún método para desactivar la función Everlock® sin enviar la báscula al fabricante.
1. Con la báscula apagada, mantenga presionado el botón **UNIT** y presione y suelte el botón .
 2. Mantenga presionado el botón **UNIT** hasta que aparezca "AOF=d" o "AOF=E" en la pantalla, y luego suéltelo. Utilice **ZERO/TARE** para avanzar o el botón  para retroceder en la pantalla de visualización hasta que aparezca la opción "ELC=d". Esta es la configuración predeterminada, con la función Everlock® desactivada. Presione **UNIT** para iniciar el procedimiento de la función Everlock.
 3. La pantalla mostrará "PASS1". Esto indica al usuario que debe ingresar una contraseña. Presione las siguientes teclas en la secuencia indicada:
, **ZERO/TARE**, **UNIT**
 4. Si se ingresan correctamente, la pantalla mostrará "ELC=L" (si la báscula se encontraba en modo de LB) o "ELC=6" (si la báscula se encontraba en modo de KG).
 5. Utilice el botón **ZERO/TARE** para alternar entre (L) Libras y (6) Kilogramos. Cuando se muestre la unidad deseada, presione **HOLD/RELEASE** y la pantalla mostrará "PASS2".
 6. Esto indica al usuario que debe ingresar una segunda contraseña. Presione las siguientes teclas en la secuencia indicada:
ZERO/TARE, **UNIT**,  (**Advertencia: Ingresar esta contraseña activará la función Everlock**)
 7. Si se ingresa correctamente, la báscula mostrará "ELC = L" o "ELC = 6", dependiendo la unidad de medida seleccionada. La función Everlock® ahora se encuentra activada.
 8. Presione **HOLD/RELEASE** para guardar su selección y salir del modo de opciones.
 9. La báscula se reiniciará. La pantalla mostrará "UEr", seguido de un número de versión y luego guiones. Cuando la pantalla muestre "0.0", la báscula estará lista para usarse.
- Advertencia: No apague la báscula hasta que haya presionado **HOLD/RELEASE** para guardar la opción de la función Everlock®, la báscula se haya reiniciado y la pantalla haya regresado a "0.0".

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Teclado



DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
 / REVOLVER A PESAR	Enciende y apaga la báscula. Permite pesar al paciente de forma repetida mientras este permanece en la báscula.
CERO/TARA	Coloca en cero o tara la báscula antes del pesaje.
RETENCIÓN/LIBERACIÓN	Mantiene el peso mostrado hasta que se presione el botón nuevamente para borrar el valor. Recuperará el peso retenido previamente si se presiona mientras no haya nada sobre la báscula.
UNIDAD	Selecciona kilogramos o libras.

Pesaje de un Paciente

Nota: Al encenderse la báscula, esta regresará de forma predeterminada a la configuración y las unidades utilizadas por última vez (LB o KG). La báscula no fijará un peso menor a 5 lb / 2.27 kg.

1. Asegúrese de que no haya nada colocado sobre el asiento de pesaje. Presione  para encender la báscula. La báscula estará lista para usarse cuando la pantalla muestre "0".
2. Ayude al paciente a subir a la báscula. "LOCK" will appear and flash on the display along with a weight measurement. La pantalla mostrará "LOCK" y parpadeará junto con una medición de peso. Dependiendo del movimiento del paciente en la báscula, es posible que la báscula tarde varios segundos en bloquear el peso. **Nota:** en caso de que un paciente cause un cambio de peso mayor a 5 lb / 2.27 kg, la báscula se fijará.

Advertencia: A fin evitar lesiones a pacientes, se deberá atender al paciente durante todo el evento del pesaje.

3. Ayude al paciente a subir y bajar de la báscula. El peso se mantendrá en la pantalla durante un tiempo si la función de Retención automática está activada. También es posible retener el peso presionando **HOLD/RELEASE**. Para borrar un peso retenido, presione **HOLD/RELEASE**.

Una vez que se haya tomado y registrado la medición del peso, retire al paciente de la báscula. O presione el botón  / **REWEIGH** para volver a pesar al paciente sin bajarlo de la báscula.

4. Para apagar la báscula, mantenga presionado el botón  durante aproximadamente tres segundos.

Nota: Si la pantalla muestra "- - - - -" significa que excedió la capacidad de la báscula.

Memoria de Peso

Nota: La memoria de peso se mantendrá únicamente mientras la báscula permanezca encendida.

3. Para recuperar el último peso medido, presione **HOLD/RELEASE**.
4. Para borrar la visualización del peso recuperado, presione nuevamente **HOLD/RELEASE**.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Función de Cero

Coloque en cero la báscula antes de medir el peso. El botón de **ZERO/TARE** se usa además en la función de tara que se describe a continuación.

Función de Tara

Al utilizar esta báscula, es posible restar el peso de un objeto, como un tanque de oxígeno portátil, del peso total, a fin de determinar únicamente el peso del paciente.

Pesaje de un Paciente y Tarado de un Peso Desconocido:

El peso mínimo que es posible tarar es de 5 lb / 2.27 kg. **Nota:** La báscula debe fijarse en un peso antes de que este pueda tararse.

1. Asegúrese de que no haya nada colocado sobre la bandeja de pesaje. Presione el botón  para encender la báscula. La báscula estará lista para usarse cuando la pantalla muestre "0".
2. Coloque el objeto a tarar sobre la báscula. La pantalla mostrará el valor de peso del objeto.
3. Presione **ZERO/TARE**. La pantalla mostrará la palabra "TARE" y la báscula regresará a cero.
4. Mantenga el objeto sobre la plataforma y coloque al bebé sobre la báscula. La báscula restará automáticamente el peso del objeto y mostrará únicamente el peso del paciente.
5. Al retirar al paciente y el objeto de la bandeja, la pantalla mostrará un valor negativo. Presione **ZERO/TARE** para eliminar el valor de tara.

Advertencia: A fin evitar lesiones a pacientes, se deberá atender al paciente durante todo el evento del pesaje.

Pesar a un Paciente y Tarar un Peso Conocido (Pretara):

La pretara se puede realizar con artículos de entre .2 libras y 200 libras (0.1 kg y 91 kg).

1. Asegúrese de que no haya nada colocado sobre la bandeja de pesaje. Presione el botón  para encender la báscula. La báscula estará lista para usarse cuando la pantalla muestre "0".
2. Mantenga presionado el botón **ZERO/TARE** hasta que la pantalla muestre la palabra "TARE".
3. El icono de tara parpadeará junto con "0.0" LB o "0.0" KG, lo cual indica que debe ingresar el peso a tarar. Utilice los botones  y **ZERO/TARE** para aumentar o reducir el peso. Las libras cambiarán en incrementos de 0.2 libras y los KG de 0.1 kg.
4. Una vez establecido el valor de tara deseado, fije el valor presionando **HOLD/RELEASE**. El icono de tara dejará de parpadear y permanecerá fijo, y el monto ingresado aparecerá como un número negativo.
5. Pese al paciente siguiendo el procedimiento de pesaje descrito en la página anterior. La báscula restará automáticamente el valor tarado y mostrará únicamente el peso del paciente.
6. Para borrar el valor de tara, presione el botón **ZERO/TARE**.

Mantenimiento

Las siguientes páginas proporcionan instrucciones para el mantenimiento, limpieza, calibración y solución de problemas de la báscula. Las operaciones de mantenimiento distintas a las descritas en esta sección deberán ser realizadas por personal de servicio calificado.

Aviso: Antes del primer uso y después de períodos de falta de uso, verifique que la báscula funcione correctamente. En caso de que la báscula no funcione correctamente, consulte con personal de servicio calificado.

1. Verifique la apariencia general de la báscula, revisando que no presente daños o desgaste obvios.
2. En su caso, revise que el cable del adaptador de CA no presente grietas o roturas o que la clavija esté rota o doblada.

Limpieza y Desinfección

El cuidado y la limpieza adecuados son esenciales para garantizar una larga vida útil de pesaje preciso y efectivo.

Precaución: Desconecte la báscula del adaptador de CA antes de limpiar la unidad.

1. Health o meter® Professional recomienda usar una de las siguientes soluciones sobre un paño suave o toallita desechable:
 - solución suave de agua y jabón
 - alcohol isopropílico al 70%
 - solución de peróxido de hidrógeno al 1-5% de concentración

Tras la limpieza/desinfección, limpie con un paño húmedo y posteriormente con un paño limpio y seco. A fin de evitar la acumulación de residuos o superficies húmedas, asegúrese de que todas las piezas de la báscula estén completamente secas tras la limpieza.

2. Nunca use materiales ásperos o abrasivos para limpiar la báscula, ya que dañarán el acabado de la misma.
3. No sumerja la báscula en agua ni en ningún otro líquido.
4. No vierta ni rocíe líquidos directamente sobre la báscula.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte las siguientes instrucciones para verificar y corregir cualquier falla antes de comunicarse con el personal de servicio. En caso de cualquier duda adicional, llame a Servicio al Cliente de meter® Professional Scales al número 1-800-815-6615.

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
La báscula no enciende	1. Batería sin carga 2. Toma de corriente defectuosa 3. Fuente de alimentación dañada	1. Reemplace las baterías 2. Utilice una toma de corriente distinta 3. Reemplace el adaptador
Peso cuestionable o la báscula no se coloca en cero	1. Un objeto externo está interfiriendo con la báscula 2. La pantalla no muestra "0.0" antes del pesaje 3. La báscula no está colocada sobre un piso nivelado 4. La báscula no está calibrada	1. Retire el objeto que interfiere con la báscula 2. Baje al paciente de la báscula. Colóquela en cero y péselo nuevamente 3. Coloque la báscula sobre una superficie nivelada y pese al paciente nuevamente 4. Verifique el peso con un valor de peso conocido
La pantalla muestra "-----"	La carga en la báscula excede su capacidad	Retire el exceso de peso y utilice la báscula conforme a su capacidad de 600 lb / 270 kg
La pantalla muestra "uNdEr"	La báscula está en condiciones de carga insuficiente	Asegúrese de que el tapete de hule esté colocado en la base. O presione ZERO para borrar un peso de tara guardado anteriormente.
La pantalla muestra "LO BAT"	La baterías están bajas	Reemplace las baterías siguiendo las instrucciones

CALIBRACIÓN

Su báscula viene calibrada de fábrica y no requiere calibración previa a su uso. No existen requisitos de calibración en campo; los usuarios deberán cumplir con las políticas de calibración de su institución. En caso de ser necesario, es posible calibrar la báscula. Para esto se requieren pesos certificados de 200 lb u 80 kg.

Nota: Solo deberán utilizarse pesas certificadas y rastreables a estándares nacionales para los procedimientos de calibración.

1. Mantenga presionado el boton **HOLD/RELEASE** y presione y suelte el botón  para encender la báscula. Mantenga presionado el boton **HOLD/RELEASE** hasta que la pantallamuestre "CAL". Suelte todos los botones.
2. El mensaje "2Ero SCALE" se desplazará horizontalmente por la pantalla. Sin ningún peso colocado sobre la báscula, presione **ZERO/TARE**.
3. La báscula se colocará en cero y aparecerá "PLACE 200 ON SCALE PrESS HOLD" en el modo de LB, o "PLACE 80 ON SCALE PrESS HOLD" en el modo de KG. Presione **UNIT** para alternar entre unidades.
4. Coloque 200 libras u 80 kg en pesas certificadas en el centro de la escala y presione **HOLD/RELEASE**. La palabra "CAL" parpadeará en la pantalla mientras se calibra la báscula.
 - A. Si el peso está dentro del rango de calibración, se mostrará un número de cuatro dígitos. Retire el peso de la báscula y ésta se reiniciará.
 - B. En caso de que el peso colocado sobre la báscula no coincida con el estándar de calibración correcto, en la pantalla mostrará el mensaje "Out OF RANGE". No se realizará la calibración. Presione **ZERO/TARE** para salir del modo de calibración. Tome la cantidad correcta de peso para calibración y comience nuevamente el proceso.

GARANTÍA

Garantía Limitada

¿Qué cubre la garantía?

Esta báscula de Health o meter® Professional está garantizada a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales o mano de obra por un período de un (2) años. En caso de que el producto no funcione correctamente, devuélvalo, con flete prepago y debidamente empacado a Pelstar, LLC (consulte la sección de "Cómo obtener el servicio de garantía" a continuación para obtener instrucciones). En caso de que el fabricante determine que existe un defecto en materiales o de mano de obra, la única solución para el cliente será el reemplazo del producto sin costo. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. En caso de que el producto ya no se encuentre disponible, el reemplazo se realizará con un producto similar de igual o mayor valor. Todas las refacciones están cubiertas únicamente por el periodo de garantía original.

¿Quién está cubierto?

El comprador original del producto deberá contar con un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Conserve su factura o recibo. Los distribuidores Pelstar o las tiendas minoristas que venden productos Pelstar no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ningún modo los términos y condiciones de esta garantía.

¿Qué está excluido?

Su garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños derivados de cualquiera de lo siguiente: mal uso o uso incorrecto del producto, uso con voltaje o corriente inadecuados, uso distinto a las instrucciones de operación, abuso, incluyendo la manipulación indebida, daños durante el transporte o reparaciones o alteraciones no autorizadas. Asimismo, la garantía no cubre desastres naturales, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, adicionales a cualquier otro derecho con el cual pueda contar, lo cual podría variar dependiendo del país, estado, provincia o jurisdicción.

Para obtener el Servicio de Garantía, asegúrese de conservar su recibo de compra o documento que muestre el comprobante de compra. Llame al número (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600 para recibir un número de autorización de devolución (RA), el cual deberá incluirse en la etiqueta de devolución. Anexe el comprobante de compra a su producto defectuoso junto con su nombre, dirección, número para recibir llamadas durante el día y la descripción del problema. Empaque cuidadosamente el producto y envíelo con envío y seguro prepagados a:

Pelstar, LLC

Atención R/A No. _____

Área de Devoluciones

9500 West 55th Street

McCook, Illinois 60525



PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, Illinois 60525-7110 E.U.A.

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

REGISTRE SU BÁSCULA PARA RECIBIR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA EN EL SITIO:


www.homscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia. Los productos de Health o meter® son fabricados por, están diseñados por y son propiedad de Pelstar®, LLC. Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar las características o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar®, LLC 2026



Balance Numérique à Grande Plateforme Modèle 2842KL



ISO13485:2016
CERTIFIED

ISO 9001:2015
CERTIFIED

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



PELSTAR®, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA www.homscales.com
Health o meter® Professional 2842KL

© Pelstar®, LLC 2026

weigh**easier**®

Merci d'avoir acheté cette balance professionnelle Health o meter®. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute consultation ou formation ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS	39
CARACTÉRISTIQUES	40
CERTIFICATIONS / ÉLIMINATION	41
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	42
INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION	45
INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	49
ENTRETIEN	51
DÉPANNAGE	52
ÉTALONNAGE.....	53
GARANTIE	54

Remarque : Cette balance a été calibrée en usine et ne nécessite aucun étalonnage avant utilisation.

Veuillez enregistrer votre balance pour bénéficier de la garantie à l'adresse suivante :

www.homscales.com

Pour consulter les mises à jour et les révisions des instructions d'utilisation, veuillez vous rendre sur :

www.homscales.com

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

UTILISATION PRÉVUE

Cette balance professionnelle Health o meter® est conçue pour être utilisée en milieu médical par du personnel médical qualifié. Ce produit a été conçu pour peser des patients positionnés en toute sécurité sur la plateforme. Ne pas modifier le produit et ne pas l'utiliser à d'autres fins que celle prévue.

Pour éviter les blessures et les dommages à votre balance, veuillez suivre ces instructions très attentivement:

- Assemblez et utilisez la balance conformément aux instructions d'utilisation fournies.
- Pour une pesée précise, la balance doit être placée sur une surface plane et stable.
- Pour garantir une pesée précise, vérifiez avant chaque utilisation le bon fonctionnement selon la procédure décrite dans ce manuel.
- Ne transportez pas la balance avec un patient ou un objet sur le plateau.
- Ne dépassez pas la capacité de poids spécifiée pour la balance.
- N'utilisez pas la balance en présence de matériaux inflammables ou explosifs.
- Assurez-vous que la balance ou l'adaptateur secteur ne soient pas en contact avec des liquides, une température excessive ou une humidité excessive.
- Si la balance devient endommagée, elle ne doit pas être utilisée jusqu'à ce qu'elle ait été correctement entretenue.

Sécurité des patients et des soignants

- Cette balance est conçue uniquement pour la pesée statique des patients. Aucune balance ne doit être utilisée pour le transfert des patients.
- Afin de prévenir les blessures du patient, celui-ci doit être surveillé pendant toute la durée de la pesée. Les aidants naturels doivent s'assurer de sa stabilité et lui fournir le soutien nécessaire pour monter et descendre de la balance.

Lorsque vous utilisez la balance avec (optionnel) l'adaptateur secteur :

- Utilisez cette balance exclusivement avec l'adaptateur secteur fourni par Health o meter® Professional. L'utilisation d'un adaptateur non spécifié annule la garantie et peut poser un grave risque pour la sécurité.
- À utiliser avec l'adaptateur secteur modèle ADPT31 (États-Unis ou Canada) ou ADPT30 (International). Avant d'utiliser cette balance, vérifiez le cordon de l'adaptateur secteur pour détecter toute fissure, effilochage ou broche de prise cassée ou pliée.
- Avant d'utiliser cette balance, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur une prise avec la tension spécifiée pour le fonctionnement.
- Assurez-vous que la prise de l'adaptateur secteur est reliée à un disjoncteur ou à une autre source d'alimentation protégée.
- Débranchez l'adaptateur secteur et rangez soigneusement l'adaptateur et le cordon avant de déplacer la balance.
- Faire fonctionner cette balance à des voltages et fréquences autres que ceux spécifiés peut endommager l'équipement et annuler la garantie.

Lorsque vous utilisez la balance avec des piles :

- Si le voyant « LOBAT » s'allume, remplacez les piles ou branchez l'adaptateur secteur dès que possible.
- Lors du remplacement ou de l'insertion des piles, assurez-vous d'utiliser des piles toutes neuves.

En aucun cas Pelstar, LLC ne pourra être tenu responsable des dommages ou blessures découlant de ou liés à l'assemblage, l'utilisation ou le mauvais usage de ce produit.

CARACTÉRISTIQUES

La balance numérique grand format Health o meter Professional, modèle 2842KL, utilise une technologie de microprocesseur de pointe. Chaque balance est conçue pour fournir des mesures de poids précises, fiables et répétables, ainsi que des fonctionnalités qui rendent la pesée simple, rapide et pratique.

- La pesée se fait par détection de mouvement.
- Le poids du patient peut être affiché en livres ou en kilogrammes.
- La balance est équipée d'un tapis en caoutchouc amovible spécialement conçu pour un nettoyage facile.
- L'appareil peut fonctionner sur secteur (adaptateur fourni) ou avec 6 piles C.

Spécifications de la balance

Capacité et résolution	600 lb x 0.2 lb (270 kg x 0.1 kg)
Exigences en matière d'alimentation	Modèle de l'adaptateur RHD10W090050 ou No. RHD090020 Health o meter® Professional modèle (ADPT31) (incluses) Entrée: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA Sortie: 9.0V ---0.5A Ou 6 piles C (non comprises)
Environnemental	Températures de fonctionnement: 50°F to 95°F / 10°C to 35° C Températures de stockage: 32°F to 122°F (0°C to 50°C) Humidité maximale: 85% RH en service ou en entreposage
Dimensions physiques	22 1/4" (w) x 42" (d) x 2 1/2" (h) / 565mm (w) x 1067mm (d) x 64mm (h)

DÉFINITION DES SYMBOLES



Attention : Veuillez vous référer aux documents ci-joints



Avertissement



Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères.



pièces de type B appliquées



Alimentation CC



Limite de température



fabricant



Code de catalogue



Code de lot



Numéro de série

CERTIFICATIONS / ÉLIMINATION

Descriptions des certifications

 	Pelstar, LLC a été officiellement certifié comme fabricant de matériel médical de la marque Health o meter® Professional répondant aux exigences strictes de la norme ISO. Le système d'assurance qualité de Pelstar, LLC couvre la conception, la commercialisation et la distribution des balances spécialisées destinées à l'industrie des soins de santé.
--	--

Élimination de la balance



Cette balance Health o meter® Professional doit être éliminée convenablement en tant que déchet électronique. Respectez les réglementations nationales, régionales ou locales qui vous sont applicables en matière d'élimination des déchets électroniques ou des piles. Ne jetez pas cet appareil dans les ordures ménagères.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Avant l'assemblage

Chaque balance numérique à grande plateforme 2842KL est livrée démontée dans un carton. Avant de déballer la boîte, assurez-vous qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport. Si vous constatez des dommages, contactez immédiatement votre transporteur ou un représentant Health o meter® Professional au 1-800-815-6615. Toute réclamation doit être déposée auprès du transporteur dès réception du colis. Les informations suivantes détaillent le contenu du carton principal lors du déballage des pièces pour l'assemblage.

Pour éviter d'égratigner les composants, retirez délicatement chaque élément du carton et déballez les matériaux d'emballage. Mettez le carton de côté pour le rangement. Afin d'éviter d'endommager les pièces de la balance lors du déballage, n'utilisez ni couteau, couteau, ciseaux, ni objet pointu pour ouvrir l'emballage intérieur de protection.

Liste des pièces

- (1) Assemblage du socle
- (1) Tête d'affichage
- (1) Support de l'écran
- (4) Pieds de l'assemblage du socle
- (1) Petite boîte blanche contenant l'adaptateur d'alimentation
- (2) Vis et rondelles pour l'assemblage de l'écran
- (1) Tapis en caoutchouc

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (CONT.)

1. Placez l'ensemble de base à l'envers sur une surface plane et stable.	
2. Fixez les quatre pieds à la base. Vissez chaque pied complètement, puis dévissez-le d'un tour et demi. Retournez délicatement la base. Ajustez les pieds au besoin pour obtenir une plateforme stable et de niveau. Ne laissez pas tomber la balance, car cela pourrait endommager les capteurs de pesage.	
3. Branchez le connecteur du câble d'affichage au connecteur du câble de base.	
4. Étape facultative pour fixer le câble excédentaire : Enlevez les vis latérales de la plateforme munies de colliers noirs. Ouvrez le collier et passez le câble à l'intérieur. Replacez la vis en place sur le côté de la plateforme.	
5. Placez le tapis en caoutchouc au centre de la plateforme d'assemblage de base.	
6. Si vous fixez l'écran au mur, consultez les instructions de fixation murale à la page suivante. Dans ce cas, effectuez cette étape après avoir fixé le support d'assemblage de l'écran au mur. Si vous utilisez l'écran sur un bureau ou une table, placez-le dans son support et vissez les deux vis de fixation.	

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (CONT.)

Instructions de montage mural pour l'écran

Attention : lors de la fixation murale de l'écran, assurez-vous que l'emplacement de montage est dégagé de toute ligne électrique, conduite de gaz et autre danger. Assurez-vous que le mur est assez solide pour supporter le poids de l'écran.

Remarque : L'ensemble d'affichage peut être fixé au mur jusqu'à 1,83 m (6 pieds) de la base.


1. Si l'écran est déjà fixé à son support, enlevez les vis de fixation latérales et mettez-les de côté.
2. Placez le support d'écran au mur à l'endroit désiré et marquez l'emplacement des trous de fixation.
3. Utilisez des chevilles adaptées au type de mur et percez soigneusement des trous du diamètre approprié.
4. Insérez les chevilles dans le mur et vissez les deux vis de fixation. Ajustez la profondeur des têtes de vis de manière à ce qu'elles dépassent de 3,2 mm (1/8 po) du mur.
5. Alignez les trous de fixation de l'écran avec les vis et tirez sur l'écran pour fixer le support.
6. Remontez l'écran sur son support à l'aide des deux vis de fixation.

Pièces nécessaires non incluses avec cette balance

(2) Vis n° 10-12 x 2,5 cm

(2) Chevilles de fixation compatibles avec la construction murale

installation de la batterie



1. Si la balance est branchée, débranchez-la de la prise secteur.
2. Dévissez les deux vis en plastique et retirez délicatement le support de pile de l'écran.
3. Retirez les piles du porte-piles et remplacez-les par des neuves.
4. Remplacez le support de pile en place et revissez les deux vis en plastique.

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION

Pour entrer en mode Options, appuyez et maintenez le bouton **UNIT** tout en appuyant et en relâchant le bouton 

Fonction d'arrêt automatique (Auto Off)

Lorsqu'elle est alimentée par l'adaptateur secteur, l'affichage de la balance peut être configuré pour s'éteindre après une période d'inactivité. Le réglage par défaut de l'arrêt automatique est « désactivé ». Suivez cette procédure pour activer ou désactiver la fonction arrêt automatique. Remarque: Lorsque la balance est alimentée par des piles, la fonction Auto Off est automatiquement activée.

1. Tant que la balance est éteinte, appuyez et maintenez **UNIT**, puis appuyez et relâchez le bouton . Maintenez **UNIT** enfoncé jusqu'à ce que "**AOF=d**" ou "**AOF=E**" apparaisse à l'écran, puis relâchez. Appuyez de nouveau sur **UNIT** pour changer le réglage:

AOF=d : désactive la fonction Auto Off

AOF=E : active la fonction Auto Off

2. Appuyez sur **HOLD / RELEASE** pour enregistrer votre sélection et quitter le mode Options.

3. La balance redémarrera. L'écran affichera "**Uer**", suivi d'un numéro de version, puis des tirets. Lorsque l'écran affiche "**0.0**", la balance est prête à l'emploi.

Réglage du temps d'arrêt automatique (Auto Off)

Lorsque la balance fonctionne sur piles, la période d'inactivité avant l'arrêt peut être réglée sur un temps précis. Le réglage par défaut est **2 minutes**. Suivez cette procédure pour définir le nombre de minutes d'inactivité avant l'arrêt :

1. Tant que la balance est éteinte, appuyez et maintenez **UNIT**, puis appuyez : relâchez le bouton . Maintenez **UNIT** enfoncé jusqu'à ce que "**AOF=d**" ou "**AOF=E**" apparaisse à l'écran, puis relâchez. Utilisez **ZERO/TARE** pour avancer ou le bouton pour revenir jusqu'à ce que "**Aft**" apparaisse. Appuyez sur **UNIT** pour changer le temps d'Auto Off :
 - **Aft = 1** : la balance s'éteindra après 1 minute d'inactivité
 - **Aft = 2** : la balance s'éteindra après 2 minutes d'inactivité
 - **Aft = 3** : la balance s'éteindra après 3 minutes d'inactivité
2. Choisissez le réglage désiré et appuyez sur **HOLD / RELEASE** pour enregistrer et quitter le mode Options.
3. La balance redémarrera. L'écran affichera "**Uer**", suivi d'un numéro de version, puis des tirets. Lorsque l'écran affiche "**0.0**", la balance est prête à l'emploi.

Maintien automatique (Auto Hold)

La fonction Maintien automatique (Auto Hold) permet à la balance de continuer à afficher la mesure de poids après le retrait du patient du plateau/siège. Le réglage Auto Hold peut être ajusté pour afficher le poids pendant 1, 30 ou 60 secondes. Le réglage par défaut est **30 secondes**. Suivez cette procédure pour ajuster Auto Hold :

1. Tant que la balance est éteinte, appuyez et maintenez **UNIT**, puis appuyez et relâchez le bouton . Maintenez **UNIT** enfoncé jusqu'à ce que "**AOF=d**" ou "**AOF=E**" apparaisse à l'écran, puis relâchez. Utilisez **ZERO/TARE** pour avancer ou le bouton  pour revenir jusqu'à ce que "**AHd**" apparaisse. Appuyez sur **UNIT** pour changer le réglage :
 - **AHd = 0** le poids sera affiché pendant 1 seconde
 - **AHd = 1** le poids sera affiché pendant 30 secondes
 - **AHd = 2** le poids sera affiché pendant 60 secondes
2. Choisissez le réglage désiré et appuyez sur **HOLD / RELEASE** pour enregistrer et quitter le mode Options.
3. La balance redémarrera. L'écran affichera "**Uer**", suivi d'un numéro de version, puis des tirets. Lorsque l'écran affiche "**0.0**", la balance est prête à l'emploi.

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION

Réglage des options sonores

L'affichage peut rester silencieux ou émettre un bip lors de l'utilisation de la balance. Le réglage par défaut du son est **activé**. Suivez cette procédure pour activer ou désactiver le son:

1. Tant que la balance est éteinte, appuyez et maintenez **UNIT**, puis appuyez et relâchez le bouton . Maintenez **UNIT** jusqu'à ce que "**AOF=d**" ou "**AOF=E**" apparaisse à l'écran, puis relâchez. Utilisez **ZERO/TARE** pour avancer ou le bouton  pour revenir jusqu'à ce que "**Snd**" apparaisse. Appuyez sur **UNIT** pour changer le réglage :
 - **Snd = E** active le son, la balance émet un bip lorsque les touches sont pressées
 - **Snd = d** désactive le son, la balance reste silencieuse lorsque les touches sont pressées
2. Choisissez le réglage désiré et appuyez sur **HOLD / RELEASE** pour enregistrer et quitter le mode Options.
3. La balance redémarrera. L'écran affichera "**UEr**", suivi d'un numéro de version, puis des tirets. Lorsque l'écran affiche "**0.0**", la balance est prête à l'emploi.

Verrouillage de l'unité de mesure (LB ou KG) (versions KL uniquement)

L'unité de mesure du poids (livres / LB ou kilogrammes / KG) peut être verrouillée pour afficher le poids uniquement dans l'unité sélectionnée. Le réglage par défaut du verrouillage est **déverrouillé**. Suivez cette procédure pour verrouiller le bouton **UNIT**.

Remarque: Si **Everlock®** est activé, cette fonction n'apparaîtra pas dans le mode Options.

1. Tant que la balance est éteinte, appuyez et maintenez **UNIT**, puis appuyez et relâchez le bouton . Maintenez **UNIT** jusqu'à ce que "**AOF=d**" ou "**AOF=E**" apparaisse à l'écran, puis relâchez. Utilisez **ZERO/TARE** pour avancer ou le bouton  pour revenir jusqu'à ce que "**Unt**" apparaisse. Appuyez sur **UNIT** pour changer le réglage :
 - **Unt = U** : permet de basculer entre LB et KG
 - **Unt = L** : verrouille le bouton pour afficher le poids uniquement en livres (LB)
 - **Unt = 6** : verrouille le bouton pour afficher le poids uniquement en kilogrammes (KG)
2. Choisissez le réglage désiré et appuyez sur **HOLD / RELEASE** pour enregistrer et quitter le mode Options.
3. La balance redémarrera. L'écran affichera "**UEr**", suivi d'un numéro de version, puis des tirets. Lorsque l'écran affiche "**0.0**", la balance est prête à l'emploi.

Activation de l'affichage de l'unité avec verrouillage

Si la balance est verrouillée selon les instructions ci-dessus, l'utilisateur peut toujours consulter l'autre unité de mesure en activant l'option "**Unit View**". Cette option permet de maintenir le bouton **UNIT** pour afficher brièvement le poids dans l'autre unité. Après avoir relâché le bouton **UNIT**, l'écran reviendra à l'unité verrouillée. Le réglage par défaut de **Unit View** est **désactivé**.

Remarque: Si **Everlock®** est activé, cette fonction n'apparaîtra pas dans le mode Options.

1. Tant que la balance est éteinte, appuyez et maintenez **UNIT**, puis appuyez et relâchez le bouton . Maintenez **UNIT** jusqu'à ce que "**AOF=d**" ou "**AOF=E**" apparaisse à l'écran, puis relâchez. Utilisez **ZERO/TARE** pour avancer ou le bouton  pour revenir jusqu'à ce que "**UdP**" apparaisse. Appuyez sur **UNIT** pour changer le réglage :
 - **UdP = d** désactive le bouton **UNIT**, l'autre unité ne s'affichera pas
 - **UdP = E** permet à l'utilisateur de voir l'autre unité en maintenant le bouton **UNIT**, même si l'unité de poids est verrouillée. Cette fonction permet seulement de visualiser l'autre unité, sans la déverrouiller.
2. Choisissez le réglage désiré et appuyez sur **HOLD / RELEASE** pour enregistrer et quitter le mode Options.
3. La balance redémarrera. L'écran affichera "**UEr**", suivi d'un numéro de version, puis des tirets. Lorsque l'écran affiche "**0.0**", la balance est prête à l'emploi.

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION (CONT.)

Réglage de l'Auto Zéro

Cette option permet à l'utilisateur de choisir si la balance se remet à **ZÉRO** automatiquement à chaque mise sous tension ou si elle conserve la lecture zéro de la dernière fois où elle a été calibrée. Le réglage par défaut de l'Auto Zéro est **activé**. Suivez cette procédure pour activer ou désactiver cette fonction:

1. Tant que la balance est éteinte, appuyez et maintenez **UNIT**, puis appuyez et relâchez le bouton . Maintenez **UNIT** jusqu'à ce que "**AOF=d**" ou "**AOF=E**" apparaisse à l'écran, puis relâchez. Utilisez **ZERO/TARE** pour avancer ou le bouton  pour revenir jusqu'à ce que "**PU2**" apparaisse. Appuyez sur **UNIT** pour changer le réglage :
 - **PU2 = d** : désactivation de la fonction Auto Zéro. La balance n'essaiera pas de se remettre à zéro au démarrage, mais utilisera le zéro enregistré lors de sa dernière utilisation. Health o meter® Professional recommande de réinitialiser manuellement le zéro avant chaque mesure en appuyant sur **ZERO/TARE**. Des tirets apparaîtront à l'écran pendant que la balance trouve le zéro.
 - **PU2 = E** : activation de la fonction Auto Zéro. La balance se remettra automatiquement à zéro au démarrage et effacera le poids précédent après chaque utilisation. Health o meter® Professional recommande de conserver ce réglage sur **Activé**.
2. Choisissez le réglage désiré et appuyez sur **HOLD / RELEASE** pour enregistrer et quitter le mode Options.
3. La balance redémarrera. L'écran affichera "**UEr**", suivi d'un numéro de version, puis des tirets. Lorsque l'écran affiche "**0.0**", la balance est prête à l'emploi.

Option de verrouillage du poids

Cette option permet à l'utilisateur de choisir si la balance se verrouille sur un poids donné. Le verrouillage est activé par défaut. Remarque : si les mouvements du patient entraînent une variation de poids supérieure à 2,27 kg (5 lb), la balance ne se verrouillera pas, quel que soit le réglage. Suivez cette procédure pour modifier ce réglage.

1. Tant que la balance est éteinte, appuyez et maintenez **UNIT**, puis appuyez et relâchez le bouton . Maintenez **UNIT** enfoncé jusqu'à ce que "**AOF=d**" ou "**AOF=E**" apparaisse à l'écran, puis relâchez. Utilisez **ZERO/TARE** pour avancer ou le bouton  pour revenir jusqu'à ce que "**nLC**" apparaisse. Appuyez sur **UNIT** pour changer le réglage :
 - nLC = E La mesure du poids ne se verrouille pas.
 - nLC = d La mesure du poids sera verrouillée et l'icône de verrouillage s'affichera.
2. Choose the setting you prefer and press **HOLD/RELEASE** to save your selection and exit the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show "**UEr**", followed by a version number, and then dashes. When the display shows "**0.0**" the scale is ready to use.

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION (CONT.)

Everlock® (versions KL uniquement)

La fonction **Everlock®** permet de verrouiller définitivement l'unité de mesure sur la balance, désactivant le bouton **UNIT**. Le réglage par défaut est **désactivé**. Suivez cette procédure pour activer Everlock®:


Avertissement: Ce verrouillage est permanent et ne peut pas être annulé.

Remarque:

- Appuyez sur **HOLD / RELEASE** à tout moment pour quitter la procédure Everlock®.
 - Une fois Everlock® activé, les options **Unt** et **UdP** n'apparaîtront plus dans le menu Options.
 - Il n'existe aucun moyen d'annuler Everlock® sans renvoyer la balance au fabricant.
- 1 Tant que la balance est éteinte, appuyez et maintenez **UNIT**, puis appuyez et relâchez le bouton  Maintenez **UNIT** jusqu'à ce que "**AOF=d**" ou "**AOF=E**" apparaisse à l'écran, puis relâchez. Utilisez **ZERO/TARE** pour avancer ou le bouton  pour revenir jusqu'à ce que "**ELC=d**" apparaisse. Ce réglage par défaut indique que Everlock® est désactivé. Appuyez sur **UNIT** pour démarrer la procédure Everlock®.
 - 2 "**PASS1**" apparaîtra à l'écran, invitant l'utilisateur à entrer un mot de passe. Appuyez sur les touches suivantes dans l'ordre:
, **ZERO/TARE**, **UNIT**
 - 3 Si le mot de passe est correct, "**ELC=L**" (si la balance est en mode LB) ou "**ELC=6**" (si la balance est en mode KG) apparaîtra à l'écran.
 - 4 Utilisez **ZERO/TARE** pour basculer entre **(L) livres** et **(6) kilogrammes**. Lorsque l'unité désirée est affichée, appuyez sur **UNIT** et "**PASS2**" apparaîtra à l'écran.
 - 5 Entrez le deuxième mot de passe dans l'ordre suivant:
ZERO/TARE, **UNIT**,  (**Avertissement : Entrer ce mot de passe activera Everlock®**)
 - 6 Si le mot de passe est correct, la balance affichera "**ELC = L**" ou "**ELC = 6**", selon l'unité sélectionnée. Everlock® est maintenant activé.
 - 7 Appuyez sur **HOLD / RELEASE** pour enregistrer et quitter le mode Options.
 - 8 La balance redémarrera. L'écran affichera "**UEr**", suivi d'un numéro de version, puis des tirets. Lorsque l'écran affiche "**0.0**", la balance est prête à l'emploi.

Avertissement: Ne mettez pas la balance hors tension avant d'avoir appuyé sur **HOLD/RELEASE** pour enregistrer l'option Everlock®, que la balance ait redémarré et que l'écran soit revenu à "**0.0**".

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



DESCRIPTION	FONCTION
 / REWEIGH	Met la balance sous tension ou hors tension. Permet de peser le patient à plusieurs reprises tout en restant sur la balance.
ZERO/TARE	Met la balance à zéro ou effectue la tare avant la pesée.
HOLD / RELEASE	Maintient le poids affiché jusqu'à ce que le bouton soit pressé de nouveau pour libérer la valeur. Rappelera le poids précédemment verrouillé si le bouton est pressé alors qu'aucun objet n'est sur la balance.
UNIT	Permet de sélectionner les kilogrammes ou les livres.

Pesée d'un patient

Remarque: Lorsque cette balance est mise sous tension, elle conservera toujours les derniers réglages et unités utilisés (LB ou KG). La balance ne se verrouillera pas sur un poids inférieur à 5 lb / 2,27 kg.

1. Assurez-vous qu'aucun objet n'est sur le siège de pesée. Appuyez sur le bouton  pour allumer la balance. La balance est prête à l'emploi lorsque "**0.0**" apparaît à l'écran.
2. Aidez le patient à monter sur la balance. "**LOCK**" apparaîtra et clignotera sur l'écran avec la mesure du poids. Une fois que le poids est stable, "**LOCK**" restera affiché avec le poids du patient. Selon les mouvements du patient sur la balance, cela peut prendre quelques secondes pour que la balance verrouille le poids.

Prudence: Pour éviter toute blessure au patient, celui-ci doit être accompagné pendant toute la durée de la pesée.

3. Aidez le patient à descendre de la balance. Le poids restera affiché pendant un certain temps si la fonction **Auto Hold** est activée. Le poids peut également être maintenu en appuyant sur **HOLD / RELEASE**. Pour effacer un poids maintenu, appuyez de nouveau sur **HOLD / RELEASE**.

Après avoir pris et enregistré la mesure du poids, retirez le patient de la balance ou appuyez sur le bouton /**REWEIGH** pour re-peser le patient sans le faire descendre de la balance.

4. Pour éteindre la balance, appuyez et maintenez le bouton  pendant environ trois secondes.

Remarque: Si l'écran affiche "**Err**", vous avez dépassé la capacité maximale de la balance.

Rappel du poids

Remarque: Le rappel du poids ne fonctionne que si la balance est restée sous tension.

1. Pour rappeler le dernier poids mesuré, appuyez sur **HOLD / RELEASE**.
2. Pour effacer l'écran du poids rappelé, appuyez de nouveau sur **HOLD / RELEASE**.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Fonction Zéro

Met la balance à zéro avant une pesée. Le bouton **ZERO/TARE** est également utilisé pour la fonction **Tare** décrite ci-dessous.

Fonction Tare

Lors de l'utilisation de cette balance, le poids d'un objet, comme un réservoir d'oxygène portable, peut être soustrait du poids total pour obtenir uniquement le poids du patient.

Pesée d'un patient et tare d'un poids inconnu:

Le poids minimum pouvant être mis en tare est de 5 lb / 2,27 kg. **Remarque:** la balance doit verrouiller un poids avant de pouvoir effectuer la tare.

1. Assurez-vous qu'aucun objet n'est sur la balance. Appuyez sur le bouton  pour allumer la balance. La balance est prête à l'emploi lorsque "**0.0**" apparaît à l'écran.
2. Placez l'objet à mettre en tare sur la balance. L'écran affichera le poids de l'objet.
3. Appuyez sur **ZERO/TARE**. Le mot "**tArE**" apparaîtra à l'écran et la balance reviendra à zéro.
4. Laissez l'objet sur la balance et aidez le patient à monter. La balance déduira automatiquement le poids de l'objet et affichera uniquement le poids du patient.
5. Lorsque vous retirez le patient et l'objet de la balance, appuyez sur **ZERO/TARE** pour effacer la tare.

Prudence: Pour éviter toute blessure au patient, celui-ci doit être accompagné pendant toute la durée de la pesée.

Pesée d'un patient et tare d'un poids connu (Pré-Tare):

La Pré-Tare peut être utilisée pour des objets entre 0,2 lb et 200 lb (0,1 kg et 91 kg).

1. Assurez-vous qu'aucun objet n'est sur la balance. Appuyez sur le bouton  pour allumer la balance. La balance est prête à l'emploi lorsque "**0.0**" apparaît à l'écran.
2. Appuyez et maintenez **ZERO/TARE** jusqu'à ce que le mot "**p-tArE**" apparaisse à l'écran.
3. L'icône de tare clignotera avec "**0.0**", vous invitant à entrer le poids à mettre en tare. Utilisez les boutons  et **ZERO/TARE** pour augmenter ou diminuer le poids. Les livres (LB) changeront par incréments de 0,2 lb et les kilogrammes (KG) par incréments de 0,1 kg.
4. Une fois le poids de tare désiré défini, verrouillez-le en appuyant sur **HOLD / RELEASE**. L'icône de tare cessera de clignoter et restera affichée, et la valeur saisie apparaîtra comme négative.
5. Pesez le patient en suivant la procédure décrite précédemment. La balance déduira automatiquement la tare et affichera uniquement le poids du patient.
6. Pour effacer la valeur de tare, appuyez sur **ZERO/TARE**.

Entretien

Avant la première utilisation et après des périodes d'inactivité, vérifiez le bon fonctionnement de la balance. Si la balance ne fonctionne pas correctement, consultez un technicien qualifié.

1. Vérifiez l'apparence générale de la balance pour détecter tout dommage ou signe d'usure.
2. Inspectez l'adaptateur secteur pour tout signe de fissure, effilochage du câble ou broches endommagées ou pliées.

Nettoyage et désinfection

Un entretien et un nettoyage appropriés sont essentiels pour assurer la longévité et la précision de la balance.

1. Health o meter® Professional recommande d'utiliser l'une des solutions suivantes sur un chiffon doux ou une lingette jetable:
 - Savon doux et eau
 - Alcool isopropylique à 70 %
 - Solution à 1-5 % de peroxyde d'hydrogène

Après le nettoyage/désinfection, essuyez avec un chiffon humide, puis avec un chiffon propre et sec. Pour éviter toute accumulation de résidus ou surfaces humides, assurez-vous que toutes les parties de la balance soient complètement sèches après le nettoyage.

2. N'utilisez jamais de matériaux rugueux ou abrasifs pour nettoyer la balance, cela pourrait endommager la finition.
3. Ne plongez pas la balance dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne versez ni ne pulvérisez de liquides directement sur la balance.

DÉPANNAGE

Veillez consulter les instructions ci-dessous pour vérifier et corriger tout mauvais fonctionnement avant de contacter le service après-vente. Pour toute question, veuillez appeler le service à la clientèle des balances professionnelles Health o meter® au 1-800-815-6615.

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
La balance ne s'allume pas	1. Pile défectueuse 2. Prise électrique défectueuse 3. Alimentation électrique	1. Remplacer les piles 2. Utiliser une autre prise électrique 3. Remplacer l'adaptateur
Poids douteux ou la balance ne se met pas à zéro	Objet externe interférant avec la balance	Retirer l'objet qui interfère avec la balance
L'écran affiche « ----- »	La charge sur la balance dépasse sa capacité.	Retirer le poids excédentaire et utiliser la balance conformément à ses limites.
L'écran affiche "uNdEr"	La balance est en état de sous-charge	Assurez-vous que le tapis en caoutchouc repose bien sur la base. Ou appuyez sur ZÉRO pour effacer une tare précédemment appliquée
L'écran affiche « LobAt »	La pile est épuisée.	Remplacer les piles selon les instructions.

ÉTALONNAGE

Votre balance a été étalonnée en usine et ne nécessite pas d'étalonnage avant utilisation. Aucun étalonnage sur le terrain n'est requis; les utilisateurs doivent suivre les politiques d'étalonnage de leur établissement. Si nécessaire, la balance peut être étalonnée. Un poids certifié de 200 lb ou 80 kg est requis pour l'étalonnage.

Remarque: Seuls des poids certifiés et traçables aux normes nationales doivent être utilisés pour les procédures d'étalonnage.

1. Maintenez le bouton **HOLD / RELEASE** enfoncé, puis appuyez et relâchez le bouton pour allumer la balance. Continuez de maintenir **HOLD / RELEASE** jusqu'à ce que « CAL » apparaisse à l'écran. Relâchez tous les boutons.
2. « 2Ero SCALE » fera défiler horizontalement sur l'écran. Sans poids sur la balance, appuyez sur **ZERO/TARE**.
3. La balance se mettra à zéro et affichera:

« PLACE 200 ON SCALE PrESS HOLD» en mode LB

« PLACE 80 ON SCALE PrESS HOLD» en mode KG
Appuyez sur **UNIT** pour basculer entre les unités.

4. Placez 200 lb ou 80 kg de poids certifié au centre de l'échelle, puis appuyez sur **HOLD / RELEASE**. « CAL » clignotera à l'écran pendant l'étalonnage.

A. Si le poids est dans la plage d'étalonnage, un nombre à cinq chiffres sera affiché pendant environ 5 secondes, puis le poids d'étalonnage sera affiché. Retirez le poids de la balance et celle-ci redémarrera.

B. Si le poids placé sur la balance ne correspond pas à la norme d'étalonnage correcte, « Out OF RANGE » apparaîtra à l'écran. L'étalonnage ne sera pas effectué. Appuyez sur **ZERO/TARE** pour quitter le mode d'étalonnage. Obtenez le poids d'étalonnage correct et recommencez le processus d'étalonnage.

GARANTIE

Garantie limitée

Que couvre la garantie ?

Cette balance Health o meter® Professional est garantie à partir de la date de son achat contre les défauts liés aux matériaux ou à la fabrication pendant une période de deux (2) ans. Si le produit ne fonctionne pas correctement, retournez-le, fret payé d'avance et correctement emballé, à Pelstar, LLC (voir les instructions dans la section « Pour bénéficier de la garantie », ci-dessous). Si le fabricant constate qu'il existe un défaut lié au matériel ou à la fabrication, le seul dédommagement du client sera le remplacement gratuit de la balance. Ce remplacement sera effectué avec un produit ou un composant neuf ou reconditionné. Si le produit n'est plus disponible, il peut être remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Les pièces remplacées ne sont couvertes que pendant la période de garantie initiale.

Qui est couvert ?

L'acheteur original du produit doit avoir une preuve de l'achat du produit pour bénéficier de la garantie. Veuillez conserver votre facture ou votre reçu. Les revendeurs ou magasins de vente au détail qui vendent des produits Pelstar n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque manière que ce soit les termes et conditions de cette garantie.

Qu'est-ce qui est exclu ?

Votre garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dommages résultant de l'un des éléments suivants : utilisation négligente ou abusive du produit, utilisation sur une tension ou un courant inadéquat, utilisation contraire aux manuels d'utilisation, abus, y compris la falsification, les dommages en cours de transport ou les réparations ou remplacements non autorisés. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles, telles que les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits, mais cela varie d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'une juridiction à l'autre.

Pour bénéficier de la garantie, conservez votre ticket de caisse ou un document prouvant votre achat. Appelez le (+1) 800-638-3722 ou le (+1) 708-377-0600 pour recevoir un numéro d'autorisation de retour (AR), qui doit figurer sur l'étiquette de retour. Joignez votre preuve d'achat au produit défectueux, ainsi que votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone de jour et une description du problème. Emballer soigneusement le produit et envoyez-le, fret et assurance prépayés, à:

Pelstar, LLC

Attention R/A# _____

Service de retour

9500 West 55th Street

McCook, IL 60525

Garantie prolongée disponible *

Cette balance est éligible au programme de prorogation de garantie de Health o meter® Professional ScaleSurance®. ScaleSurance® proroge la période de garantie de deux ans supplémentaires. Cette prorogation de la garantie limitée standard peut être acquise avec l'achat de nouvelles balances ou pour une balance existante d'un établissement avant l'expiration de sa garantie actuelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.hom scales.com/scalesurance/ ou contactez votre distributeur de matériel médical.

* Pas disponible dans tous les pays



PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

VEUILLEZ ENREGISTRER VOTRE BALANCE POUR BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE À L'ADRESSE SUIVANTE:

www.hom scales.com

Health o meter® est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence.


Les produits Health o meter® Professional sont fabriqués, conçus et détenus par Pelstar®, LLC.

Nous nous réservons le droit d'améliorer, de renforcer ou de modifier les caractéristiques ou spécifications du produit Health o meter® Professional sans préavis.

© Pelstar, LLC 2026



Large Platform Digital Scale Model 2842KL



ISO13485:2016
CERTIFIED

ISO 9001:2015
CERTIFIED

USER INSTRUCTIONS

Para ver las instrucciones de uso en español visita www.homscales.com



PELSTAR®, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA www.homscales.com
Health o meter® Professional 2842KL

© Pelstar®, LLC 2021

weigh**easier**®

Thank you for your purchase of this Health o meter® Professional scale. Please read this manual carefully and keep it for easy reference or training.

TABLE OF CONTENTS

CAUTIONS AND WARNINGS 57

SPECIFICATIONS 58

CERTIFICATIONS/DISPOSAL..... 59

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 60

SET UP 62

OPERATING INSTRUCTIONS..... 64

MAINTENANCE 66

TROUBLESHOOTING 67

CALIBRATION 68

WARRANTY 69

Note: This scale has been factory calibrated, and does not require calibration prior to use.

Please register your scale for warranty coverage at:
www.homscales.com

For User Instructions updates and revisions please go to:
www.homscales.com

CAUTIONS AND WARNINGS

INTENDED USE

This Health o meter® Professional scale is intended to be used in a professional medical environment by trained medical staff. This product was designed to weigh patients who are safely positioned on the platform. Do not modify the product or use it for anything other than its intended purpose.

To prevent patient/caregiver injury or damage to your scale, please follow the instructions in this user manual very carefully.

- Do not exceed the weight capacity specified for this scale.
- For accurate weighing, this scale must be placed on a flat, stable surface.
- For accurate weighing, verify before each use the proper operation according to the procedure described in this manual.
- Do not use in the presence of flammable or explosive materials.
- If the scale becomes damaged, it should not be operated until properly serviced.
- Do not transport the scale with a patient or object on the scale.
- Do not wheel or pull the scale down stairs, doing so may damage internal parts.
- Ensure that the AC adapter and scale do not come in contact with liquids, excessive temperature, or excessive humidity.

Patient/caregiver safety

- This scale is designed for static weighing of patients only. No scale should be used for patient transfer.
- To prevent patient injury, the patient must be attended to throughout the entire weighing event. Caregivers should ensure that the patient is stable and provide support as needed when getting onto and off of the scale.

When operating the scale with the AC adapter:

- Operate this scale exclusively with the AC adapter provided by Health o meter Professional. Use of an unspecified adapter will void the warranty, and can pose a serious safety hazard.
- For use with AC adapter model ADPT31 (USA or Canada) or ADPT30 (International)
- Prior to using this scale, inspect the AC adapter cord for cracking / fraying, or for broken / bent plug prongs.
- Prior to using this scale, ensure that the AC adapter is plugged into an outlet with the rated voltage appropriate for operation.
- Ensure that the AC outlet is wired to a circuit breaker or other protected power source.
- Unplug the AC adapter, and carefully store both the adapter and adapter cord before moving the scale.
- Operating this scale at voltages and frequencies other than specified can damage the equipment and will void the warranty.

When operating the scale with batteries:

- If the "LOBAT" indicator activates, replace the batteries or switch to the AC adapter as soon as possible.
- When replacing / inserting batteries, be sure to use all new batteries.

In no event whatsoever shall Pelstar, LLC be liable for damages or injuries arising from or connected with the assembly, use, or misuse of its products.

SPECIFICATIONS

Health o meter Professional's Large Platform Digital Scale model 2842KL uses highly sophisticated microprocessor technology. Each scale is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements and features that make the weighing process simple, fast and convenient.

- Weighing is performed by motion-sensing technology.
- The patient's weight can be displayed in pounds or in kilograms.
- The scale includes a specially designed removable rubber mat for easy cleaning.
- The unit can be operated using its AC power adapter or by 6 C-cell batteries.

SCALE SPECIFICATIONS

Capacity and Resolution:	600 lb x 0.2 lb (270 kg x 0.1 kg)
Power Requirements:	Adapter Model No. RHD10W090050 or No. RHD090020 Health o meter® Professional Model (ADPT31) (Included) Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA Output: 9.0V $\overline{\text{---}}$ 0.5A Or 6 C Batteries (not included)
Environmental:	Operating Temperature: 50°F to 95°F / 10°C to 35° C Storage Temperature: 32°F to 122°F (0°C to 50°C) Maximum Humidity: 85% RH in use or in storage
Platform Dimensions:	22 1/4" (w) x 42" (d) x 2 1/2" (h) / 565mm (w) x 1067mm (d) x 64mm (h)

CERTIFICATIONS / DISPOSAL

Certification Descriptions:

 	Pelstar, LLC has been officially certified as a manufacturer of Health o meter® Professional medical devices to be in compliance with stringent ISO requirements. The Pelstar, LLC quality assurance system covers the development, production, sales and service of medical scales and measuring systems.
--	--

Scale Disposal:



Do not dispose of this device in domestic waste. This Health o meter® Professional scale must be disposed of properly as electronic waste. Follow the national, regional or local regulations which apply to you for disposal. For scale assistance or telephone support, please call Health o meter® Professional Customer Service (available on normal business days) at (+1) 800-815-6615 or (+1) 708-377-0600.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before Assembly

Each 2842KL Large Platform Digital Scale is shipped disassembled in one carton. Carefully inspect the carton for shipping damage before unpacking. If damage is found, contact your shipper or a Health o meter® Professional representative immediately at 1-800-815-6615. Claims must be filed with the shipper as soon as possible after receipt of the package. The following information details what you will find inside the main carton as you unpack the parts for assembly.

To prevent scratching any components, carefully remove each assembly from the carton and unwrap the packing materials. Set the carton aside for storage. To avoid damaging the scale parts when unpacking, do not use a box cutter, knife, scissors, or any sharp object to open the protective inner packaging.

Parts List

Carton

- (1) Base assembly
- (1) Display head
- (1) Display assembly bracket
- (4) Base assembly feet
- (1) Small white box containing AC adapter
- (2) Display assembly screws and washers
- (1) Rubber mat

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

1. Place the base assembly upside down on a flat, steady surface.	
2. Screw the four feet into the base assembly. Turn each foot completely into the base assembly and then back out 1 1/2 turns. Carefully turn the base assembly right side up. Adjust the feet as necessary for a level, stable platform. Do not drop the scale as this may damage the load cells.	
3. Plug the display cable connector into the base cable connector.	
4. Optional step to secure excess cable: Remove the screws on the side of the platform that include black clamps. Open the clamp and route the cable into the clamp. Replace the screw with the cable onto the side of the platform.	
5. Place the rubber mat in the center area of the base assembly platform.	
6. If mounting the display head onto a wall see the Display Head Wall Mounting instructions on the next page. If wall mounting the display, complete this step after the display assembly bracket has been mounted to the wall. If using as on a desk or table, place the display head into the display bracket and screw in the two display assembly screws.	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

Display Assembly Wall Mounting Instructions

Caution: When wall mounting the display assembly, ensure that the mounting location is free of electrical lines, gas pipes, and other safety hazards. Ensure that wall is of construction that can support the display assembly.

Note: Display assembly can be mounted to a wall up to 6 feet (1.83 m) from the base.

1. If display head is already attached to the display assembly bracket, remove the display assembly screws at the side of the display head and set them aside.
2. Position the display assembly bracket on the wall at the desired location and mark the mounting bracket hole locations.
3. Use suitable plastic or metal anchors for the type of wall construction and carefully drill the appropriate sized holes.
4. Insert the anchors into the wall, and screw the two mounting screws into the anchors. Adjust the screw head depth such that the screw heads protrude 1/8" (3.2 mm) from the wall.
5. Position the display assembly mounting holes onto the mounting screws and pull down on the display assembly to secure the bracket over the screws.
6. Re-attach the display head to the display assembly bracket using the two display assembly screws.

Required Parts Not Included With This Scale

(2) # 10-12 x 1 in. Screws

(2) Mounting anchors, compatible with wall construction

SET UP

1. Plug the scale's AC adapter into the display assembly and into the power source. If using batteries instead of the AC adapter, see "Replacing Batteries" section on the next page for battery installation instructions.
2. Press the **ON/OFF** button to turn the scale on. The display will show "start" and then "0.0".
3. When the self-test function is complete, the digital display should read "0.0".
4. Place a weight [not to exceed 600 lb (270 kg)] on the scale. The digital display will blink "-----" until the weight calculation is complete.
5. Press the **LBS/KG** button to select the weight mode, either in kilograms or pounds.
6. Press the **REWEIGH** button; the digital display should again read the weight of the item on the scale.
7. Remove the weight from the scale. The digital display should continue to read the weight of the item that was on the scale.
8. Press the **ZERO** button; the digital display should return to zero.
9. Turn the scale on using **ON/OFF** button.

NOTE: If the set up procedure failed, contact Health o meter Professional Scales Customer Service at 1-800-815-6615.

SET UP (CONT)

Battery Installation




Figure 1. Replacing the Batteries

1. If connected, disconnect the scale from the AC power source.
2. Unscrew two plastic screws and carefully remove the battery holder from the display assembly.
3. Take the batteries from the battery holder, replace the batteries with new ones.
4. Position the battery holder into the display assembly and reinstall two plastic screws.

OPERATING INSTRUCTIONS




Figure 2. Control Panel

ITEM	DESCRIPTION	FUNCTION
1	ON/OFF button	Turns scale ON and OFF.
2	REWEIGH button	Allows repeated weighing of the patient without stepping off the scale.
3	ZERO button	Zeros digital display prior to weighing. Enables the cancellation (tare) of weight of mat or other accessories on the scale.
4	LBS/KG button	Selects kilograms or pounds.
5	BAT indicator	When ON, indicates scale batteries are low. The batteries should be replaced.
6	ZERO indicator	When ON, indicates the scale is stable and ready for use.
7	Digital Display 6 Digit LCD	Displays patient weight in kilograms or pounds as shown by the "LB" or "KG" indicator on the right side of the display. When REWEIGH button is depressed, display will blink "-----" until patient's weight is determined.
8	LB indicator	When ON, indicates displaying weight in pounds.
9	KG indicator	When ON, indicates displaying weight in kilograms.

OPERATING INSTRUCTIONS (CONT.)

1. Press the **ON/OFF** button to turn the scale on.
2. Wait until “0.0” appears on the digital display.
3. Place the patient on the scale. The display will blink “=====” until the weight of the patient is determined.
4. If you wish to reweigh the patient without removing them from the scale, press the **REWEIGH** button.
5. Remove the patient from the scale. The digital display will continue to read the patient’s weight until the **REWEIGH** or **ZERO** button is pressed.

NOTE: After 2 minutes of inactivity, the scale will turn off to conserve power. To restart the scale, press the **ON/OFF** button. (If it is powered by adapter, auto off function is disabled.)

Tare Function

When using this scale, the weight of an object, such as a blanket, can be subtracted from the total weight in order to determine the weight of the patient alone. Ensure that the edges of the object are on the scale and not touching the floor.

1. With all weight off the scale, press the **ON/OFF** button to turn on the scale.
2. Wait until the “0.0” appears on the display.
3. Place the object to be tared on the platform. The display will blink “=====” until the weight of the object is determined.
4. Do not remove the object. Then press the **ZERO** button.
5. Place the patient on the scale. The scale will automatically deduct the tare weight of the object from the gross weight of the patient and item together.
6. The weight of the patient will appear on the scale.
7. When the patient and the object are removed from the scale, the display will show “UL”.
8. To clear the tared weight, press the **ZERO** button.

MAINTENANCE

Maintenance

The following pages provide instructions for maintenance, cleaning, calibration, and troubleshooting for the scale. Maintenance operations other than those described in this manual should be performed by qualified service personnel.

Caution: Before first use, or after long periods of non-use, check the scale for proper operation and function. If the scale does not operate correctly, refer to qualified service personnel.

1. Check the overall appearance of the scale for obvious damage, wear, and tear.
2. If applicable, inspect the AC adapter cord for cracking, fraying, and for broken/bent prongs.

Cleaning and Disinfecting

Proper care and cleaning is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.

Caution: Disconnect the scale from the AC adapter power source prior to cleaning the unit.

1. Health o meter® Professional recommends using one of the following solutions on a soft cloth or disposable wipe:
 - mild soap and water solution
 - 70% isopropyl alcohol
 - solution with 1-5% hydrogen peroxide concentration

After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure the screen and scale parts are completely dry after cleaning.

2. Never use rough or abrasive materials to clean the scale, as these will damage the scale's finish.
3. Do not submerge the scale in water or any other liquid.
4. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

TROUBLESHOOTING

Refer to the following instructions to check and correct any failure before contacting service personnel. Should you have further questions, call Health o meter® Professional Scales Customer Service at 1-800-815-6615.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Scale does not turn on	1. Dead Battery 2. Faulty electrical outlet 3. Bad power supply	1. Replace batteries 2. Use a different outlet 3. Replace adapter
Questionable weight or the scale does not zero	1. External object interfering with the scale 2. The display did not show "0.0" before weighing 3. Scale is not placed on a stable surface 4. Scale is out of calibration	1. Remove interfering object from the scale 2. Remove patient, zero the scale and begin weighing process again 3. Place the scale on a stable surface and begin weighing process again 4. Check weight with known weight value
The display shows "OL"	The load on the scale exceeds the capacity	Remove the excess weight and use the scale according to its capacity of 600 lb / 270 kg
The display shows "UL"	The scale is in under-load condition	Make sure the rubber mat is placed on the base. Or press ZERO to clear a previously tared weight.
The display shows "LO BAT"	The batteries are low	Replace batteries according to instructions

CALIBRATION

This scale has been factory calibrated, and does not require calibration prior to use. If required, the scale can be calibrated. The following calibration assumes the scale is set to pounds, and 200 lb is employed as the calibration standard.

Note: Only weights certified and traceable to national standards are to be used for calibration procedures.

Scale Calibration

ACTION	DISPLAY SHOWS
Press and hold the REWEIGH and ZERO buttons at the same time, while pressing the ON/OFF button to turn on the scale. "LOAD" will briefly appear on the display, followed by "200.0 LB" indicates you can calibrate. Release all three buttons.	"LOAD" followed by "200.0 LB"
Ensure there is no weight on the scale (except for the rubber mat) and press the REWEIGH button. "Clear" will flash on the display, followed by "-----". At this time the scale is calculating zero calibration. After zero calibration, the display will flash "PUT" followed by "200.0 LB".	"Clear" followed by "-----". Then "PUT" followed by "200.0 LB"
Place 200 lb on the scale. Then press REWEIGH . "CAL" will appear on the display, followed by "FAC" followed by 5 digits. The calibration factor should be in the range between 8000 and 10000. If the number is out of that range, contact Customer Service at 1-800-815-6615.	"CAL" followed by "FAC" followed by "X.XXXX".
If the calibration factor is within range, press the REWEIGH button. "DONE" will appear on the display, followed by "START", followed by "0.0". Remove the weight from the scale.	"DONE" followed by "START", followed by "0.0".
Calibration procedure is complete.	

WARRANTY

Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional scale is warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of two (2) years. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar, LLC (see "To Get Warranty Service", below, for instructions). If the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer's sole remedy will be replacement of the product at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC
Attention R/A# _____
Return Department
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525



PELSTAR® , LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY AT:

www.homscales.com

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Health o meter® Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar®, LLC. We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar®, LLC 2021