

Health o meter[®]

P r o f e s s i o n a l

Model Number: ADULTHR Height Measuring Rod

USER INSTRUCTIONS



Thank you for your purchase of this Health o meter[®] Professional product. Please read this manual

To avoid damaging when unpacking, do not use a box cutter, knife, scissors or any sharp object when opening the protective inner packaging. The following information details what you will find inside the carton as you unpack the parts for assembly. Set the carton aside for storage.

Parts List

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Measuring rod | (2) Bolts with attached nuts |
| (1) User instructions | (6) Machine cap screws M4-0.7x6mm |
| (1) Green base- mounting flange | (2) Washers |

Tools Required (Not Included)



Phillips head screwdriver

Cautions and Warnings


Before using the new measuring rod, please make time to read the following safety instructions:

- Follow the operating instructions.
- Use the assembly material supplied.
- When assembling, ensure that screws are tight and that the rod has been assembled correctly.
- Fold down the measuring headpiece after height has been measured to avoid risk of injury.

Assembly Instructions

Step	Instruction	Illustration
1	Remove the screw and bolt at bottom-back of the height rod. (This screw was only for preventing the middle rod from dropping down during transport.)	
2	Position the green base-mounting flange over the matching holes on footplate.	
3	Insert the bolts through the top of the flange into the footplate. Place the washer and nut onto the bolt on the underside of the footplate. Using a Phillips screwdriver, tighten the bolt securely to the footplate.	
4	Slide the base of the height rod onto the green base-mounting flange. Insert the 3 screws on each side of the height rod into the rod and securely tighten using a Phillips screwdriver.	

How to Use the Height Rod



1. Raise the headpiece to a horizontal position above the patient's head by pulling out the inner rod (the middle rod cannot be pulled out).
2. Position the patient against the height rod, ensuring the patient's posture is upright and the patient's head is straight and level.
3. Push the headpiece down until it rests on patient's head.
4. Measured result can be read at (A).

Specifications

Model	ADULTHR
Range of measurement	85 – 210 cm(33 ¹ / ₂ – 82 ⁵ / ₈ inch)
Division of measurement	1mm / 1/16 inch
Temperature range	10 – 40° C

LIMITED WARRANTY

What does the Warranty Cover?

Health o meter® Professional scales are warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, and the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer's sole remedy will be replacement of the scale at no charge.

Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All parts including repaired and replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural disasters , such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600



PELSTAR, LLC

9500 West 55th Street • McCook, IL 60525 • USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

Modelo: ADULTHR
Tallímetro

INSTRUCCIONES DEL USUARIO



Gracias por su compra de este producto Health o meter® Profesional. Por favor lea este manual

Para evitar daño en el producto cuando lo desempaque, no use una navaja para cortar cartón, cuchillos tijeras o cualquier objeto afilado cuando abra el empaque protector interno. La información siguiente detalla lo que usted encontrará dentro de la caja de cartón al desempacar los componentes para su ensamblaje. Ponga la caja a un lado para su almacenaje.

Lista de Componentes

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| (1) Tallímetro | (2) Tornillos con tuercas |
| (1) Instrucciones del usuario | (6) Tornillos metálicos M4-0.7x6mm |
| (1) Base verde - brida de montaje | (2) Arandelas |

Herramientas Requeridas (No incluidas)



Desarmador de cruz

Precauciones y Advertencias


Antes de usar el tallímetro nuevo, por favor tómese el tiempo para leer las siguientes instrucciones de seguridad:

- Siga las instrucciones de funcionamiento.
- Utilice el material de ensamblaje proporcionado.
- Al ensamblar, asegúrese de que los tornillos queden apretados y que la varilla sea ensamblada correctamente.
- Doble el tope luego de que se haya medido la estatura para evitar el riesgo de lesiones.

Instrucciones de Ensamblaje

Paso	Instrucción	Ilustración
1	Quite el tornillo y fíjelo en la parte trasera inferior del tallímetro. (Este tornillo estaba allí solamente para evitar que la parte media del tallímetro se desprendiese durante el transporte.)	 The illustration shows a long measuring rod with a handle at one end. A circular callout highlights a hole at the other end. Below the rod, a separate screw is shown, and a rectangular base with two holes is also depicted.
2	Coloque la verde brida de montaje para la base sobre los orificios correspondientes del reposapiés.	 The illustration shows the measuring rod and handle assembly being attached to a base. A green mounting bracket is being placed over the base, and the rod is being inserted into it. The base is shown with several holes and a grid pattern.
3	Inserte los tornillos a través de la parte superior de la brida en el reposapiés. Coloque la arandela y la tuerca sobre el tornillo por la parte inferior del reposapiés. Con un desarmador de cruz, apriete el tornillo firmemente al reposapiés.	
4	Inserte la base de la varilla sobre la verde brida de montaje para la base. Inserte los 3 tornillos en cada lado del tallímetro y apriete firmemente usando un desarmador de cruz.	

Cómo Utilizar el Tallímetro



5. Eleve el tope a una posición horizontal sobre la cabeza del paciente deslizando la varilla interna (la parte del medio no puede deslizarse).
6. Coloque al paciente contra el tallímetro, asegurándose que su posición sea recta y que la cabeza del paciente este derecha y nivelada.
7. Empuje el tope hacia abajo hasta que descansa sobre la cabeza del paciente.
8. La medición puede ser leída en (A).

Especificaciones

Modelo	ADULTHR
Rango de medición	85 - 210 centímetros ($33\frac{1}{2}$ - $82\frac{5}{8}$ de pulgada)
Divisiones en la medición	1mm/1/16 de pulgada
Rango de temperatura	10 - 40° C

GARANTÍA LIMITADA

¿Qué Cubre la Garantía?

Los instrumentos de medición Health o meter® Profesionales están garantizados desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de fabricación por un periodo de un (1) año. Si el producto no puede funcionar correctamente, y el fabricante determina que existe un defecto en materiales o de fabricación, el único recurso del cliente será el reemplazo de instrumento de medición sin costo alguno. El reemplazo será hecho con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor igual o mayor. Todas las partes incluyendo piezas reparadas y reemplazadas se cubren sólo por el periodo de la garantía.

¿Quién Tiene Cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Por favor guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

¿Quién es Excluido?

Su garantía no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones: uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de operación, abuso incluyendo manipulación, daño en el transporte, o la reparación o alteraciones no autorizadas. Además, la garantía no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de país a país, de estado a estado, de provincia a provincia o de jurisdicción a jurisdicción.

Para obtener Servicio de Garantía, asegúrese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra. Llame al (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600



PELSTAR, LLC

9500 West 55th Street • McCook, IL 60525 • EE.UU.

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600