



- Fácil de utilizar**
El cabezal y el estadímetro se deslizan con facilidad para que el usuario tome una lectura rápida y sencilla de la altura.
- Construcción Duradera**
Estadiómetro de aluminio resistente al uso frecuente. Rigurosas pruebas de laboratorio mostraron que este modelo 201HR dura 2.5 veces más que modelos similares.
- Tope para los pies**
La plataforma tiene un tope para los pies que sirve como guía para colocar el talón y asegurar una medición exacta.
- Alcance de medida amplio**
El alcance de medida de 2" (6cm) hasta 90" (230cm) proporciona lecturas de altura para una amplia variedad de pacientes.
- Diseño para montar en la pared**
Se instala de forma fácil y rápida con herramientas básicas y piezas incluidas.

Modelo	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código UPC
201HR	144.8cm x 8.9cm x 8.9cm	1.6 kg	854896003689

Especificaciones

- Rango de Medición: 2"/6cm - 90"/230cm
- Graduación: +/- 1/16" / 1mm
- Dimensiones Físicas:
 - Ancho: 2 1/4" / 5.7cm (13" / 33cm incluyendo pieza de pie)
 - Prof.: 3/4" / 1.9cm (1 3/4" / 4.4cm incluyendo espaciadores)
 - Alto: 54" / 137cm (92" / 230cm con tallímetro completamente extendido)
 - Profundidad con cabezal extendido: 11" / 28cm