



La 499KG es una versión compacta de la 500KG, nuestra báscula más popular. La pantalla a la altura de la cintura es muy fácil de leer y la báscula es una opción atractiva y robusta para los consultorios médicos. Con un tallímetro opcional, la 499KG es una elección económica para casi cualquier entorno.

### Ventajas

- ✓ **Conectividad RME**  
La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos por medio de varias soluciones de conectividad que ofrece Health o meter® Professional.
- ✓ **Plataforma de bajo perfil**  
La baja altura de la plataforma hace que sea muy fácil subirse, ofreciendo al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable.
- ✓ **Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC)**  
Las funciones de la báscula incluyen la habilidad de calcular el IMC del paciente.
- ✓ **Características de valor agregado**  
Las funciones operativas (IMC, Cero, Tara, Retención/Liberación, Cero automático, Apagado automático) se incluyen sin costo adicional.
- ✓ **Tamaño compacto**  
El diseño estilizado de la báscula y la pantalla a la altura de la cintura ocupan poco espacio en un consultorio.



### Especificaciones

- Capacidad: 220 kg
- Resolución: 0.1 kg
- Conectividad EMR via USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional
- Pantalla LCD de 1" / 25 mm
- Funciones: IMC, Cero, Tara, Retención/Liberación, Cero automático, Apagado automático
- Dimensiones de la plataforma (l x a x a):  
13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8" / 349 mm x 419 mm x 60 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):  
14 1/8" x 21 1/8" x 43 5/8" / 359 mm x 537 mm x 1108 mm
- Peso del producto: 21 lb / 9 kg
- 2 ruedas para facilitar el movimiento
- 6 baterías AA incluidas, adaptador de opcional (No. de orden ADPT31)
- Garantía limitada de 2 años

Modelo	Descripción
499KG	Báscula digital a la altura de la cintura, para kilogramos únicamente
499KGHR	499KG con tallímetro incluido
499KGAD	499KG con adaptador ADPT31 incluido
499KLROD	Tallímetro opcional para los modelos 499
SS-499KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance para los modelos 499*
ADPT31	Adaptador de opcional
PLUGSET30	Adaptadores de corriente para países fuera de Norteamérica
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica