



El Accesorio de Barandal 500HB puede montarse en básculas 500KL, 500KG, 500KL-BT y 500KG-BT nuevas o existentes.

## Ventajas

- Barandal Abrazador Inteligente**  
 Proporciona estabilidad sin afectar la precisión o la lectura del peso.
- Mejora la experiencia del paciente**  
 Ayuda a pacientes con problemas de salud o equilibrio deficiente mantener su estabilidad al pararse en la plataforma.
- Apta para pacientes de cualquier estatura**  
 Su diseño que rodea el poste de la báscula permite a pacientes de cualquier estatura sostenerse comodamente al barandal.

### Especificaciones

- Dimensiones de producto ensamblado, báscula 500KL con 500HB instalado  
(largo x ancho x alto):  
14 3/8" x 21 1/8" x 53 5/8" / 359 mm x 537 mm x 1362 mm
- Peso del producto, báscula 500KL con 500HB instalado: 31 lb / 15 kg
- Garantía limitada de 2 años