



Esta báscula es una buena opción para las prácticas con pacientes infantiles ocasionales o para enfermeras visitantes ya que es ligera y alimentada por baterías con funcionalidad básica.

Ventajas

- ✓ **Superficie de pesaje plástico sanitario**
La bandeja de plástico de fácil limpieza es ideal para ambientes estériles.
- ✓ **Función de Tara**
Esta conveniente función permite al usuario restar automáticamente el peso de la manta o pañal de la medida del bebé
- ✓ **Características de Valor Añadido**
Funciones de Operación (Puesta a Cero, Tara, Puesta a Cero Automática, Auto-apa-gado) incluidas sin costo adicional



Maletín opcional
(# 64769)

Especificaciones

- Capacidad: 20 kg
- Resolution: 10 g
- Pantalla LCD de 0.6"
- Funciones: Puesta a Cero, Tara, Cero Automático, Auto-apagado
- Tamaño de la Bandeja (l x a x a):
19 ¼" x 13" x 2 ⅝"
489 mm x 330 mm x 67 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a)
19 ⅜" x 13 ½" x 4 ⅜"
492 mm x 343 mm x 111 mm
- batería incluida de 9V
- Maletín opcional (# 64769)
- Garantía Limitada de 2 Años

| Model | Description |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 549KG | Báscula Pediátrica Digital de Bandeja, kilogramos solamente |
| SS-549KL | ScaleSurance 2 años de garantía extendida para el modelo 549KG* |
| 2210CART | Carrito para el modelo 553KG 549KG |
| 64769 | Maletín para el modelo 549KG |