



Este modelo es perfecto para recién nacidos, bebés y niños pequeños. La báscula funciona con batería o adaptador de corriente alterna, así que se puede usar en cualquier lugar. Los consultorios se benefician de la operación de un solo botón que facilita su uso, y le permita garantizar que el bebé permanezca seguro en la báscula.

Ventajas

- ✓ **Conectividad RM**
La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos vía varias soluciones de conectividad ofertadas por Health o meter® Professional
- ✓ **Características de Valor Añadido**
Funciones de Operación (Puesta a Cero, Tara, Retener/liberar, Autoa-pagado) incluidas sin costo adicional
- ✓ **Detección de Movimiento**
La báscula tiene la capacidad de pesar con precisión a pesar del movimiento del bebé sobre la báscula
- ✓ **Cinta Métrica Incluida**
La cinta métrica de fácil lectura permite al usuario medir el peso y estatura simultáneamente



Maletín
Artículo # 553CASE



Especificaciones

- Capacidad: 20 kg
- Resolución: 10 g
- Tamaño de la Bandeja (l x a x a):
24 7/8" x 13" x 1 3/8"
632 mm x 330 mm x 35 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):
24 7/8" x 16 1/2" x 3 7/8"
632 mm x 419 mm x 98 mm
- Peso del Producto: 10 lb / 5 kg
- Cinta Métrica: 0" - 24" / 0 cm - 58 cm
- Pantalla LCD de 1" / 25 mm
- Fuente de Energía: 6 baterías AA incluidas, adaptador Opcional (# ADPT30)
- Conectividad: USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar®
- Maletín: Maletín opcional (# 553CASE)
- Funciones: Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Auto-apagado
- Garantía Limitada de 2 Años

Modelo	Descripción
553KG	Báscula Pediátrica Digital de Bandeja, kilogramos solamente
553KG-HR	553KG con tallímetro mecánico adaptable
553KG-EHR	553KG con tallímetro digital adaptable
SS-553KL	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para el modelo 553KG*
553HR	Tallímetro mecánico adaptable para el modelo 553KG
553EHR	Tallímetro digital adaptable para el modelo 553KG
2210CART	Carrito para el modelo 553KG
553CASE	Maletín para el modelo 553KG
ADPT30	Adaptador opcional de 100-240V
PLUGSET30	Adaptadores de enchufe para su uso fuera de Norteamérica
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica