



Esta báscula es ideal para bebés, y con su tallímetro digital, los médicos pueden medir tanto el peso como la talla simultáneamente.

Ventajas

- ✓ **Conectividad RME**
La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos vía varias soluciones de conectividad ofertadas por Health o meter® Professional
- ✓ **Características de Valor Añadido de la Báscula**
Funciones de Operación (Conversión LB/KG, Bloqueo de KG, Puesta a Cero/Tara, Retener/Liberar, Autoapagado) incluidas sin costo adicional
- ✓ **Detección de Movimiento**
La báscula tiene la capacidad de pesar con precisión a pesar del movimiento del bebé sobre la báscula
- ✓ **Tallímetro Incluido**
El tallímetro de fácil lectura permite al usuario medir tanto el peso como la talla de manera simultánea



Especificaciones de la Báscula

- Capacidad: 44 lb / 20 kg
- Resolución: 0.5 oz / 10 g
- Tamaño de la Bandeja (l x a x a):
24 7/8" x 13" x 1 3/8"
632 mm x 330 mm x 35 mm
- Pantalla: LCD de 1" / 25 mm
- Fuente de Energía: 6 baterías AA
incluidas, adaptador opcional
(# ADPT30)
- Conectividad: USB, tecnología
inalámbrica opcional de Pelstar®
- Funciones: Puesta a Cero, Tara,
Retener / Liberar, Autoapagado
- Garantía limitada de 2 años

Especificaciones del Tallímetro

- Rango de Medición:
13 3/4" – 31 1/2" / 35 -80 cm
- Resolución: 1/16" / 0.1 cm
- Fuente de Energía: 2 baterías AAA (incluidas)
- Pantalla: LCD, 5/8" / 16 mm en tamaño
del dígito
- La pantalla digital proporciona la estatura
en centímetros, pulgadas y pies
- Funciones: Autoapagado, Retener
- Garantía limitada de 2 años

Modelo	Descripción
553KL-EHR	Báscula digital pediátrica (libras & kilogramos) con tallímetro digital
553KG-EHR	Báscula digital pediátrica (kilogramos solamente) con tallímetro digital
2210CART	Carrito transportador para los modelos 553KL-EHR & 553KG-EHR
ADPT30	Adaptador opcional 100-240V para la báscula
PLUGSET30	Adaptadores de enchufe para la báscula, uso fuera de Norteamérica
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica para la báscula

Health o meter®
P r o f e s s i o n a l