



Esta báscula es ideal para bebés, y con su tallímetro mecánico, los médicos pueden medir tanto el peso como la talla simultáneamente.

### Ventajas

- ✓ **Conectividad RME**  
La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos vía varias soluciones de conectividad ofertadas por Health o meter® Professional
- ✓ **Características de Valor Añadido de la Báscula**  
Funciones de Operación (Conversión LB/KG, Bloqueo de KG, Puesta a Cero/Tara, Retener/Liberar, Autoapagado) incluidas sin costo adicional
- ✓ **Detección de Movimiento**  
La báscula tiene la capacidad de pesar con precisión a pesar del movimiento del bebé sobre la báscula
- ✓ **Tallímetro Mecánico Incluido**  
El tallímetro de fácil lectura permite al usuario medir tanto el peso como la talla de manera simultánea



### Especificaciones de la Báscula

- Capacidad: 44 lb / 20 kg
- Resolución: 0.5 oz / 10 g
- Tamaño de la Bandeja (l x a x a):  
24 7/8" x 13" x 1 3/8"  
632 mm x 330 mm x 35 mm
- Pantalla: LCD de 1" / 25 mm
- Fuente de Energía: 6 baterías AA  
incluidas, adaptador opcional  
(# ADPT30)
- Conectividad: USB, tecnología  
inalámbrica opcional de Pelstar®
- Funciones: Puesta a Cero, Tara,  
Retener / Liberar, Autoapagado
- Garantía limitada de 2 años

### Especificaciones del Tallímetro

- Rango de medición:  
7 cm – 100 cm / 3" – 39"
- Divisiones de la medición:  
1 mm / 1/16"

Modelo	Descripción
553KL-HR	Báscula digital pediátrica (libras & kilogramos) con tallímetro mecánico
553KG-HR	Báscula digital pediátrica (kilogramos solamente) con tallímetro mecánico
2210CART	Carrito transportador para los modelos 553KL-HR & 553KG-HR
ADPT30	Adaptador opcional 100-240V para la báscula
PLUGSET30	Adaptadores de enchufe para la báscula, uso fuera de Norteamérica
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica para la báscula