

Health o meter®

P r o f e s s i o n a l



✓ Base Robusta

La resistente plataforma metálica proporciona al paciente una experiencia de medición estable.

✓ Diseño Funcional

Una varilla de estatura estilizada, un tamaño compacto y una configuración autónoma hacen de este equipo una herramienta atractiva y conveniente para la medición de la estatura de los pacientes.

✓ Fácil de Usar

El tope de suave deslizamiento y la varilla telescópica permiten al usuario tomar rápida y fácilmente la medición de la estatura.

Especificaciones:

- Rango de medición: 85 – 210 cm (33 ½" – 82 5/8")
- División de la medición: 1 mm / 1/16"
- Dimensiones Físicas:
 - Ancho: 1 5/8" / 41 mm
 - Largo: (varilla solamente): 7/8" / 21 mm
 - Altura (en la extensión más alta 83" / 2108 mm
 - Largo del Tope: 11 1/3" / 288 mm
 - Ancho del Tope: 2" / 53 mm
- Plataforma (área de pie):
 - Ancho: 11" / 281 mm
 - Largo: 10 3/4" / 272 mm
 - Altura: 1/2" / 13 mm
- Plataforma (área ocupada por la base):
 - Ancho: 11" / 281 mm
 - Largo: 13 1/3" / 340 mm
 - Altura: 1/2" / 13 mm
- Peso del producto: 7.6 lb / 3.4 kg
- Garantía Limitada de 1 Año