



Incluye Kit de Conectividad

El adaptador externo permite que la báscula se comunique directamente con los monitores de signos vitales Welch Allyn Connex®



Patente EE.UU. #D667323

Ventajas

- ✓ **Capacidad RME**
La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos vía varias soluciones de conectividad ofertadas por Health o meter® Professional
- ✓ **Pantalla Giratoria de 350°**
La pantalla a nivel de los ojos puede ser leída desde casi cualquier ángulo y permite facilidad en el uso y privacidad para el paciente
- ✓ **Tallímetro Incorporado**
Un tallímetro fácil de usar proporciona mediciones de estatura de 23 5/8" - 88" / 60 cm - 222 cm
- ✓ **Características de Valor Añadido**
Funciones de Operación (Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener/Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo) incluidas sin costo adicional
- ✓ **Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)**
Las funciones de la báscula incluyen la habilidad de calcular el IMC del paciente
- ✓ **Diseño Patentado**
El diseño patentado de la ELEVATE-BT's proporciona una interfaz intuitiva y amigable para medir el peso, la estatura y el IMC del paciente con una práctica pantalla de cabeza giratoria

Health o meter®
P r o f e s s i o n a l



ELEVATE
The Health o meter® EMRscale



Patente EE.UU. #D667323

Especificaciones

- Capacidad: 600 lb / 272 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Resolución del Tallímetro: 0.1" / 0.1 cm
- Tamaño de la Plataforma (l x a x a):
14 1/4" x 14 1/4" x 2 5/8"
362 mm x 362 mm x 67 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):
14 3/4" x 24 1/8" x 54 3/8"
375 mm x 613 mm x 1381 mm
- Peso del Producto: 28 lb / 13 kg
- Tallímetro Digital: 23 5/8" - 88" / 60 cm - 222 cm
- Incluye kit de conectividad que permite que la báscula se comunique directamente con los monitores de signos vitales Welch Allyn Connex®
- Conectividad: USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar
- La pantalla de LCD de 1" / 25 mm, de 35° a la izquierda y a la derecha (350° con el tallímetro plegado por completo) para facilidad de visualización
- Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo
- 2 ruedas para facilidad de movimiento
- Adaptador (ADPT50) tde 100-240V incluido, 6 baterías de celda C (no incluidas)
- Garantía Limitada de 2 Años

Modelo	Descripción
ELEVATE-KG-BT	Báscula a Nivel de los Ojos con Tallímetro Digital y Tecnología Pelstar Inalámbrica, Sólo KG
SS-ELEVATE-BT	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los modelos ELEVATE-BT*
ADPT50	Adaptador incluido, # de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET30	Adaptadores de enchufe para su uso fuera de Norteamérica
PESTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica