

LA 498KL

BÁSCULA DE PISO DIGITAL CON PANTALLA REMOTA

La 498KL es una báscula digital con pantalla remota que soporta hasta 660 libras / 300 kilogramos y ofrece lo óptimo en calidad, confiabilidad y facilidad de uso. La pantalla remota brinda flexibilidad a través de su capacidad de montarse en la pared o colocarse sobre una mesa. Puede moverse fácilmente de un sitio a otro, a fin de adaptarse a diversos ambientes de trabajo.

Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales y clínicas, cuenta con una pantalla de gran tamaño fácil de leer, así como una plataforma antiderrapante de bajo perfil que requiere un esfuerzo mínimo para subirse, brindando un ambiente de pesaje seguro. Para facilidad de portabilidad y almacenamiento, ofrecemos un estuche transportador opcional.

El interfaz digital amigable con el usuario incluye funciones de Cero, Tara, Retención/Liberación, Apagado automático y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar permanentemente la unidad de medida de la báscula (LB o KG).

La 498KL ofrece una fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales, con la opción de incorporar conectividad inalámbrica para la interfaz con computadoras, software de RME u otros dispositivos electrónicos.



**HAY FUERZA EN
NUESTROS NÚMEROS.**

Al sumar los números, no es de sorprender que la Health o meter® Professional sea el nombre líder en la industria de básculas médicas.

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

CABLE DE **9'** DE
LONGITUD PARA LA
PANTALLA REMOTA

300
KILOGRAMOS
DE CAPACIDAD

LA MARCA **#1** EN
CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter®

Professional

Health o meter® Professional 498KL

weigh**easier**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

660 lb / 300 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Via tecnología inalámbrica
Pelstar® opcional

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Fuente de alimentación

6 baterías AA incluidas,
adaptador opcional
(No. para pedidos: ADPT31)

Funciones

Conversión entre LB/KG

Fijación de LB/KG

IMC

Cero

Tara

Pretara

Retención/liberación

Volver a pesar

Cero automático

Apagado automático

Tiempo de apagado automático variable

Opción de sonido apagado/encendido

Función de pesaje de padre/hijo

Habilitación de visualización de unidades

con la unidad de medida fijada

Everlock®

Tamaño de la plataforma

(largo x ancho x alto)

13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"

(349 mm x 419 mm x 60 mm)

Dimensiones del producto - Base

(largo x ancho x alto)

13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"

(349 mm x 419 mm x 60 mm)

Peso del producto

14 lb / 6.4 kg

Portabilidad

Estuche de transporte opcional modelo
64771

Cable de la pantalla remota

9 ft / 2743 mm

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
498KL	Báscula digital de piso con pantalla remota, LB y KG
498KG	Báscula digital de piso con pantalla remota, solo KG
498KLAD	498KL con adaptador ADPT31 incluido
SS-498KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 498KL*
64771	Estuche de transporte para básculas de la serie 498KL
ADPT31	Adaptador opcional para básculas de la serie 498KL
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite hom scales.com/ConnectivitySolutions



64771

Estuche de Transporte para
Básculas de la Serie 498KL

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
hom scales.com



*No disponible en todos los países.

Health o meter®
Professional