



Ventajas

- ✓ **Capacidad de balanza de piso de 125 kg**
La alta capacidad de estas balanzas de piso brindan un uso más versátil
- ✓ **Pantalla de fácil lectura**
La gran pantalla de fácil lectura se localiza en la parte superior de la balanza para mayor conveniencia
- ✓ **Construcción duradera**
Construcción duradera y sólida, tapete antiderrapante que puede soportar un uso frecuente
- ✓ **Plataforma de perfil bajo**
La altura baja de la plataforma requiere sólo un paso mínimo de escalón, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable



Specifications

- Capacidad: 125 kg
- Graduación: 0.5 kg
- Tamaño de la Esfera: 2" / 51 mm
- Dimensiones de la plataforma (l x a x a):
10 ¼" x 10" x 1 ⅞" /
260 mm x 254 mm x 48 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):
10 ¼" x 10" x 2" /
260 mm x 254 mm x 51 mm
- Peso del Producto: 2 lb / 0.9 kg
- Maletín opcional (# 64771)
- Garantía Limitada de 1 Año



Maletín opcional (# 64771)