



### Ventajas

- ✓ **Capacidad de balanza de piso de 270 lb**  
La alta capacidad de estas balanzas de piso brindan un uso más versátil
- ✓ **Pantalla de fácil lectura**  
La gran pantalla de fácil lectura se localiza en la parte superior de la balanza para mayor conveniencia
- ✓ **Construcción duradera**  
Construcción duradera y sólida, tapete antiderrapante que puede soportar un uso frecuente
- ✓ **Plataforma de perfil bajo**  
La altura baja de la plataforma requiere sólo un paso mínimo de escalón, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable



### Specifications

- Capacidad: 270 lb
- Graduación: 1 lb
- Tamaño de la Esfera: 2" / 51 mm
- Dimensiones de la plataforma (l x a x a):  
10 1/4" x 10" x 1 7/8" /  
260 mm x 254 mm x 48 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):  
10 1/4" x 10" x 2" /  
260 mm x 254 mm x 51 mm
- Peso del Producto: 2 lb / 0.9 kg
- Maletín opcional (# 64771)
- Garantía Limitada de 1 Año



Maletín opcional (# 64771)