

LA 1100KL-EHR

BÁSCULA DE PLATAFORMA DIGITAL con BARANDALES EXTRA ANCHOS Y TALLÍMETRO DIGITAL

La 1100KL-EHR, certificada como conforme con la normativa ADA*, combina la báscula bariátrica líder en la industria que soporta hasta 1000 libras/454 kilogramos y ofrece la máxima calidad, fiabilidad y facilidad de uso, junto con un estadímetro digital de última generación. El estadímetro líder en la industria brinda la medición de altura más exacta en su clase, con una graduación/resolución de 1 mm/0.1" y un rango de medición completo de 11 ¾" – 79 ½" / 30cm – 202cm. Los barandales "inteligentes" extra anchos permiten al paciente sostenerse para tener estabilidad mientras la báscula calcula su peso y estatura de manera exacta.



Función de reinicio integrada

Nuestra tecnología registrada elimina los sensores mecánicos, reduciendo las fallas, aumentando la exactitud y confiabilidad

Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de atención a largo plazo, la báscula cuenta con un teclado con protección antimicrobiana, una pantalla que gira 180°, una gran plataforma antideslizante de bajo perfil, y ruedas que brindan portabilidad.

La pantalla de alto contraste de la báscula proporciona una interfaz amigable con el usuario que incluye funciones de IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de peso (LB o KG) permanentemente en la báscula. La báscula proporciona una integración fácil y una comunicación fluida con las aplicaciones RME actuales, la 1100KL incluye un puerto USB para conectividad con una computadora, software RME u otros dispositivos electrónicos por medio de Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.

L

La báscula digital de plataforma 1100KL-EHR con pasamanos extra anchos fue diseñada para cumplir con los estándares de la Junta de Acceso de EE.UU.: Las instalaciones médicas operadas por gobiernos estatales y locales, también conocidas como entidades públicas, deben cumplir con los estándares MDE para equipos médicos de diagnóstico accesibles, los cuales son supervisados por el Departamento de Justicia.

- Plataforma antideslizante
- Soportes de pasamanos en ambos lados de la plataforma
- Altura máxima del pasamanos desde la plataforma: 34" – 38"

Revisado para cumplimiento con la ADA y
Certificado Platino por Corada

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 1100KL-EHR



REVIEWED FOR ADA COMPLIANCE
CERTIFICATION Nº: 5776764

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 1100KL-EHR sea la báscula bariátrica líder en la industria.

100%
CERTIFICADA COMO
CONFORME CON LA
NORMATIVA ADA

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

100%
DE CONECTIVIDAD

LA BÁSCULA MÉDICA
#1 EN CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad EMR

Via USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de Dígito: 3/8" / 10 mm
Tamaño de Pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Alimentación

Adaptador de 100-240V (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

Rango de altura digital

3ft 11.2" – 6ft 7.5" / 120 cm - 202 cm
Resolución: 1 mm / 0.1"

Rango de altura mecánico

11 3/4" – 79 1/2" / 30cm – 202cm
Graduación: 1 mm / 1/16 pulgada

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara
Pretara
Retención/liberación
Volver a pesar
Memoria
Cero automático
Apagado automático
Hora/fecha
Apagado automático de hora variable
Opción de sonido apagado/prendido
Función de pesaje de padre/hijo
Everlock® - fijación permanente de unidad

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

22" x 15 3/4" x 2 1/2"
(559 mm x 400 mm x 64 mm)

Dimensiones del producto

(con el tallímetro extendido)
31 3/4" x 33 1/2" x 82 1/2"
(806 mm x 851 mm x 2096 mm)

Dimensiones del producto

(con el tallímetro en posición inicial)
31 3/4" x 33 1/2" x 50 1/4"
(806 mm x 851 mm x 1276 mm)

Peso del producto

58 lb / 26 kg

Portabilidad

2 ruedas para facilidad de movimiento

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

Exactitud líder en la industria

El tallímetro digital más exacto en su clase con una graduación/resolución de 1 mm / 0.1"

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
1100KL-EHR	Báscula de plataforma digital con barandales extra anchos y estadímetro digital, LB y KG
1100KL-BT-EHR	1100KL-EHR con tecnología inalámbrica Pelstar®
SS-1100KL-EHR	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance®**
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo refacción o reemplazo
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscases.com/ConnectivitySolutions

Nivel del tallímetro con respecto a la plataforma

Parte inferior del tallímetro a nivel de la plataforma, dando confianza al cuidador y una medición precisa en cada ocasión



Para conocer más, llame al número **1-800-815-6615**
o visite homscases.com/1100KL-EHR

Health o meter®
Professional



* ADA: Ley de EE.UU. para Personas con Discapacidades
** No disponible en todos los países.