

LA 1100KL

BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA CON BARANDALES EXTRA ANCHOS

La báscula bariátrica 1100KL, certificada como conforme con la normativa ADA*, es líder en la industria. Soporta hasta 1000 libras / 454 kilogramos de gran que ofrece seguridad y facilidad de uso. Los barandales inteligentes extra anchos permiten al paciente sostenerse para tener mayor estabilidad, mientras la báscula calcula el peso de forma precisa. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de largo plazo, la báscula cuenta con una pantalla que gira 180°, una plataforma antideslizante de bajo perfil y ruedas que brindan portabilidad. El teclado cuenta con protección antimicrobiana.

La pantalla a color de alto contraste brinda una interfaz amigable con el usuario que incluye IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de medida (LB o KG) de la báscula de manera permanente. La báscula proporciona una integración fácil y una comunicación fluida con las aplicaciones RME actuales, la 1100KL incluye un puerto USB para conectividad con una computadora, software RME u otros dispositivos electrónicos por medio de Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.

La báscula digital de plataforma 1100KL con pasamanos extra anchos fue diseñada para cumplir con los estándares de la Junta de Acceso de EE.UU.: Las instalaciones médicas operadas por gobiernos estatales y locales, también conocidas como entidades públicas, deben cumplir con los estándares MDE para equipos médicos de diagnóstico accesibles, los cuales son supervisados por el Departamento de Justicia.

- Plataforma antideslizante
- Soportes de pasamanos en ambos lados de la plataforma
- Altura máxima del pasamanos desde la plataforma: 34" – 38"

Revisado para cumplimiento con la ADA y
Certificado Platino por Corada

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 1100KL

Báscula bariátrica líder en la industria, según reportes de Global Industry Analysts, Inc.
Estudio de mercado de básculas para pacientes y datos de ventas de Global Healthcare Exchange LLC, (GHX).



REVIEWED FOR ADA COMPLIANCE
CERTIFICATION Nº 576764

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 1100KL sea la báscula bariátrica líder en la industria.

100%
CERTIFICADA COMO
CONFORME CON LA
NORMATIVA ADA

120+ ESPECIALISTAS
EN EL CAMPO
LOCALES

100%
DE CONECTIVIDAD

LA BÁSCULA **#1** EN
CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Via USB, Tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de Dígito: 3/8" / 10 mm

Tamaño de Pantalla: Pantalla TFT-LCD

a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Alimentación

Adaptador de 100-240V adapter (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

Funciones

Conversión a LB/KG

Bloqueo de LB/KG

IMC

Cero

Tara

Pre-tara

Retención/liberación

Volver a pesar

Memoria

Cero automático

Apagado automático

Hora/fecha

Hora de apagado automático variable

Opción de sonido apagado/encendido

Función de pesaje de padre/hijo

Everlock® - fijación permanente de la unidad de peso

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

22" x 15 3/4" x 2 1/2"

(559 mm x 400 mm x 64 mm)

Dimensiones del producto

31 3/4" x 33 1/2" x 49 3/4"

(806 mm x 851 mm x 1264 mm)

Peso del producto

52 lb / 23 kg

Portabilidad

2 llantas para facilidad de movimiento

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
1100KL	Báscula digital de plataforma con barandales extra anchos, LB y KG
1100KG	Báscula digital de plataforma con barandales extra anchos, solo KG
1100KL-BT	1100KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
1100KG-BT	1100KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
1100KL-EHR	1100KL con tallímetro digital
1100KL-BT-EHR	1100KL-EHR con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
1100KLHR	1100KL con tallímetro opcional (PROPLUSROD)
1100KGHR	1100KG con tallímetro opcional (PROPLUSROD)
245EHR-1100	Tallímetro digital opcional para modelos 1100**
PROPLUSROD	Tallímetro mecánico opcional para modelos 1100
SS-1100KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 1100^
ADPT30	Adaptador incluido, indique el No. de artículo para solicitar un repuesto o refacción
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite hom scales.com/ConnectivitySolutions

Para conocer más. llame al número

1-800-815-6615 o visite

hom scales.com

Tallímetros mecánicos y digitales opcionales disponibles



Health o meter®
Professional



* ADA: Ley de EE.UU. para Personas con Discapacidades

** Compatible con básculas de la serie 1100 que incluyen un código de manufactura con los dos últimos dígitos de 21 o más. Hay una opción de actualización disponible para modelos que incluyen un código de manufactura con los dos últimos dígitos de 18 o más. Para obtener ayuda, comuníquese con Servicio al Cliente al 800-815-6615.

^ No disponible en todos los países.

1100KL_F&B_SPA_20250825