

Health o meter[®]

P r o f e s s i o n a l



Ventajas

Incluye cinta métrica

La cinta métrica de fácil lectura permite que el usuario mida el peso y la estatura de forma simultánea

Barra de medición de unidad LB/KG

Las barras de equilibrio mecánicas permiten una fácil lectura del peso en lb o kg

Health o meter®

P r o f e s s i o n a l



Barras de equilibrio fáciles de leer

Especificaciones

- Capacidad: 135 lb / 62 kg
- Graduación: 20 g / 1 onza
- Dimensiones de la bandeja: 610 mm (ancho) x 420 mm (prof.) x 70 mm (alto) x 24" (ancho) x 16 ½" (prof.) x 2 ¾" (alto)
- Barras de equilibrio fáciles de leer para mediciones en lb y kg
- Bandeja plástica de fácil limpieza
- Cinta métrica: 0 cm - 60 cm / 0" - 23 ¾"
- Estructura: Marco de acero, bandeja de plástico ABS, Viga de aluminio fundido
- Recubrimiento de columna y base con pintura en polvo para prevenir oxido
- Garantía limitada de 2 años

Health o meter®
Professional
www.homscales.com