



- ✓ **Fácil de utilizar**
Cabezal con perilla ajustable e indicador de fácil lectura que permite que el usuario lea de forma rápida y clara la medida de altura.
- ✓ **Rango de medida ajustable**
Con un rango mayor a 55" (139.7 cm), los usuarios pueden seleccionar el rango de medida que se ajuste a sus necesidades, ya sea para utilizarse con niños o con adultos.
- ✓ **Diseño que se puede montar a la pared**
Se instala de forma fácil y rápida mediante herramientas básicas y las piezas que vienen incluidas.
- ✓ **Construcción durable**
El estadímetro de polímero de alta resistencia puede resistir dobleces, lo que asegura que el cabezal se deslice de forma suave.
- ✓ **Puede elegir las unidades de medida**
La cinta métrica de doble cara permite que los usuarios seleccionen ya sea centímetros solamente o pies/pulgadas/centímetros.



Modelo	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código UPC
205HR	1549.4mm x 127mm x 114.3mm	2.3 kg	854896003696

Especificaciones

- Rango de medida del estadímetro: 55.5" (141 cm), Rango de la cinta métrica: 0"- 90" / 0 cm - 230 cm
- Graduación: 1/16" / 1mm
- Dimensiones físicas:
 - Ancho: 2.625" / 6.7 cm
 - Profundidad: (solo el estadímetro): 3/4" / 1.9 cm
 - Altura 55.3" / 138 cm
 - Profundidad del cabezal: 8" / 20 cm
 - Ancho del cabezal: 3.875" / 9.8 cm
- Estadímetro y Tope Cabezal de Plástico ABS
- 2 años de garantía

