LA 2101KL

BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA

La completamente digital 2101 KL es una báscula baríatrica integral que soporta hasta 1000 libras / 454 kilogramos de gran calidad, que ofrece seguridad y facilidad de uso. Los barandales inteligentes

extra anchos permiten al paciente sostenerse para tener mayor estabilidad, mientras la báscula calcula el peso de forma precisa. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de largo plazo, la báscula cuenta con una pantalla que gira 180°, una plataforma antideslizante de bajo perfil y ruedas que brindan portabilidad.

La pantalla a color de alto contraste brinda una interfaz amigable con el usuario que incluye IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de medida (LB o KG) de la báscula de manera permanente.

La báscula proporciona una integración fácil y una comunicación fluida con las aplicaciones RME actuales, la 2101 KL incluye un puerto USB para conectividad con una computadora, software RME u otros dispositivos electrónicos por medio de Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 2101 KL sea su elección de báscula bariátrica de plataforma.

120+ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

100% DE CONECTIVIDAD

LA MARCA #1 EN CONFIANZA

100 AÑOS DE SERVICIO

weigheasier[®]



Health o meter® Professional 2101 KL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de Dígito: 3/8" / 10 mm Tamaño de Pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 ¾" x 1 ½"

Alimentación

Adaptador de 100-240V (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

Funciones

Conversión entre LB/KG Fijación de LB/KG

IMC

Cero Tara

Pretara

Retención/liberación

Volver a pesar

Memoria

Cero automático

unidad de peso

Apagado automático

Hora/fecha

Tiempo de apagado automático variable Opción de sonido apagado/prendido Función de pesaje de padre/hijo Everlock® - fijación permanente de Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

26" x 22" x 2 %"

(660 mm x 559 mm x 60 mm)

Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)

31" x 27" x 50"

(787 mm x 686 mm x 1270 mm)

Peso del producto

66 lb / 30 kg

Portabilidad

2 ruedas para facilidad de movimiento

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2101 KL	Báscula digital de plataforma, LB y KG
2101 KL-BT	2101 KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2101 KG	Báscula digital de plataforma, solo KG
2101 KG-BT	2101 KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2101 KLHR	2101 KL con tallímetro opcional (STROD)
2101 KGHR	2101 KG con tallímetro opcional (STROD)
2101 KLHR-BT	2101 KL con tallímetro opcional y tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2101 KGHR-BT	2101 KG con tallímetro opcional y tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-2101KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básulas de la serie 2101 *
ADPT30	Adaptador incluido, indique el No. de artículo para solicitar un
	repuesto o refacción
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
245EHR-2101	Tallímetro digital opcional para modelos 2101 * *

La bascula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscales.com/ConnectivitySolutions

Para conocer más, llame al número 1-800-815-6615 o visite homscales.com

Tallímetros mecánicos y digitales opcionales disponibles







*No disponible en todos los países.

Compatible en hadas de la serie 2101 que incluyen un código de manufactura con los dos últimos dígitos de 21 o más. Hay una opción de actualización disponible para modelos que incluyen un código de manufactura con los dos últimos dígitos de 17 o más. Para obtener ayuda, comuníquese con Servicio al Cliente al 800-815-6615.