

LA 2101KL

BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA

La 2101KL, certificada como conforme con la normativa ADA*, es una báscula bariátrica integral que soporta hasta 1000 libras y ofrece lo mejor en calidad, fiabilidad y facilidad de uso. Los pasamanos funcionales extra-anchos a ambos lados de la plataforma permiten al paciente sujetarse para mayor estabilidad, mientras la báscula calcula el peso con precisión. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de largo plazo, la báscula cuenta con una pantalla que gira 180°, una plataforma antideslizante de bajo perfil y ruedas que brindan portabilidad.

La pantalla a color de alto contraste brinda una interfaz amigable con el usuario que incluye IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de medida (LB o KG) de la báscula de manera permanente.

La báscula proporciona una integración fácil y una comunicación fluida con las aplicaciones RME actuales, la 2101KL incluye un puerto USB para conectividad con una computadora, software RME u otros dispositivos electrónicos por medio de Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.

La báscula digital de plataforma 2101KL con pasamanos extra anchos fue diseñada para cumplir con los estándares de la Junta de Acceso de EE.UU.: Las instalaciones médicas operadas por gobiernos estatales y locales, también conocidas como entidades públicas, deben cumplir con los estándares MDE para equipos médicos de diagnóstico accesibles, los cuales son supervisados por el Departamento de Justicia.

- Plataforma antideslizante
- Soportes de pasamanos en ambos lados de la plataforma
- Altura máxima del pasamanos desde la plataforma: 34" – 38"

Revisado para cumplimiento con la ADA y
Certificado Platino por Corada

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 2101KL



REVIEWED FOR ADA COMPLIANCE
CERTIFICATION Nº 5776764

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 2101KL sea su elección de báscula bariátrica de plataforma.

100%
CERTIFICADA COMO
CONFORME CON LA
NORMATIVA ADA

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

100% DE
CONECTIVIDAD

LA MARCA **#1** EN
CONFIANZA

100 AÑOS DE
SERVICIO

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de Dígito: 3/8" / 10 mm

Tamaño de Pantalla: Pantalla TFT-LCD

a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Alimentación

Adaptador de 100-240V (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

Funciones

Conversión entre LB/KG

Fijación de LB/KG

IMC

Cero

Tara

Pretara

Retención/liberación

Volver a pesar

Memoria

Cero automático

Apagado automático

Hora/fecha

Tiempo de apagado automático variable

Opción de sonido apagado/prendido

Función de pesaje de padre/hijo

Everlock® - fijación permanente de

unidad de peso

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

26" x 22" x 2 3/8"

(660 mm x 559 mm x 60 mm)

Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)

31" x 27" x 50"

(787 mm x 686 mm x 1270 mm)

Peso del producto

66 lb / 30 kg

Portabilidad

2 ruedas para facilidad de movimiento

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2101KL	Báscula digital de plataforma, LB y KG
2101KL-BT	2101KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2101KG	Báscula digital de plataforma, solo KG
2101KG-BT	2101KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2101KLHR	2101KL con tallímetro opcional (STROD)
2101KGHR	2101KG con tallímetro opcional (STROD)
2101KLHR-BT	2101KL con tallímetro opcional y tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2101KGHR-BT	2101KG con tallímetro opcional y tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-2101KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 2101^
ADPT30	Adaptador incluido, indique el No. de artículo para solicitar un repuesto o refacción
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
245EHR-2101	Tallímetro digital opcional para modelos 2101 **
STROD	Tallímetro mecánico opcional para modelos 2101
BTTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscases.com/ConnectivitySolutions

Tallímetros mecánicos y digitales opcionales disponibles



Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite **homscases.com**

Health o meter®
Professional

* ADA: Ley de EE.UU. para Personas con Discapacidades

**Compatible con básculas de la serie 2101 que incluyen un código de manufactura con los dos últimos dígitos de 21 o más. Hay una opción de actualización disponible para modelos que incluyen un código de manufactura con los dos últimos dígitos de 17 o más. Para obtener ayuda, comuníquese con Servicio al Cliente al 800-815-6615.

^No disponible en todos los países.

