

EL 221HR

CUMPLE CON LA LEY FEDERAL DE ACUERDOS COMERCIALES (TAA) ESTADIMETRO PORTÁTIL CON ESTUCHE

La empresa de básculas médicas número uno en Norteamérica le ofrece la óptima calidad, gran seguridad y facilidad de uso del 221HR. Este estadímetro que cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) está diseñado para cubrir las necesidades de consultorios, escuelas, hogares, y médicos en movimiento, ofreciendo una estructura fácil de armar y desarmar, una base sólida antideslizante y un tope deslizante con un visor de gran tamaño para una mayor precisión. El 221HR cuenta con un rango de medición amplio de 17.7 cm – 210 cm (7"-82.6"). Su plataforma de 1/8" de altura líder en la industria requiere una mínima instalación, ofreciendo al paciente una experiencia de medición más cómoda y estable. Este ligero estadímetro incluye un estuche plástico que le brinda a los médicos una solución económica para medir a todo tipo de pacientes. Puede armarse y desarmarse en segundos, sin requerir fijarse a alguna pared.



Visor de gran tamaño

El visor de gran tamaño se desliza hacia arriba y abajo, permitiéndole leer la estatura del paciente de forma fácil y precisa.

Estuche incluido

El 221HR incluye un estuche de policarbonato, haciéndolo fácil de transportar de lugar a lugar.



Health o meter[®]
Professional

Health o meter[®] Professional 221HR

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestro estadímetro, no es de sorprender que la 221HR sea precisa, fácil de usar, portátil y conveniente.

150,000+
ESTADIMETROS INSTALADOS
A NIVEL NACIONAL

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

1
ESTUCHE INCLUIDO

LA MARCA
#1 EN CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

weigh**easier**[®]



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de medición

7" – 82.6" / 17.7 cm – 210 cm

Graduación

1/16" / 1 mm

Tamaño de la plataforma (largo x anch x alto)

13.75" x 14.25" x 0.125"
(406 mm x 365 mm x 3mm)

Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)

13.75" x 23" x 89"
(349 mm x 585 mm x 2261 mm)

Peso del producto (Estadimetro)

7.9 lb / 3.6 kg

Peso del producto (Estadimetro en su estuche)

10.2 lb / 4.6 kg

Estuche de transporte

Estuche plástico incluido

Dimensiones del estuche (largo x ancho x alto)

25" x 5" x 15"
(635mm x 127mm x 381mm)

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
221HR	Estadimetro portátil con estuche




Estadimetro portátil con estuche



Una base sólida antideslizante

Plataforma de 1/8" de altura líder en la industria



Para conocer más. llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscales.com/221HR

Health o meter®
Professional

