

LA 2400KL

BÁSCULA DIGITAL PORTÁTIL PARA SILLA DE RUEDAS

La completamente digital 2400KL soporta hasta 800 libras/ 363 kilogramos lo óptimo en calidad, confiabilidad y facilidad de uso. La báscula se pliega fácilmente para almacenamiento conveniente y viene equipado con un asa, y ruedas, lo que facilita el transporte y reduce la tensión de los cuidadores.. La pantalla remota brinda flexibilidad a través de su capacidad de montarse en la pared o colocarse sobre una mesa. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas y centros de atención médica de urgencias y de largo plazo, cuenta con un teclado con protección antimicrobiana, dos rampas para subir y bajar al paciente de la báscula y rieles ajustables para adaptarse a sillas de ruedas anchas.

La pantalla a color de alto contraste cuenta con una interfaz fácil de usar que incluye funciones de IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La función exclusiva Everlock® permite fijar permanentemente la unidad de medida de la báscula (LB o KG). La 2400KL ofrece una fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales, e incluyen una interfaz USB para conexión con una computadora, software de RME u otros dispositivos electrónicos por medio de diversas Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.



**HAY FUERZA EN
NUESTROS NÚMEROS.**

Al sumar los números, no es de sorprender que Health o meter® Professional sea el nombre líder en la industria de básculas médicas.

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

**2 RUEDAS PARA
FACILIDAD DE
TRANSPORTE**

100%
DE CONECTIVIDAD

**LA MARCA #1
EN CONFIANZA**

**100 AÑOS DE
SERVICIO**

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 2400KL

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

800 lb / 363 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Via USB, Tecnología inalámbrica

Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm

Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Fuente de alimentación

Adaptador de 100-240V (ADPT30)

incluido, 6 baterías D no incluidas

Funciones

Conversión entre LB/KG

Fijación de LB/KG

IMC

Cero

Tara

Pre tara

Retención/liberación

Volver a pesar

Memoria

Cero automático

Apagado automático

Hora/fecha

Tiempo de apagado automático variable

Opción de sonido apagado/encendido

Función de pesaje padre/hijo

Everlock®

Tamaño de la plataforma

Se expande para ajustarse de 25 3/4" a 50 1/8"
(654 mm – 1273 mm)

Tamaño de los rieles (largo x ancho)

6" x 40"

(152 mm x 1017 mm)

Dimensiones del producto plegado

6 3/4" x 40 1/2" x 30"

(171 mm x 1029 mm x 762 mm)

Dimensiones del producto con las rampas completamente extendidas

51 1/4" x 40 1/2" x 3 1/2"

(1302 mm x 1029 mm x 89 mm)

Peso del producto

40 lb / 18 kg

Portabilidad

2 ruedas para facilidad de movimiento

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2400KL	Báscula digital portátil para silla de ruedas, LB y KG
2400KG	Báscula digital portátil para silla de ruedas, solo KG
2400KL-BT	2400KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2400KG-BT	2400KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-2400KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 2400*
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET30	Adaptador para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscal.com/ConnectivitySolutions

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite la página
homscal.com



Health o meter®
Professional



* No disponible en todos los países.

2400KL_F&B_SPA_20240301