

LA 2500KL

BÁSCULA DIGITAL CON RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS

LA 2500CKL

BÁSCULA DIGITAL CON RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS CON ASIENTO PLEGABLE

La completamente digital 2500KL soporta hasta 1000 libras /454 kilogramos y ofrece lo óptimo en calidad, confiabilidad y facilidad de uso. La amplia plataforma de bajo perfil se adapta a sillas de ruedas anchas y brinda una experiencia de pesaje cómoda para los pacientes. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas y establecimientos médicos de urgencias y atención a largo plazo, el teclado de la báscula cuenta con una protección antimicrobiana, una pantalla que gira 180°, una plataforma antiderrapante de bajo perfil de gran tamaño y ruedas para facilidad de movimiento y conveniencia al colocar la báscula en un nuevo sitio.

La 2500CKL es perfecta para usarse con sillas de rueda de tamaño regular o para pesar de manera segura a pacientes que requieren estar sentados.

La pantalla a color de alto contraste cuenta con una interfaz amigable con el usuario que incluye funciones de IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar permanentemente la unidad de medida de la báscula (LB o KG). Las básculas 2500KL y 2500CKL ofrecen una fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales, e incluyen una interfaz USB para conexión con una computadora, software de RME u otros dispositivos electrónicos por medio de diversas Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.



2500KL

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números, no es de sorprender que Health o meter® Professional sea el nombre líder en la industria de básculas médicas.

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

100%
DE CONECTIVIDAD

LA MARCA **#1** EN
CONFIANZA

100 AÑOS DE
SERVICIO

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 2500KL & 2500CKL

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Capacidad de la silla 2500CKL

419 lb / 190 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Por medio de USB o tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm
Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Fuente de alimentación

Adaptador de 100-240V (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara
Pre tara
Retención/liberación
Volver a pesar
Memoria
Cero automático
Apagado automático
Hora/Fecha
Tiempo de apagado automático variable
Opción de sonido apagado/encendido
Función de pesaje padre/hijo
Everlock®

Tamaño de la plataforma

(largo x ancho x alto)
29 3/8" x 28 1/4" x 2 3/8"
(746 mm x 718 mm x 60 mm)

Tamaño de la rampa

28 1/4" x 9 7/8"
(714 mm x 248 mm)

Tamaño de la silla 2500CKL

18" x 15" x 18 1/2"
(457 mm x 381 mm x 470 mm)

Peso del producto

2500KL: 81 lb / 37 kg
2500CKL: 121 lb / 55 kg

Portabilidad

2 ruedas para facilidad de movimiento

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2500KL	Báscula digital para silla de ruedas con rampa, LB y KG
2500KG	Báscula digital para silla de ruedas con rampa, solo LB
2500CKL	Báscula digital para silla de ruedas con rampa y silla plegable, LB y KG
2500CKG	Báscula digital para silla de ruedas con rampa y silla plegable, solo KG
2500KL-BT	2500KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2500KG-BT	2500KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-2500KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 2500*
SS-2500CKL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para las básculas 2500CKL y 2500CKG*
CHAIRACC	Accesorio de silla plegable opcional
B2500RAMP	Rampa secundaria opcional para básculas de la serie 2500
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET30	Adaptador para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscales.com/ConnectivitySolutions



2500CKL

Para conocer más, llame al número

1-800-815-6615 o visite

homscales.com

Health o meter®
Professional



*No disponible en todos los países.

**La 2500CKL no cuenta con certificación MET.