



2650KL - Báscula Digital de Rampa Dual para Silla de Ruedas

El modelo 2650KL ofrece un cabezal de pantalla remoto, una plataforma de tamaño mediano que se dobla para un conveniente almacenamiento. Las rampas duales facilitan el subir y bajar pacientes de la plataforma.



2700KL - Báscula Digital para Silla de Ruedas de Rampa Dual con Plataforma Extra Grande

La plataforma mas grande en la colección de básculas para silla de ruedas; el modelo 2700KL puede acomodar fácilmente e incluso la silla de ruedas más ancha. Es una buena opción para instalaciones donde la báscula permanecerá en un solo lugar.

Ventajas

- ✓ **Conectividad RME**
La bascula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos vía varias soluciones de conectividad ofertadas por Health o meter® Professional
- ✓ **Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)**
Las funciones de la báscula incluyen la habilidad de calcular el IMC del paciente
- ✓ **Versátil Plataforma**
La plataforma ancha y baja acomoda sillas de ruedas de todos los tamaños y también proporciona una cómoda experiencia de pesaje para pacientes bariátricos
- ✓ **Teclado antimicrobiano**
El teclado cuenta con protección antimicrobiana
- ✓ **Características de Valor Añadido**
Las funciones (Conversión LB/KG, Bloqueo LB/KG, IMC, Puesta a Cero, Tara, Pre-tara, Retener/Liberar, Volver a Pesar, Recordar, Puesta a Cero Automática, Autoapagado, Hora/Fecha, Tiempo de Autoapagado Variable, Opción Audible/Mudo, Función de pesaje madre-hijo)
- ✓ **Rampas Duales y Pantalla Remota**
Las rampas antiderrapantes proporcionan fácil acceso para subir y bajar de la plataforma de pesado y una pantalla remota proporciona versatilidad con la posibilidad de montaje sobre una pared o colocación sobre una mesa
- ✓ **Everlock® (patente pendiente)**
Opción que permite que los usuarios bloqueen permanentemente la báscula ya sea en LB o en KG para mejorar la seguridad



2650KL

2700KL

Especificaciones



- Capacidad: 1,000 lb / 454 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Plataforma 2650KL/2650kg (l x a x a):
31 1/2" x 31 1/2" x 2" / 800 mm x 800 mm x 51 mm
- Plataforma 2700KL/2700KG (l x a x a):
43" x 42" x 2 1/2" / 1092 mm x 1067 mm x 64 mm
- Tamaño de la Rampa 2650KL/2650KG (l x a): 10" x 31 1/4" / 254 mm x 794 mm
- Tamaño de la Rampa 2700KL/2700KG (l x a): 12 3/4" x 41 3/4" / 324 mm x 1060 mm
- Dimensiones de producto ensamblado 2650KL/2650KG (l x a x a):
51 3/4" x 33 5/8" x 5 1/4" / 1314 mm x 854 mm x 133 mm
- Dimensiones de producto ensamblado 2700KL/2700KG (l x a x a):
69 1/8" x 51 1/2" x 3 3/8" / 1756 mm x 1308 mm x 86 mm
- Peso del Producto 2650KL/2650KG: 82 lb / 37 kg
- Peso del Producto 2700KL/2700KG: 187 lb / 85 kg
- Pantalla: A Color 1 1/2" / 38 mm TFT-LCD de Alto Contraste
- Conectividad: USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar®
- Fuente de Energía: Adaptador de 100-240V (incluido), 6 baterías D (no incluidas)
- Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, IMC, Puesta a Cero, Tara, Pre-tara, Retener / Liberar, Recordar, Volver a Pesar, Cero Automático, Autoapagado, Hora / Fecha, Tiempo de Autoapagado Variable, Opción de Sonido Audible / Mudo, Everlock®, Función de pesaje madre-hijo
- 2 ruedas para facilidad de movimiento
- Adaptador de 100-240V (incluido), 6 baterías D (no incluidas)
- Garantía limitada de 2 años

Modelo	Descripción
2650KL	Báscula digital para silla de ruedas de rampa dual, libras & kilogramos
2650KL-BT	2650KL con tecnología inalámbrica Pelstar®
2650KG	Báscula digital para silla de ruedas de rampa dual, kilogramos solamente
2650KG-BT	2650KG con tecnología inalámbrica Pelstar®
2700KL	Báscula digital para silla de ruedas de rampa dual, plataforma XL, libras & kilogramos
2700KL-BT	2700KL con tecnología inalámbrica Pelstar®
2700KG	Báscula digital para silla de ruedas de rampa dual, plataforma XL, kilogramos solamente
2700KG-BT	2700KG con tecnología inalámbrica Pelstar®
SS-2650KL	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los modelos 2650KL, 2650KL-BT, 2650KG & 2650KG-BT*
SS-2700KL	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los modelos 2700KL, 2700KL-BT, 2700KG & 2700KG-BT*
ADPT30	Adaptador incluido, # de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET30	Adaptadores de enchufe para uso fuera de Norteamérica
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica

Health o meter®
P r o f e s i o n a l