

LA 2650KL

BÁSCULA DIGITAL PARA SILLA DE RUEDAS CON DOBLE RAMPA

LA 2700KL

BÁSCULA DIGITAL PARA SILLA DE RUEDAS CON DOBLE RAMPA Y PLATAFORMA EXTRA GRANDE

Las completamente digitales 2650KL y 2700KL soportan hasta 1000 libras/ 454 kilogramos y ofrecen lo óptimo en calidad, confiabilidad y facilidad de uso. Las rampas son plegables para ahorrar espacio, mientras que la ancha plataforma de bajo perfil cuenta con espacio suficiente para sillas de ruedas y brinda experiencia de pesaje cómoda para los pacientes. La 2650KL cuenta con una plataforma de tamaño mediano, la cual es plegable para hacer que su almacenamiento sea conveniente. La 2700KL cuenta con la plataforma de mayor tamaño en la colección de básculas para silla de ruedas, adaptándose a sillas de ruedas anchas, haciendo que sea una conveniente elección para establecimientos en los que la báscula permanece en el mismo sitio. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas y establecimientos médicos de urgencias y atención a largo plazo, el teclado de la báscula cuenta con una protección antimicrobiana, una plataforma antiderrapante de bajo perfil de gran tamaño, u dos rampas para subir y bajar fácilmente a los pacientes de la báscula.

La pantalla remota brinda flexibilidad a través de su capacidad de montarse en la pared o colocarse sobre una mesa. La pantalla a color de alto contraste proporciona una interfaz fácil de usar que incluye funciones de IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar permanentemente la unidad de medida (LB o KG) de la báscula.

Las básculas 2650KL y 2700KL ofrecen una fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales, e incluyen una interfaz USB para conexión con una computadora, software RME u otros dispositivos electrónicos por medio de Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.



2700KL

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números, no es de sorprender que Health o meter® Professional sea el nombre líder en la industria de básculas médicas.

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

100%
DE CONECTIVIDAD

**LA MARCA #1 EN
CONFIANZA**

**100 AÑOS DE
SERVICIO**

Health o meter®
P r o f e s s i o n a l

Health o meter® Professional 2650KL & 2700KL

weigheasier®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Via USB, Tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de los dígitos: $\frac{3}{8}$ " / 10 mm

Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de $2 \frac{3}{4}$ " x $1 \frac{1}{2}$ "

Fuente de alimentación

Adaptador de 100-240V (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

Funciones

Conversión entre LB/KG

Fijación de LB/KG

IMC

Cero

Tara

Pre tara

Retención/liberación

Volver a pesar

Memoria

Cero automático

Apagado automático

Hora/fecha

Tiempo de apagado automático variable

Opción de sonido apagado/encendido

Función de pesaje padre/hijo

Everlock®

Tamaño de la plataforma de la

2650KL (largo x ancho x alto)

$31 \frac{1}{2}$ " x $32 \frac{1}{2}$ " x 2"

(800 mm x 800 mm x 51 mm)

Tamaño de la plataforma de la

2700KL (largo x ancho x alto)

43" x 42" x $2 \frac{1}{2}$ "

(1092 mm x 1067 mm x 65 mm)

Tamaño de la rampa

2650KL: 10 " x $31 \frac{1}{4}$ " (254 mm x 794 mm)

2700KL: $12 \frac{3}{4}$ " x $41 \frac{3}{4}$ " (324 mm x 1060 mm)

Dimensiones de la 2650KL

$51 \frac{3}{4}$ " x $33 \frac{5}{8}$ " x $5 \frac{1}{4}$ "

(1314 mm x 854 mm x 133 mm)

Dimensiones de la 2700KL

$69 \frac{1}{8}$ " x $51 \frac{1}{2}$ " x 3"

(1756 mm x 1308 mm x 86 mm)

Peso del producto

2650KL: 82 lb / 37 kg, **2700KL**: 187 lb / 85 kg

Portabilidad

2 ruedas para facilidad de movimiento

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


MODELO	DESCRIPCIÓN
2650KL	Báscula digital para silla de ruedas con doble rampa, LB y KG
2700KL	Báscula digital para silla de ruedas con doble rampa y plataforma extra grande, LB y KG
2650KG	Báscula digital para silla de ruedas con doble rampa, solo KG
2700KG	Báscula digital para silla de ruedas con doble rampa y plataforma extra grande, solo KG
2650KL-BT	2650KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2700KL-BT	2700KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2650KG-BT	2650KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada, solo KG
2700KG-BT	2700KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada, solo KG
SS-2650KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 2650*
SS-2700KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 2700*
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET30	Adaptador para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscases.com/ConnectivitySolutions

Para conocer más, llame al número

1-800-815-6615 o visite

homscases.com



Health o meter®
Professional



* No disponible en todos los países.