


## LA 3001KL-AMX

### BÁSCULA DIGITAL ANTIMICROBIANA DE PLATAFORMA CON BARANDALES EXTENDIDOS

La completamente digital 3001KL-AMX soporta hasta 1000 libras (454 kg) y ofrece lo óptimo en calidad, confiabilidad y facilidad de uso. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas y establecimientos médicos de urgencias y atención a largo plazo, la báscula cuenta con una plataforma antiderrapante de bajo perfil de gran tamaño, barandales extendidos "inteligentes" que brindan soporte extra para dar estabilidad al paciente, y reudas resistentes a prueba de ralladuras que facilitan la portabilidad. Además, la báscula cuenta con teclado, barandales, y asa antimicrobianos, que brindan seguridad adicional a pacientes y cuidadores. La pantalla a color de alto contraste de la báscula cuenta con una interfaz amigable con el usuario que incluye funciones de IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar permanentemente la unidad de medida de la báscula (LB o KG).

#### Antimicrobiana

Teclado  
Barandales  
Asa de transporte



La báscula ofrece una fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales. La 3001KL-AMX incluye una interfaz USB para conexión con computadoras, software de RME u otros dispositivos electrónicos por medio de diversas Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.



### HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números, no es de sorprender que la 3001KL-AMX sea su mejor elección en seguridad y confiabilidad.

**120+**  
ESPECIALISTAS EN EL  
CAMPO LOCALES

**100%** DE  
CONECTIVIDAD

LA MARCA **#1**  
EN CONFIANZA

**100 AÑOS**  
DE SERVICIO

**Health o meter®**  
Professional

Health o meter® Professional 3001KL-AMX

weigh**easier**®

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Capacidad

1000 lb / 454 kg

## Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

## Conectividad RME

Via USB, Tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

## Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm  
Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

## Fuente de alimentación

Adaptador de 100-240V (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

## Funciones

Conversión entre LB/KG  
Fijación de LB/KG  
IMC  
Cero  
Tara  
Pretara  
Retención/liberación  
Volver a pesar  
Memoria  
Cero automático  
Apagado automático  
Hora/fecha  
Tiempo de apagado automático variable  
Opción de sonido apagado/encendido  
Función de pesaje de padre/hijo  
Everlock®: Fijación permanente de unidad de peso

## Tamaño de la plataforma

(largo x ancho x alto)  
22" x 15 3/4" x 2 5/8"  
(559 mm x 400 mm x 64 mm)

## Dimensiones del producto

(largo x ancho x alto)  
22" x 34 1/2" x 52"  
(559 mm x 876 mm x 1321 mm)

## Peso del producto

43 lb / 19.5 kg

## Portabilidad

2 ruedas para facilidad de movimiento

## Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

# INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
3001KL-AMX	Báscula digital antimicrobiana de plataforma con barandales extendidos, LB y KG
3001KG-AMX	Báscula digital antimicrobiana de plataforma con barandales extendidos, solo KG
3001KL-AMX-BT	3001KL-AMX con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
3001KG-AMX-BT	3001KG-AMX con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-3001KL-AMX	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance para básculas de la serie 3001KL-AMX*
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite [hom scales.com/ConnectivitySolutions](https://hom scales.com/ConnectivitySolutions)



Para conocer más, llame al número  
**1-800-815-6615** o visite  
[hom scales.com/3001KL-AMX](https://hom scales.com/3001KL-AMX)

**Health o meter®**  
Professional



\* No disponible en todos los países