

LA 3001KL-AM

BÁSCULA DIGITAL ANTIMICROBIANA DE PLATAFORMA

La completamente digital 3001KL-AM soporta hasta 1000 libras/454 kilogramos y brinda una calidad, confiabilidad y facilidad de uso óptimos, junto con un estadímetro digital de vanguardia. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de atención a largo plazo, la báscula cuenta con una gran plataforma antiderrapante de bajo perfil, barandales "inteligentes" para estabilidad del paciente, y resistentes ruedas a prueba de ralladuras que facilitan la portabilidad. La báscula ofrece además un teclado antimicrobiano, barandales y un asa de transporte que le brinda a pacientes y cuidadores seguridad adicional. La pantalla a color de alto contraste de la báscula proporciona una interfaz fácil de usar que incluye funciones de IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de peso (LB o KG) permanentemente en la báscula.

Teclado, barandales
y asa de transporte
antimicrobianos



La 3001KL-AM es compatible con dos estadímetros opcionales: el estadímetro digital modelo 245EHR-3001 y el estadímetro mecánico modelo 3001HR. El estadímetro digital 245EHR-3001 líder en el mercado proporciona la medición de altura más precisa en su clase, con una graduación/resolución de 1mm/0.1", un rango completo de medición de 11 ¾" - 79 ½" / 30cm - 202cm y un rango digital de 3ft 11.2" - 6ft 7.5" / 120 cm - 202 cm. La 3001HR cuenta con un estadímetro duradero y un tope fácil de deslizar que permite a los cuidadores el medir y leer la altura del paciente de forma rápida y sencilla. La 3001HR cuenta con un rango de medición de 2"-90" en incrementos de 1/16" (6 cm-230cm en incrementos de 1 mm).

La báscula proporciona una integración fácil y comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales. La 3001KL-AM incluye una interfaz USB para permitir la conectividad con una computadora, software de RME u otros dispositivos electrónicos por medio de varias Soluciones de Conectividad Health o meter Professional.

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 3001KL-AM sea su elección para seguridad y confiabilidad.

120+
ESPECIALISTAS
EN EL CAMPO
LOCALES

100% DE
CONECTIVIDAD

LA MARCA **#1**
EN CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO



Health o meter®
P r o f e s s i o n a l

Health o meter® Professional 3001KL-AM

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de Dígito: 3/8" / 10 mm
Tamaño de Pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Alimentación

Adaptador 100-240V (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara
Pretara
Retención/liberación
Volver a pesar
Memoria
Cero automático
Apagado automático
Hora/fecha
Tiempo de apagado automático variable
Opción de sonido apagado/prendido
Función de pesaje de padre/hijo
Everlock® - fijación permanente de unidad de peso

Tamaño de la plataforma

(largo x ancho x alto)
22" x 15 3/4" x 2 5/8"
(559 mm x 400 mm x 64 mm)

Dimensiones del producto

(largo x ancho x alto)
22" x 33 1/8" x 50"
(559 mm x 841 mm x 1270 mm)

Peso del producto

46 lb / 21 kg

Portabilidad

2 ruedas para facilidad de movimiento

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
3001KL-AM	Báscula digital antimicrobiana de plataforma, LB y KG
3001KG-AM	Báscula digital antimicrobiana de plataforma, solo KG
3001KL-AM-BT	3001KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar integrada
3001KG-AM-BT	3001KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar integrada
3001KL-AMHR	3001KL-AM con estadímetro mecánico
3001KG-AMHR	3001KG-AM con estadímetro mecánico
3001KL-AMHR-BT	3001KL-AMHR con tecnología inalámbrica Pelstar integrada
245EHR-3001	Estadímetro digital opcional para modelos de la serie 3001 *
3001HR	Estadímetro mecánico opcional para modelos de la serie 3001
SS-3001KL-AM	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance (Modelos de la serie 3001) **
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo para refacción o reemplazo
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite hom scales.com/ConnectivitySolutions

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite **hom scales.com**

Estadímetros opcionales disponibles



Health o meter®
Professional



*Compatible con básculas de la serie 3001 que incluyan un código de fecha cuyos últimos 2 dígitos sean iguales o mayores a 21. Existe una opción de actualización para modelos código de fecha cuyos últimos 2 dígitos sean iguales o mayores a 17. No es compatible con básculas de la serie AMX. Para obtener asistencia, llame a Servicio a Clientes al número 800-815-6615.

** No disponible en todos los países.