

LA 349KLX

BÁSCULA DIGITAL DE PISO CON PANTALLA REMOTA

La 349KLX es una báscula digital con pantalla remota que soporta hasta 400 libras (180 kg) y ofrece lo óptimo en calidad, confiabilidad y facilidad de uso. La pantalla remota brinda flexibilidad a través de su capacidad de montarse en la pared o colocarse sobre una mesa. Puede moverse fácilmente de un sitio a otro, a fin de adaptarse a diversos ambientes de trabajo.

Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales y clínicas, cuenta con una pantalla de gran tamaño fácil de leer, así como una plataforma antiderrapante de bajo perfil requiere un esfuerzo mínimo para subirse, brindando un ambiente de pesaje seguro. Para facilidad de portabilidad y almacenamiento, ofrecemos un estuche transportador opcional.

La interfaz digital amigable con el usuario incluye funciones de Cero, Tara, Retención/Liberación, Apagado automático y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar permanentemente la unidad de medida de la báscula (LB o KG).



**HAY FUERZA EN
NUESTROS NÚMEROS.**

Al sumar los números, no es de sorprender que Health o meter® Professional sea el nombre líder en la industria de básculas médicas.

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

CABLE DE 9' DE
LONGITUD PARA LA
PANTALLA REMOTA

LA MARCA
#1 EN
CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 349KLX

weigh**easier**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

400 lb / 180 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Fuente de alimentación

6 baterías AA incluidas,
Adaptador opcional
(Artículo No. ADPT40)

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
Cero
Tara
Retención/liberación
Volver a pesar
Cero automático
Apagado automático
Tiempo de apagado automático variable
Función de pesaje de padre/hijo
Habilitación de visualización de unidades con la unidad de medida fijada
Encendido/apagado de la luz de la pantalla con 4 niveles de intensidad
Everlock®

Tamaño de la plataforma

(largo x ancho x alto)
12 1/2" x 12" x 1 7/8"
(318 mm x 305 mm x 48 mm)

Dimensiones del producto - Base

(largo x ancho x alto)
12 1/2" x 12" x 1 7/8"
(318 mm x 305 mm x 48 mm)

Peso del producto

10 lb / 4.5 kg

Portabilidad

Estuche de transporte opcional modelo 64771

Cable de la pantalla remota

9 ft / 2743 mm

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
349KLX	Báscula digital de piso con pantalla remota, LB y KG
349KGX	Báscula digital de piso con pantalla remota, solo KG
SS-349KLX	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 349KLX*
64771	Estuche de transporte para básculas de la serie 349KLX
ADPT40	Adaptador opcional para básculas de la serie 349KLX
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica



64771

Estuche de transporte para básculas de la serie 349KLX



Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscases.com

Health o meter®
Professional

*No disponible en todos los países.