

Garantía limitada
de 10 años



Ventajas

✓ **Estructura de acero y fabricación con recubrimiento en polvo**

La clásica báscula médica está fabricada con una estructura y columna de acero resistente con recubrimiento en polvo por dentro y por fuera, lo que la protege del óxido y alarga la vida útil de la balanza.

✓ **Varilla de altura incluida**

La varilla de altura fácil de usar ofrece medición de altura desde 11 $\frac{7}{8}$ " - 84"/30cm - 213cm

✓ **Garantía limitada exclusiva de 10 años**

La garantía líder en la industria de Health o meter® Professional lo protege en caso de daños o reparaciones.



Modelo	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código CUP
402KL	149.5cm x 51.4cm x 16.2cm	15.1 kg	892076002015

Ruedas opcionales disponibles



Contrapesas opcionales disponibles



Especificaciones

- Capacidad: 390 lb / 180 kg
- Graduación: 1/4 lb / 100 g
- Tamaño de la plataforma: 10 1/2" (ancho) x 14" (prof.) x 3 1/4" (alto)/267 mm (ancho) x 356 mm (prof.) x 83 mm (alto) Estera de plataforma: antideslizante en color negro
- Barra de equilibrio fija. Cual permite una lectura fácil del peso en libras y kilogramos en ambos lados de la barra
- Varilla de altura de lectura doble profesional:
Rango de medición: 11 7/8" - 84"/30cm - 213cm
Graduación: 1/8" / 1 mm
- Ruedas opcionales disponibles (artículo n.º 55000)
- Contrapesas opcionales disponibles, para aumentar capacidad a 490lb / 210kg (artículo # 55090)
- Garantía limitada de 10 años