

Garantía limitada
de 10 años



Ventajas

- Barra de medición de unidad ajustable**
 Las barras de equilibrio mecánicas giratorias permiten una lectura fácil del peso en lb o kg
- Garantía limitada exclusiva de 10 años**
 La garantía líder en la industria de Health o meter® Professional lo protege en caso de daños o reparaciones
- Varilla de altura incluida**
 La varilla de altura fácil de usar ofrece medición de altura desde 11 7/8" - 84" / 30 cm - 213 cm
- Fabricación con recubrimiento de pintura en polvo**
 El recubrimiento de pintura en polvo por dentro y por fuera la protege del óxido, lo que alarga la vida útil de la balanza
- Números grabados**
 Los números grabados en las barras de equilibrio pueden soportar el uso frecuente, lo que brinda una legibilidad de larga duración
- Balanza de pie de 500 lb/200 kg de capacidad**
 La balanza de pie de mayor capacidad del mercado, lo que brinda un uso versátil



Exclusivos números grabados

Barras giratorias fáciles de leer

Recubrimiento de pintura en polvo por dentro y por fuera para una vida útil extendida

Barras giratorias fáciles de leer



Exclusiva barra de equilibrio giratoria

Modelo	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código CUP
450KL	149.5 cm x 51.4 cm x 16.2 cm	17.3 kg	892076002169

Especificaciones

- Capacidad: 500 lb / 200 kg
- Contrapesos incluidos
- Graduación: 1/4 lb / 100 g
- Tamaño de la plataforma: 10 1/2" (ancho) x 14" (prof.) x 3 1/4" (alto) / 267 mm (ancho) x 356 mm (prof.) x 83 mm (alto)
- Barras de equilibrio giratorias fáciles de leer para una lectura doble en lb y kg
- Varilla de altura de lectura doble profesional
Rango de medición: 11 7/8" - 84"/30cm - 213cm
Graduación: 1/8" / 1 mm
- Ruedas opcionales disponibles (artículo n.º 55000)
- Calibrada en fábrica para garantizar la precisión
- Recubrimiento de pintura en polvo inoxidable por dentro y por fuera para una vida útil extendida



Ruedas opcionales artículo n.º 55000