

LA 499KLHR

# BÁSCULA DIGITAL DE CUIDADO PRIMARIO A LA ALTURA DE LA CINTURA

La 499KLHR es una versión compacta de nuestra báscula médica número uno en ventas en Norteamérica, la báscula de atención médica primaria 500KL. Esta confiable báscula brinda una calidad y facilidad de uso óptimas. Diseñada para satisfacer las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de atención a largo plazo, la báscula cuenta con un diseño delgado y compacto, una plataforma antideslizante de gran tamaño y ruedas que permiten una fácil portabilidad. La 499KLHR ofrece a cuidadores y pacientes un indicador a la altura de la cintura para un peso de hasta 460 libras (209 kilogramos), con una interfaz digital de fácil uso que incluye IMC, retención/liberación, cero, tara y conversión entre KG/LB. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de peso (LB o KG) permanentemente en la báscula.

Con su plataforma de baja altura, la 499KL es fácil de configurar y ofrece a los pacientes una experiencia de pesaje más cómoda y estable.

## HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

When you add up the numbers on AI sumar los números, no es de sorprender que la 499KLHR sea confiable y fácil de usar.

**150,000+**  
INSTALADAS A NIVEL NACIONAL

**120+**  
SPECIALISTAS EN EL CAMPO LOCALES

**DISTANCIA ENTRE EJES DE 8"**  
LA MEJOR EN SU CLASE

**100 AÑOS DE SERVICIO**

weigh**easier**®

**Health o meter**®

Professional

Health o meter® Professional 499KLHR



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Capacidad

460 lb / 209 kg

## Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

## Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

## Baterías

6 baterías AA incluidas,  
adaptador opcional  
(Artículo No. ADPT31)

## Funciones

Conversión entre LB/KG  
Fijación de LB/KG  
IMC  
Cero  
Tara  
Retención/liberación  
Cero automático  
Apagado automático  
Función de pesaje de padre/hijo  
Everlock®

## Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"  
(349 mm x 419 mm x 60 mm)  
Plataforma a prueba de abolladuras y óxido

## Dimensiones del producto

14 1/8" x 21 1/8" x 43 5/8"  
(359 mm x 537 mm x 1108 mm)

## Estadímetro

11" - 84" / 30 cm - 213 cm  
Graduación del estadímetro: 1/8" / 1 mm

## Peso del producto

22 lb / 10 kg

## Portabilidad

2 ruedas, con distancia entre ejes de 8" para  
facilidad de movimiento

## Garantía

2 años de garantía limitada con el  
fabricante

# INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
499KLHR	499KL con estadímetro incluido
499KGHR	499KG con estadímetro incluido
SS-499KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 499*
ADPT31	Adaptador opcional
PLUGSET30	Adaptador para usar la báscula fuera de Norteamérica



Para conocer más, llame al número  
**1-800-815-6615** o visite  
**hom scales.com**

**Health o meter®**  
Professional



\*No disponible en todos los países.