

LA 499KL

BÁSCULA DIGITAL DE CUIDADO PRIMARIO A LA ALTURA DE LA CINTURA

La 499KL es una báscula de atención primaria con ingeniería de valor. Esta confiable báscula brinda una calidad y facilidad de uso óptimas. Diseñada para satisfacer las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de atención a largo plazo, la báscula cuenta con un diseño delgado y compacto, una plataforma antideslizante de gran tamaño y ruedas que permiten una fácil portabilidad. La 499KL ofrece a cuidadores y pacientes un indicador a la altura de la cintura para un peso de hasta 460 libras (209 kilogramos), con una interfaz digital de fácil uso que incluye IMC, retención/liberación, cero, tara y conversión entre KG/LB. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de peso (LB o KG) permanentemente en la báscula.

Con su plataforma de baja altura, la 499KL es fácil de configurar y ofrece a los pacientes una experiencia de pesaje más cómoda y estable.

Barandal abrazador inteligente 499HB

Disponible como un accesorio para la 499KL (o para montarse en cualquier báscula existente de la Serie 499), el barandal único proporciona la estabilidad que muchos pacientes necesitan, sin afectar la precisión de la lectura del peso. El pasamanos se puede acoplar fácilmente a cualquier báscula nueva mediante los orificios de montaje pretaladrados y también se puede acoplar a cualquier báscula existente mediante las guías de perforación fáciles de usar.



HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números, no es de sorprender que la 499KL sea confiable y fácil de usar.

150,000+
INSTALADAS A NIVEL
NACIONAL

#1
EN CONFIANZA

**DISTANCIA ENTRE
EJES DE 8"**
LA MEJOR EN SU CLASE

**100 AÑOS
DE SERVICIO**

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 499KL

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

460 lb / 209 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Baterías

6 baterías AA incluidas,
adaptador opcional
(Artículo No. ADPT31)

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara
Retención/liberación
Cero automático
Apagado automático
Función de pesaje de padre/hijo
Everlock®

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"
(349 mm x 419 mm x 60 mm)
Plataforma a prueba de abolladuras y óxido

Dimensiones del producto

14 1/8" x 21 1/8" x 43 5/8"
(359 mm x 537 mm x 1108 mm)

Peso del producto

21 lb / 9 kg

Portabilidad

2 ruedas, con distancia entre ejes de 8" para
facilidad de movimiento

Garantía

2 años de garantía limitada con el
fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
499KL	Báscula digital a la altura de la cintura, LB y KG
499KG	Báscula digital a la altura de la cintura, sólo KG
499KLHR	499KL con estadímetro incluido
499KGHR	499KG con estadímetro incluido
499KLAD	499KL con adaptador ADPT31 incluido
499KGAD	499KG con adaptador ADPT31 incluido
499KLROD	Estadímetro opcional para la serie básculas de la serie 499
499HB	Accesorio de barandal opcional para básculas de la serie 499
SS-499KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 499*
ADPT31	Adaptador opcional
PLUGSET30	Adaptador para usar la báscula fuera de Norteamérica

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscases.com



499KLROD
Estadímetro opcional

Health o meter®
Professional



*No disponible en todos los países.