

LA 500KLHB

BÁSCULA DIGITAL DE CUIDADO PRIMARIO CON BARANDALES INTELIGENTES

Siendo la báscula médica número uno en ventas en Norteamérica, la completamente digital báscula de cuidado primario Health o meter® 500KLHB de óptima calidad ofrece una gran seguridad y facilidad de uso. Los barandales inteligentes únicos brindan la estabilidad que muchos pacientes requieren, sin afectar la exactitud de la lectura de peso. Diseñada para satisfacer las necesidades de los consultorios médicos, hospitales, clínicas y centros de cuidado intensivo y atención a largo plazo, la báscula cuenta con un tallímetro integrado en la columna de báscula, una amplia plataforma antideslizante y una base reforzada para mayor estabilidad. La báscula ofrece a los proveedores y pacientes un indicador de peso al nivel de los ojos para pacientes de hasta 660 libras, con una interfaz amigable con el usuario que incluye funciones de IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara, borrar e ingresar. La 500KLHB ofrece la mejor distancia de su clase extra ancha de 8" entre ejes que facilitan su transporte.

La primera báscula de atención médica que proporciona una integración fácil y una comunicación fluida con las aplicaciones RME actuales, la 500KLHB incluye la opción de agregar conectividad inalámbrica a la interfaz con una computadora, software RME u otros dispositivos electrónicos.

Son su plataforma de bajo perfil, la 500KLHB es fácil de instalar y ofrece a los pacientes una experiencia de pesaje más cómoda y estable.

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 500KLHB sea la báscula médica más usada en consultorios a nivel nacional.

150,000+
INSTALADAS A
NIVEL NACIONAL

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

LA BÁSCULA MÉDICA
#1 EN CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO



Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 500KLHB

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

660 lb / 300 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Via tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Baterías

6 baterías AA incluidas, adaptador opcional (No. ADPT31)

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara, Pretara
Retención/liberación
Cero automático
Apagado automático
Volver a pesar
Memoria
Función de pesaje de padre/hijo
Everlock® - fijación permanente de unidad

Tamaño de la plataforma

(largo x ancho x alto)

13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"

(349 mm x 419 mm x 60 mm)

A prueba de abolladuras y óxido

Dimensiones del producto

14 3/8" x 21 1/8" x 53 5/8"

(359 mm x 537 mm x 1362 mm)

Peso del producto

31 lb / 15 kg

Tallímetro

30"-84 1/4" / 76 cm-214 cm

Graduación: 1/8" / 1 mm

Portabilidad

2 ruedas, distancia entre ejes ancha de 8" para facilitar el movimiento

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODEL	DESCRIPTION
500KLHB	500KL con accesorio de barandal
SS-500KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 500*
ADPT31	Adaptador opcional para la 500KLHB
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit De Impresora Térmica Inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscales.com/ConnectivitySolutions

Para conocer más. llame al número
1-800-815-6615 o visite homscales.com



Health o meter®
Professional



*No disponible en todos los países.