

LA 500KL

BÁSCULA DIGITAL DE CUIDADO PRIMARIO

La báscula médica número uno en ventas en Norteamérica, la báscula Health o meter® 500KL de atención primaria completamente digital proporciona la mejor calidad, confiabilidad y facilidad de uso. Diseñada para satisfacer las necesidades de los consultorios médicos, hospitales, clínicas y centros de cuidado intensivo y atención a largo plazo, la báscula cuenta con un tallímetro integrado en la columna de báscula, una amplia plataforma antideslizante y una base reforzada para mayor estabilidad. La báscula ofrece a los proveedores de atención médica y pacientes un indicador de peso a nivel de los ojos para pacientes de hasta 660 libras (300 kg), con una interfaz digital fácil de usar que incluye funciones de IMC, retención/liberación, cero, tara, volver a pesar, memoria, KG/LB, borrar e ingresar. La 500KL ofrece la mejor distancia de su clase extra ancha de 8" entre ejes que facilitan su transporte. La exclusiva función Everlock® permite fijar permanentemente la unidad de medición (LB o KG) de la báscula

La primera báscula de atención médica que proporciona una integración fácil y una comunicación fluida con las aplicaciones RME actuales, la 500KL incluye la opción de agregar conectividad inalámbrica a la interfaz con una computadora, software RME u otros dispositivos electrónicos.

Con su plataforma de baja altura, la 500KL es fácil de configurar y ofrece a los pacientes una experiencia de pesaje más cómoda y estable.

Barandal abrazador inteligente 500HB

Disponible como un accesorio para la 500KL (o para montarse en cualquier báscula existente de la Serie 500), el barandal único proporciona la estabilidad que muchos pacientes necesitan, sin afectar la precisión de la lectura del peso. El pasamanos se puede acoplar fácilmente a cualquier báscula nueva mediante los orificios de montaje pretaladrados y también se puede acoplar a cualquier báscula existente mediante las guías de perforación fáciles de usar.



HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 500KL sea la báscula más utilizada en consultorios médicos en todo el país.

660 LB
CAPACIDAD

150,000+
INSTALADAS A
NIVEL NACIONAL

120+ ESPECIALISTAS
EN EL CAMPO LOCALES

RUEDAS CON DISTANCIA
ENTRE EJES DE 8", LAS
MEJORES EN SU CLASE

LA BÁSCULA #1 EN QUE
CONFÍAN LOS MÉDICOS

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 500KL

weigh**easier**®



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

660 lb / 300 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Via tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Baterías

6 baterías AA batteries incluidas, adaptador opcional (No. de orden ADPT31)

Funciones

Conversión a LB/KG

Bloqueo de LB/KG

IMC

Cero

Tara, Pre-tara

Retención/liberación

Cero automático

Apagado automático

Volver a pesar

Memoria

Función de pesaje de padre/hijo

Everlock® - fijación permanente de la unidad de peso

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"

(349 mm x 419 mm x 60 mm)

Plataforma a prueba de abolladuras y óxido

Dimensiones del producto

14 3/8" x 21 1/8" x 53 5/8"

(359 mm x 537 mm x 1362 mm)

Peso del producto

21 lb / 9 kg

Tallímetro

30"-84 1/4" / 76 cm-214 cm

Graduación: 1/8" / 1 mm

Portabilidad

2 ruedas, distancia entre ejes ancha de 8" para facilitar el movimiento

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
500KL	Báscula digital a nivel de los ojos, LB y KG
500KG	Báscula digital a nivel de los ojos, solo KG
500KLHB	500KL con accesorio de barandal
500KLAD	500KL con adaptador ADPT31
500KGAD	500KG con adaptador ADPT31
500KL-BT	500KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
500KG-BT	500KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
500HB	Accesorio de barandal opcional para básculas de la serie 500
SS-500KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 500*
ADPT31	Adaptador opcional para básculas de la serie 500
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit De Impresora Térmica Inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscales.com/ConnectivitySolutions

Para conocer más, llame al número

1-800-815-6615 o visite

homscales.com



*No disponible en todos los países.

Health o meter®
Professional