

LA 501KL

BÁSCULA DIGITAL DE CUIDADO PRIMARIO QUE CUMPLE CON LA TAA

La báscula médica número uno en ventas en Norteamérica, la báscula Health o meter® 501KL de atención primaria completamente digital proporciona la mejor calidad, confiabilidad y facilidad de uso. Diseñada para satisfacer las necesidades de los consultorios médicos, hospitales, clínicas y centros de cuidado intensivo y atención a largo plazo, la báscula cuenta con un tallímetro integrado en la columna de báscula, una amplia plataforma antideslizante y ruedas que permiten la portabilidad.

La báscula ofrece a los proveedores de atención médica y pacientes un indicador de peso a nivel de los ojos para pacientes de hasta 550 libras, con una interfaz digital fácil de usar que incluye funciones de IMC, retención/liberación, cero, tara, volver a pesar, memoria, KG/LB, borrar e ingresar. La 500KL ofrece la mejor distancia de su clase extra ancha de 8" entre ejes que facilitan su transporte.

La primera báscula de atención médica que proporciona una integración fácil y una comunicación fluida con las aplicaciones RME actuales, la 501KL incluye la opción de agregar conectividad inalámbrica a la interfaz con una computadora, software RME u otros dispositivos electrónicos.

Con su plataforma de baja altura, la 501KL es fácil de configurar y ofrece a los pacientes una experiencia de pesaje más cómoda y estable.

Barandal abrazador inteligente 500HB

Disponible como un accesorio para la 501KL (o para montarse en cualquier báscula existente de la Serie 500), el barandal único proporciona la estabilidad que muchos pacientes necesitan, sin afectar la precisión de la lectura del peso. El 500HB es un accesorio de pasamanos exclusivo para la 501KL y es fácil de acoplarse a cualquier báscula nueva utilizando los orificios de montaje pretaladrados y también se puede acoplar a cualquier báscula existente utilizando las guías de perforación fáciles de usar. Proporciona la estabilidad que muchos pacientes necesitan sin afectar la precisión de la lectura del peso.

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 501KL

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

La 501KL es la última generación de la 500KL, la báscula más ampliamente usada en consultorios médicos a nivel nacional.

150,000+
INSTALADAS A
NIVEL NACIONAL

120+ ESPECIALISTAS
EN EL CAMPO LOCALES

LA BÁSCULA **#1** EN QUE
CONFÍAN LOS MÉDICOS

100 AÑOS
DE SERVICIO

weigh**easier**®



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacidad

550 lb / 250 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Via tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Baterías

6 baterías AA batteries incluidas, adaptador 100V-240V opcional (No. de orden ADPT30)

Funciones

Conversión a LB/KG

Bloqueo de LB/KG

IMC

Cero

Tara, Pre-tara

Retención/liberación

Cero automático

Apagado automático

Volver a pesar

Memoria

Función de pesaje de padre/hijo

Everlock®

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"

(349 mm x 419 mm x 60 mm)

Plataforma a prueba de abolladuras y óxido

14 3/8" x 21 1/8" x 53 5/8"

(359 mm x 537 mm x 1362 mm)

Peso del producto

21 lb / 9 kg

Tallímetro

30"-84 1/4" / 76 cm-214 cm

Graduación: 1/8" / 1 mm

Portabilidad

2 ruedas, distancia entre ejes ancha de 8" para facilitar el movimiento

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

Dimensiones del producto

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
501KL	Báscula digital a nivel de los ojos que cumple con la TAA, LB y KG
501KG	Báscula digital a nivel de los ojos que cumple con la TAA, solo KG
501KLAD	501KL con adaptador ADPT30
501KGAD	501KG con adaptador ADPT30
501KL-BT	501KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
501KG-BT	501KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
500HB	Accesorio de barandal opcional para básculas de la serie 501
SS-501KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 501 *
ADPT30	Adaptador opcional de 100V-240V
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica

Modelo **501KL** con accesorio de barandal **500HB** opcional



Para conocer más. llame al número

1-800-815-6615 o visite

hom scales.com

Health o meter®

Professional

PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS



*No disponible en todos los países