

Ordene la 522KG-HR para tener una báscula de sólo kilogramos



Esta báscula fácil de usar es perfecta para los atareados consultorios pediátricos o clínicas comúnmente visitados por niños pequeños. Con un tallímetro mecánico acoplable, los médicos pueden determinar la talla del bebé durante el pesado.

Ventajas

- ✓ **Conectividad RME**
La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos vía varias soluciones de conectividad ofertadas por Health o meter® Professional
- ✓ **Tallímetro Mecánico Incluido**
El Tallímetro de fácil lectura permite al usuario medir tanto el peso como la estatura simultáneamente
- ✓ **Detección de Movimiento**
La báscula tiene la habilidad de pesar con exactitud a pesar del movimiento del sujeto sobre la báscula
- ✓ **Cabezal de Pantalla 17" por Encima de la Base de la Báscula**
El cabezal está posicionado 17" por encima de la base de la báscula para permitir una vista libre de la medición del peso
- ✓ **Características de Valor Agregado de la Báscula**
Funciones (Conversión LB/KG, Bloqueo LB/KG, Puesta a Cero/Tara, Retener/Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado) incluidas sin costo adicional

Ordene la 522KG-HR para tener una báscula de sólo kilogramos



EMR Especificaciones de la Báscula

- Capacidad: 50 lb / 23 kg
- Resolución: 0 - 20 lb 0.2 oz / 20 - 50 lb / 0.5 oz; 0 - 9 kg / 5g; 9 - 23 kg / 10 g
- Conectividad vía USB, Tecnología Pelstar® inalámbrica opcional
- Pantalla LCD de 1" / 25 mm
- Funciones: Conversión LB/KG, Bloqueo LB/KG, IMC, Puesta a Cero, Tara, Retener/Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado
- Tamaño de la Bandeja (l x a x a): 24 1/8" x 14 1/2" x 2 5/8" / 613 mm x 368 mm x 67 mm
- 6 baterías AA incluidas, adaptador Opcional (# ADPT31)
- Garantía Limitada de 2 Años

Especificaciones del Tallímetro

- Rango de Medición: 7 centímetros – 100 centímetros / 3" – 39"
- Divisiones de la medición: 1 mm / 1/16"

Modelo	Descripción
522KL-HR	Báscula digital pediátrica (libras & kilogramos) con tallímetro mecánico
522KG-HR	Báscula digital pediátrica (kilogramos solamente) con tallímetro mecánico
ADPT31	Adaptador de para la báscula opcional
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica para la báscula