

LA 522KL

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL CON BANDEJA

La báscula pediátrica 522KL fue creada específicamente para unidades de neonatología, salas de parto y consultorios pediátricos, haciendo que sea la elección ideal para recién nacidos, infantes y niños pequeños. Con una capacidad máxima de 50 libras/ 23 kilogramos, proporciona a cuidadores y pacientes una gama de beneficios, incluyendo seguridad, comodidad y flexibilidad. Cuenta con una bandeja segura, la cual mantiene a los pacientes calmados para obtener lecturas precisas.

La pantalla de la 522KL está ubicada 17 pulgadas por encima de la base de la báscula, asegurando que el peso del paciente no esté obstruido y sea fácil de leer. La interfaz digital amigable con el usuario incluye funciones como Cero, Tara, Pretara, Retención/Liberación y Apagado Automático, haciendo que sea conveniente y fácil de usar. Su tecnología de detección de movimiento asegura un pesaje exacto aún cuando el paciente esté moviéndose.

La 522KL ofrece una fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales, contando con la opción de incorporar conectividad inalámbrica para interconexión con computadoras, software de RME u otros dispositivos electrónicos.

La báscula pediátrica 522KL ofrece una cinta métrica integrada, permitiendo a los usuarios medir el peso y altura de forma simultánea. Brinda también la flexibilidad de elegir entre un estadímetro mecánico o digital opcional.

522KL-EHR

Báscula con estadímetro digital acoplable

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números, no es de sorprender que la 522KL sea su mejor elección en seguridad, comodidad y confiabilidad.

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

30-60 SEGUNDOS
RETENCIÓN
AUTOMÁTICO DE PESO

LA MARCA **#1**
EN CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO



Health o meter[®]
P r o f e s s i o n a l

Health o meter[®] Professional 522KL

weigh**easier**[®]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

50 lb / 23 kg

Resolución

0 - 20 lb / 0.2 oz; 20 - 50 lb / 0.5 oz;
0 - 9 kg / 5g; 9 - 23 kg / 10 g

Conectividad RME

Vía tecnología inalámbrica Pelstar®
opcional

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Fuente de alimentación

6 baterías AA incluidas,
adaptador de (ADPT31)
no incluido

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
Cero
Tara
Pretara
Retención/liberación
Volver a pesar
Cero automático
Apagado automático
Detección de movimiento
Opción de sonido apagado/prendido
Tiempo de apagado automático variable
Habilitación de visualización de unidades con
la unidad de medida fijada
Retención automática de peso por 30 a 60 segundos
Everlock® - fijación permanente de unidad

Tamaño de la bandeja

(w x d x h)

24 1/8" x 14 1/2" x 2 5/8"
(613 mm x 368 mm x 67 mm)

Dimensiones del producto

24 1/8" x 21" x 23 1/8"
(613 mm x 533 mm x 587 mm)

Peso del producto

20 lb / 9 kg

Cinta de medición

0" - 23" / 0 cm - 58 cm

Garantía

Garantía extendida de 2 años con el
fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
522KL	Báscula Pediátrica Digital con Bandeja, LB y KG
522KG	Báscula Pediátrica Digital con Bandeja, solo KG
522KL-HR	522KL con estadímetro mecánico acoplable
522KG-HR	522KG con estadímetro mecánico acoplable
522KL-EHR	522KL con estadímetro digital acoplable
522KG-EHR	522KG con estadímetro digital acoplable
522HR	Estadímetro mecánico para básculas de la serie 522
522EHR	Estadímetro digital para básculas de la serie 522
SS-522KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para las básculas de la serie 522*
ADPT31	Adaptador opcional para básculas de la serie 522
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas,
visite hom scales.com/ConnectivitySolutions

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
hom scales.com/522KL



Health o meter®
Professional



*No disponible en todos los países.