



Ventajas

- Conectividad**
La balanza puede conectarse a una computadora, programa EMR u otro dispositivo electrónico gracias a diferentes soluciones de conectividad de Health o meter® Professional
- Pantalla LCD de 25 mm**
La pantalla de gran tamaño muestra al usuario una medición del peso de fácil lectura
- Características de valor agregado**
Funciones operativas (tara, puesta a cero, sostener/soltar, conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, cero automático, apagado automático) incluidas sin costo adicional
- Práctico asiento para medición del peso**
El asiento de plástico de fácil limpieza limita los movimientos del bebé mientras calcula con precisión el peso



| Modelo | Dimensiones de envío | Peso (KG) | Código CUP |
|--------|--------------------------|-----------|--------------|
| 524KL | 670 mm x 438 mm x 524 mm | 12 kg | 892076002541 |



Especificaciones

- Capacidad: 50 lb / 23 kg
- Resolución: 0 - 20 lb / 0.2 oz ; 20 - 50 lb / 0.5 oz ; 0 - 9 kg / 5g; 9 - 23 kg / 10 g
- Conectividad EMR
- Pantalla LCD de 2.5 cm
- Funciones: Puesta a cero / tara, sostener / soltar, cero automático, apagado automático, conversión de LB/KG, bloqueo de LB/KG
- Tamaño del asiento: 616 mm (ancho) x 362 mm (prof.) x 467 mm (alto) / 24 1/4" (ancho) x 14 1/4" (prof.) x 18 1/2" (alto)