

LA 549KL

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL CON BANDEJA

La báscula pediátrica 549KL fue diseñada para satisfacer las necesidades de consultorios pediátricos y médicos que realizan consultas a domicilio. Su diseño ligero y compacto permite una conveniente movilidad. Con una capacidad máxima de 44 libras o 20 kilogramos, esta báscula brinda a los médicos y pacientes una gama de beneficios, incluyendo seguridad, comodidad y flexibilidad. Su bandeja plana mantiene a los pacientes calmados y seguros para obtener lecturas precisas.

La 549KL cuenta con una bandeja plástica fácil de limpiar, ideal para ambientes estériles. La interfaz digital amigable con el usuario incluye funciones como Tara y Apagado Automático, haciendo que sea conveniente y fácil de usar.

Su tecnología de detección de movimiento asegura la obtención de medidas de peso precisas aún cuando el paciente esté en movimiento. Para facilidad de transporte y almacenamiento, contamos con un estuche de transporte opcional.



HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números, no es de sorprender que la 549KL sea su mejor elección en seguridad, comodidad y confiabilidad.

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

RETENCIÓN DE
PESAJE AUTOMÁTICO
DE **30-60** SEGUNDOS

LA MARCA
#1 EN
CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter[®]
P r o f e s s i o n a l

Health o meter[®] Professional 549KL

weigh**easier**[®]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

44 lb / 20 kg

Resolución

0.5 oz/ 10 g

Pantalla

Pantalla LCD de 0.6"

Fuente de alimentación

Batería de 9 voltios incluida

Funciones

Conversión entre LB/KG

Fijación de LB/KG

Tara

Cero automático

Apagado automático

Retención automática

Detección de movimiento

Tiempo de apagado automático variable

Habilitación de visualización de unidades con la unidad de medida fijada

Retención de pesaje automático por 30 a 60 segundos

Fijación permanente de unidad Everlock®

Tamaño de la bandeja

(largo x ancho x alto)

19 3/8" x 12 1/8" x 2"

(492 mm x 308 mm x 51 mm)

Dimensiones del producto

19 3/8" x 13 1/2" x 4 3/8"

(492 mm x 343 mm x 111 mm)

Peso del producto

4 lb / 2 kg

Portabilidad

Estuche de transporte opcional 64769

Carrito de transporte opcional 2210CART

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
549KL	Báscula pediátrica digital con bandeja, LB y KG
SS-549KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 549*
2210CART	Carrito para básculas/dispositivos médicos para básculas de la serie 549
64769	Estuche de transporte para básculas de la serie 549



64769

Estuche de transporte para básculas de la serie 549



2210CART

Carrito para dispositivos médicos para básculas de la serie 549

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscales.com

Health o meter®
Professional

*No disponible en todos los países.