

Health o meter®

P r o f e s s i o n a l



Ventajas

- ✓ **Pesa Bebés y Niños Pequeños**
La báscula de doble propósito puede ser utilizada con la bandeja para pesar bebés o como plataforma vertical para niños pequeños.
- ✓ **Retener Peso**
El valor del peso es retenido en la pantalla para que el cuidador pueda asistir al paciente antes de registrar el peso.
- ✓ **Mediciones Imperial y Métrica**
Ofrece a los usuarios la oportunidad de pesar pacientes en cualquier unidad requerida.
- ✓ **Puerto de conexión incorporado para el infantometro digital Ebabyhr**
El infantometro digital se adapta fácilmente a la báscula para un completo dispositivo de pesaje y medición.
- ✓ **Funcionamiento de la Tara**
Resta convenientemente el peso de una manta o de un pañal del peso del paciente.
- ✓ **Fácil de Usar**
Ligero y portátil, con funciones simples y una pantalla fácil de leer.
- ✓ **Bandeja Removible**
La bandeja removible hace fácil limpiar el dispositivo.



Especificaciones

- Capacidad: 44 lb / 20 kg
- Resolución: 0.5 oz / 10 g
- Tamaño de la Bandeja (l x a x a):
23 ½" x 8" x 2"
597 mm x 203 mm x 51 mm
- Tamaño de la Plataforma (l x a x a):
12 ½" x 8 ⅝" x 1 ¼"
318 mm x 219 mm x 32 mm
- Espacio que Ocupa la Bandeja (l x a x a):
23 ½" x 13 ¼" x 3 ⅝"
597 mm x 337 mm x 92 mm
- Espacio que Ocupa la Plataforma (l x a x a):
13 ½" x 11 ½" x 1 ¾"
343 mm x 292 mm x 44 mm
- Pantalla: ½" / 13 mm, LCD a la altura de los dígitos
- Fuente de Alimentación: Batería (incluida) de 9V
- Funciones: Auto-apagado, Retener, Tara, Unidad
- Garantía Limitada de 2 Años

Modelo	Descripción
eBABYHR	Infantometro Digital para la báscula 550KL (debe comprar con el soporte de montaje 550EHRBRACKET para adaptarlo a la báscula)
550EHRBRACKET	Soporte de montaje para el infantometro digital Ebabyhr y la báscula 550KL
553CASE	Maletín opcional para la báscula 550KL
2210CART	Carrito para la 550KL
ss-550KL	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para 550KL*