

LA 553KL-EHR

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL CON BANDEJA EXTRA ANCHA Y ESTADÍMETRO DIGITAL

La báscula pediátrica 553KL-EHR fue creada específicamente para unidades de neonatología, salas de práctica y consultorios pediátricos, haciendo que sea la elección ideal para recién nacidos, infantes y niños pequeño. Con una capacidad máxima de 44 libras o 20 kilogramos, esta báscula proporciona a cuidadores y pacientes una gama de beneficios, incluyendo seguridad, comodidad y flexibilidad. El estadímetro digital de fácil lectura hace que medir a los niños pequeños sea rápido y fácil, con mediciones digitales claras, paletas para pies y cabeza de gran tamaño, y una conveniente función de Retención. La báscula cuenta con una plataforma segura, mantiene a los pacientes calmados para obtener un pesaje exacto y cuenta con espacio suficiente para colocar a infantes acostados y a niños pequeños sentados.

La báscula 553KL-EHR es conveniente y fácil de usar, gracias a su interfaz digital amigable con el usuario, que incluye funciones como cero, tara, retención/liberación y apagado automático. Su tecnología de detección de movimiento asegura un pesaje exacto aún cuando el paciente esté moviéndose.

La 553KL-EHR incluye una interfaz USB para permitir la conectividad con una computadora, software de EMR u otros dispositivos electrónicos por medio de varias Soluciones de Conectividad Health o meter® Professional.



**HAY FUERZA EN NUESTROS
NÚMEROS.**

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 553KL-EHR sea su mejor elección en seguridad, comodidad y confiabilidad.

120+
ESPECIALISTAS
EN EL CAMPO
LOCALES

**100% DE
CONECTIVIDAD**

**MARCA #1 EN
CONFIANZA**

**100 AÑOS
DE SERVICIO**

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 553KL-EHR

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

44 lb / 20 kg

Resolución

0.5 oz / 10g

Conectividad EMR

Tecnología inalámbrica Pelstar®
opcional vía USB

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Alimentación

6 baterías AA incluidas,
adaptador de 100-240V (ADPT30)
no incluido

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
Cero
Tara
Retención/liberación
Cero automático
Apagado automático
Detección de movimiento

Tamaño de la bandeja (largo x ancho x alto)

24 7/8" x 13" x 1 3/8"
(632 mm x 330 mm x 35 mm)

Dimensiones del producto

24 7/8" x 16 1/2" x 3 7/8"
(632 mm x 419 mm x 98 mm)

Peso del producto

10 lb / 5 kg

Rango de altura digital

13 3/4" - 31 1/2" / 35 cm - 80 cm
Resolución: 1/16" / 0.1 cm

Alimentación del estadímetro

2 baterías AAA (incluidas)

Pantalla del estadímetro

LCD, altura digital de 5/8" / 16 mm

Portabilidad

2210CART- carrito opcional

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el
fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|--------------|---|
| 553KL-EHR | Báscula Pediátrica Digital con bandeja extra ancha y estadímetro digital, LB y KG |
| 553KG-EHR | Báscula Pediátrica Digital con bandeja extra ancha y estadímetro digital, solo KG |
| SS-553KL | Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 553 * |
| 2210CART | Carrito para dispositivos médicos/básculas para la serie 553 |
| ADPT30 | Adaptador opcional para básculas de la serie 553 |
| PLUGSET30 | Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica |
| PELSTARONE-P | Impresora térmica inalámbrica |



2210CART

Carrito para dispositivos
médicos para básculas de la
serie 553

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscales.com

Health o meter®
Professional



*No disponible en todos los países.