



Con una gran capacidad y un tallímetro mecánico, esta báscula pesa y mide apropiadamente a los pacientes ambulatorios más pesados. La cabeza oscilatoria a 350° hace fácil a los terapeutas el visualizar mediciones e interactuar con la báscula.

Ventajas

- ✓ **Capacidad RME**
La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos vía varias soluciones de conectividad ofertadas por Health o meter® Professional
- ✓ **Pantalla Giratoria de 350°**
La pantalla a nivel de los ojos puede ser leída desde casi cualquier ángulo y permite facilidad en el uso y privacidad para el paciente
- ✓ **Tallímetro Incorporado**
Un tallímetro fácil de usar proporciona mediciones de estatura de 11 7/8" - 84"/30cm - 213cm
- ✓ **Características de Valor Añadido**
Funciones de Operación (Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener/Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo) incluidas sin costo adicional
- ✓ **Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)**
Las funciones de la báscula incluyen la habilidad de calcular el IMC del paciente



Pantalla Giratoria de 350°



Especificaciones

- Capacidad: 660 lb / 300 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Tamaño de la Plataforma (l x a x a):
14 1/4" x 14 1/4" x 2 5/8"
362 mm x 362 mm x 67 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):
14 3/4" x 23 1/4" x 54 1/2"
375 mm x 591 mm x 1384 mm
- Peso del Producto: 24 lb / 11 kg
- Tallímetro: 11 7/8" - 84"/30cm - 213cm
- Pantalla: 1" / 25 mm LCD, Giratoria a 350°
- Ruedas: 2
- Conectividad: USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar
- Fuente de Alimentación: Adaptador (ADPT50) de 100-240V incluido, 6 baterías de celda C (no incluidas)
- Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo
- 2 años de garantía limitada

Modelo	Descripción
597KG	Báscula digital extrafuerte a nivel de los ojos, sólo kilogramos
SS-597KL	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los modelos 597*
ADPT50	Adaptador incluido, # de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET50	Adaptadores de enchufe para su uso fuera de Norteamérica
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica