



Patente EE.UU. #D667323

Mejore el flujo de trabajo con esta báscula para consultorio de primerísima línea. El tallímetro digital incorporado elimina la necesidad de ingresar manualmente la altura para calcular el IMC. La cabeza de oscilación a 350° permite obtener línea visual y privacidad para el paciente.

### Ventajas

- ✓ **Capacidad RME**  
La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos vía varias soluciones de conectividad ofertadas por Health o meter® Professional
- ✓ **Pantalla Giratoria de 350°**  
La pantalla a nivel de los ojos puede ser leída desde casi cualquier ángulo y permite facilidad en el uso y privacidad para el paciente
- ✓ **Tallímetro Incorporado**  
Un tallímetro fácil de usar proporciona mediciones de estatura de 23 5/8" - 88" / 60 cm - 222 cm
- ✓ **Características de Valor Añadido**  
Funciones de Operación (Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, IMC, Puesta a Cero, Tara, Retener/Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo) incluidas sin costo adicional
- ✓ **Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)**  
Las funciones de la báscula incluyen la habilidad de calcular el IMC del paciente
- ✓ **Diseño Patentado**  
El diseño patentado de la 600KL proporciona una interfaz intuitiva y amigable para medir el peso, la estatura y el IMC del paciente con una práctica pantalla de cabeza giratoria



Patente EE.UU. #D667323

### Especificaciones

- Capacidad: 660 lb / 300 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Resolución del Tallímetro: 0.1" / 0.1cm
- Tamaño de la Plataforma (l x a x a):  
14 1/4" x 14 1/4" x 2 5/8"  
362 mm x 362 mm x 67 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):  
14 3/4" x 24 1/8" x 54 3/8"  
375 mm x 613 mm x 1381 mm
- Peso del Producto: 28 lb / 13 kg
- Tallímetro Digital: 23 5/8" - 88" / 60 cm - 222 cm
- Conectividad: USB y tecnología inalámbrica integrada de Pelstar
- La pantalla de LCD de 1" / 25 mm, de 35° a la izquierda y a la derecha (350° con el tallímetro plegado por completo) para facilidad de visualización
- Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, IMC, Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo
- 2 ruedas para facilidad de movimiento
- 1 Adaptador (ADPT50) de 100-240V incluido, 6 baterías de celda C (no incluidas)
- Garantía Limitada de 2 Años

Model	Description
600KG	Báscula Digital Extrafuerte al Nivel de los Ojos con Tallímetro Digital Integral, Sólo KG
600KL-BT	600KL con tecnología inalámbrica Pelstar incorporada.
600KG-BT	600KL con tecnología inalámbrica Pelstar incorporada.
SS-600KL	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los 600KL & 600KG*
SS-600KL-BT	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los 600KG-BT & 600KG-BT*
ADPT50	Adaptador incluido, # de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET30	Adaptadores de enchufe para su uso fuera de Norteamérica
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite [homscal.es.com/ConnectivitySolutions](http://homscal.es.com/ConnectivitySolutions)

\* No disponible en todos los países