



Con la más alta capacidad de las básculas de pantalla remota de Health o meter® Professional, la 752KL es un gran suplemento para dar servicio a pacientes bariátricos ambulatorios. La pantalla remota y la base portátil hacen conveniente mover la báscula hacia donde sea necesario.

Ventajas

- ✓ **Capacidad RME**
La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos vía varias soluciones de conectividad ofertadas por Health o meter® Professional
- ✓ **Pantalla Remota:**
La pantalla remota ofrece versatilidad con la posibilidad de ser montada a una pared o colocada sobre una mesa
- ✓ **Báscula de Piso con Capacidad de 600 lb**
La 752KL es la báscula de piso con la capacidad más alta en el mercado, y que proporciona un uso más versátil
- ✓ **Características de Valor Añadido**
Funciones de Operación (Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, IMC, Puesta a Cero, Tara, Retener/Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo) incluidas sin costo adicional
- ✓ **Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)**
Las funciones de la báscula incluyen la habilidad de calcular el IMC del paciente



La pantalla remota puede ser instalada sobre una pared o colocada sobre una mesa



Maletín opcional
(# de orden 64771)



Especificaciones

- Capacidad: 600 lb / 272 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Tamaño de la Plataforma (l x a x a):
14 1/4" x 14 1/4" x 2 5/8"
362 mm x 362 mm x 67 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):
14 1/2" x 14 1/2" x 2 3/4"
368 mm x 368 mm x 70 mm
- Peso del Producto: 14 lb / 6 kg
- Pantalla: 1" / 25 mm LCD
- Conectividad: USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar®
- Fuente de Alimentación: Adaptador (ADPT50) de 100-240V incluido, 6 baterías de celda C (no incluidas)
- Maletín opcional: 64771
- Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo
- Garantía Limitada de 2 Años

Modelo	Descripción
752KG	Báscula digital extrafuerte a nivel de los ojos, sólo kilogramos
SS-752KL	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los modelos 752*
ADPT50	Adaptador incluido, # de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET50	Adaptadores de enchufe para su uso fuera de Norteamérica
64771	Maletín opcional de orden 752KL & 752KG
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica