


LA 752KL

BÁSCULA DIGITAL DE ALTA RESISTENCIA CON PANTALLA REMOTA

La 752KL es una báscula digital de alta capacidad con pantalla remota que soporta hasta 300 kilograms y ofrece la máxima calidad, confiabilidad y facilidad de uso. La pantalla remota proporciona versatilidad, con la opción de montarse en una pared o colocarse sobre una mesa. Su base portátil hace que sea conveniente mover la báscula a cualquier sitio. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, clínicas y centros de cirugía ambulatoria, la gran plataforma antiderrapante de bajo perfil de la báscula requiere un esfuerzo mínimo para subirse y brinda un ambiente seguro para el pesaje.

La pantalla LCD de gran tamaño brinda una interfaz fácil de usar que incluye funciones de IMC, retención/liberación, cero, LB/KG, tara y más. La 752KL incluye una interfaz de USB para permitir la conectividad con una computadora, software de EMR u otros dispositivos electrónicos por medio de varias Soluciones de Conectividad Health o meter® Professional.



HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números, no es de sorprender que Health o meter® Professional Scales sea el nombre líder en la industria en básculas médicas.

120+
ESPECIALISTAS EN EL CAMPO LOCALES

100% DE
CONECTIVIDAD

LA MARCA **#1** EN
CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

Health o meter® Professional 752KL

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

660 lb / 300 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad EMR

Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Alimentación

Adaptador de 100-240V (ADPT50) incluido, 6 baterías tipo C no incluidas

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara
Retención/liberación
Cero automático
Apagado automático
Función de pesaje de padre/hijo

Tamaño de la plataforma

(largo x ancho x alto)
14 1/4" x 14 1/4" x 2 5/8"
(362 mm x 362 mm x 67 mm)

Dimensiones del producto - Base

(largo x ancho x alto)
14 1/2" x 14 1/2" x 2 3/4"
(368 mm x 368 mm x 70 mm)

Peso del producto

14 lb / 6 kg

Portabilidad

Estuche de transporte opcional modelo 64771

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
752KL	Báscula digital de alta resistencia con pantalla remota, LB y KG
752KG	Báscula digital de alta resistencia con pantalla remota, solo KG
SS-752KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® 2 para básculas de la serie 752*
ADPT50	Adaptador incluido, No. de artículo para refacción o reemplazo
PLUGSET50	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
64771	Estuche de transporte opcional para los modelos 752KL y 752KG
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica



64771

Estuche de transporte
opcional modelo

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscal.es.com



*No disponible en todos los países.

Health o meter®
Professional