

Gran pantalla LCD de 38 mm / 1 1/2"



### Ventajas

- ✓ **Pantalla de LCD de 38 mm / 1 1/2"**  
La gran pantalla muestra de forma clara la información del peso
- ✓ **Balanza de piso de 180 kg / 397 lb de capacidad**  
La alta capacidad de estas balanzas de piso brindan un uso más versátil
- ✓ **Tiempo de pesaje de 5 segundos**  
La información del peso se mostrará por 5 segundos después de bajarse de la balanza para que el usuario o el paciente se estabilice



Estuche de Transporte para  
800KL n.º de artículo 64771



| Modelo | Empaque principal | Dimensiones de envío           | Peso (KG) | Código CUP   |
|--------|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 800KL  | 4                 | 365.13 mm x 381 mm x 222.25 mm | 8.28 kg   | 892076002109 |

### Especificaciones

- Capacidad: 180 kg / 397 lb
- Resolución: 0.1 lb / 0.05 kg
- Pantalla: LCD de 38.1 mm / 1 ½"
- Funciones: Interruptor de LB/KG, Cero automático, Retención de peso por 5 segundos, Apagado automático
- Dimensiones de la plataforma: 311 mm (ancho) x 311 mm (prof.) x 44 mm (alto) / 12 ¼" (ancho) x 12 ¼" (prof.) x 1 ¾" (alto)
- Peso del producto: 4 lbs / 1.8 kg
- Fuente de alimentación: 2 baterías de litio de 3 voltios (incluida)
- Estuche opcional n.º de artículo 64771