

¡SUPERFICIE ANTIRRESBALADIZA EXCLUSIVA!



Ventajas

- ✓ **Superficie antirresbaladiza exclusiva**
La superficie texturizada proporciona tracción adicional y tranquilidad
- ✓ **Báscula de piso con capacidad de 440 lb / 200 kg**
La alta capacidad de esta báscula de piso proporciona un uso más versátil
- ✓ **Retención del peso de 5 segundos**
La medición del peso permanecerá desplegada por 5 segundos después de quitarse de la báscula, permitiendo al usuario o cuidador tiempo para estabilizarse ellos mismos o al paciente
- ✓ **Báscula de cuidados domiciliarios de grado médico**
Diseñada para su uso en la casa / baño, con exactitud y características de una báscula profesional
- ✓ **Pantalla con retroiluminación**
Fácil de leer desde cualquier ángulo y en cualquier luz

Health o meter®
P r o f e s s i o n a l



Especificaciones

- Capacidad: 440 lb / 200 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Tamaño de la Plataforma (l x a x a):
13" x 13" x 7/8" / 330 mm x 330 mm x 22 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):
13" x 13" x 7/8" / 330 mm x 330 mm x 22 mm
- Peso del producto: 4 lb / 1.8 kg
- Pantalla: 1 7/8" / LCD
- Fuente de alimentación: (2) baterías de litio de 3 voltios (incluidas)
- Funciones: botón LB/KG, retención de peso de 5 segundos,
autoapagado, autocero
- Garantía limitada de 1 año