



Ventajas

- ✓ **Balanza de piso de 200 kg / 440 lb de capacidad**
La alta capacidad de estas balanzas de piso brindan un uso más versátil
- ✓ **Pantalla de LCD de 31.75 mm / 1-1/4"**
La gran pantalla muestra de forma clara la información del peso
- ✓ **Plataforma de altura mínima**
La plataforma de altura mínima requiere solo de un pequeño paso, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable



844KL Pantalla



Modelo	Empaque principal	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código CUP
844KL	2	384.18 mm x 14.75 mm 152.4 mm	3.86 kg	10892076002401

Especificaciones

- Capacidad: 200 kg / 440 lb
- Resolución: 0.05 kg / 0.1 lb
- Dimensiones de la plataforma: 321 mm (ancho) x 321 mm (prof.) x 48 mm (alto) / 12 5/8" (ancho) x 12 5/8" (prof.) x 1 7/8" (alto)
- Pantalla grande de LCD 31.75 mm / 1 ¼"
- Fuente de alimentación: 2 baterías de litio de 3 voltios (incluidas)
- Estuche opcional (número de artículo 64771)
- Funciones: Interruptor de LB/KG, Cero automático, Retención de peso por 5 segundos, Apagado automático



Estuche de Transporte para
844KL n.º de artículo 64771