



Ventajas

- ✓ **Balanza de piso de 500 lb / 220 kg de capacidad**
Esta balanza de plataforma de gran capacidad es de uso múltiple para la mayoría de los pacientes.
- ✓ **Pantalla amplia de LCD de 2.5 pulgadas**
La pantalla amplia muestra de forma clara la información del peso
- ✓ **Plataforma amplia**
La plataforma amplia permite que los pacientes tengan una posición cómoda y segura para ayudarles a mantener el equilibrio.
- ✓ **Tiempo de pesaje de 10 segundos**
El valor del peso permanece en la pantalla por 10 segundos después que el paciente baje de la plataforma para que se estabilice.
- ✓ **Plataforma de altura mínima**
La plataforma de altura mínima requiere solo de un pequeño paso, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más estable.
- ✓ **Superficie antideslizante**
El tapete texturizado de la plataforma proporciona tracción y un punto de apoyo estable.



Estuche de transporte opcional disponible (artículo #64769)

Modelo	Empaque principal	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código UPC
880KL	4	47cm x 36.6cm x 17.5cm	19 kg	854896003665

SIN LATEX



Hecho en Hungría

Specifications

- Capacidad: 500 lb / 220 kg / 31 st
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Tamaño de la plataforma: 17" (w) x 13" (d) x 1-3/10" (h) / 43.2cm (w) x 33cm (d) x 3.3cm (h)
- Pantalla: 2-1/2" / 6.35cm
- Fuente de alimentación: 2 baterías de litio de 3 voltios (incluido)
- Funciones: Interruptor LB / KG / ST, apagado automático, toque para iniciar
- Tiempo de pesaje de 10 segundos
- Estuche de transporte opcional disponible (artículo #64769)
- 1 año de garantía limitada con el fabricante